



Ståstativ

Vuxen

Tanken bakom ståstativet är många. Framförallt vill vi främja belastning av hjärta, skelett och muskler på ett säkert sätt. Att dessutom enkelt kunna byta ställning från sittande till stående för att kunna vara mer delaktig och främja andra funktioner är en bonus.

Ståstativet består av ett stabilt underrede, armstöd och ett väl tilltaget bord. För en individuell anpassning justeras armstöden och bordet oberoende varandra. Fötterna står stadigt tack vare justerbara hälkappor och fotremmar.

Uppresningen är bekväm och säker med djup- och höjjusterbara knästopp och den polstrade selen som placeras baktill.

Quality for life

Bandmatning



Manuell bandmatning

Ståstativet kan utrustas med manuell eller elektrisk bandmatning. Den manuella kräver mer av brukaren själv eftersom man med manuell kraft, antingen själv eller med hjälp av en annan person, drar sig upp. Bandet säkrar automatiskt vid belastning vilket gör att brukaren kan resa sig upp i sin egen takt.



Elektrisk bandmatning, nät driven

Den elektriska bandmatningen styrs med hjälp av en manöverdosa. Uppresning sker steglöst och oavsett om brukaren själv eller annan person genomför förflyttningen regleras uppresningen med ett knapptryck.

Motorn kan som standard också manövreras med "sug-blås"-funktion så att brukaren får båda händerna fria. Säkerhetsstoppet under bordet skyddar brukaren från att komma för nära bordets kant.

Trots att brukaren själv kan reglera uppresningen rekommenderar vi att annan person alltid är närvarande vid användning av ståstativ med elektrisk bandmatning.

Tekniska data

Vikt stativ	45 kg
Vikt el-bandmatn.	11,5 kg
Höjd bord	90-130 cm
Max brukarvikt	120 kg
Rekom. brukarlängd	140-185 cm

Tillbehör



Tvärstag med pelotter

Stabiliserar höftpartiet och ger ökad säkerhet för brukaren.

Reglerbart i bredd.



Rygg- och huvudstöd

Stabiliserar överkroppen och består av bålstöd, ryggplatta och huvudstöd.

Endast i kombination med tvärstag.