

Rekonditionering av elrullstolar

Nedanstående är instruktioner vid rekonditionering av Otto Bocks elrullstolar.
För ytterligare specifikationer för enskild modell, kontakta Otto Bock Scandinavia AB.

RENGÖRING:

- Rengör med ett icke frätande rengöringsmedel (t.ex. handdiskmedel YES) och fuktad trasa.
- Högtryckstvätt. Får EJ användas.
- För klädslar rekommenderas 40° fintvätt. Förslut alltid dragkedjor innan tvätt. Vid maskintvätt rekommenderas max temperatur 40° och 6 minuter.
- Låt stolen stå i minst 10 minuter för att vatten skall kunna rinna ur håligheter.
- Tag bort påklitrade dekaler som EJ är Otto Bocks märkningar eller instruktioner.

VISUELL KONTROLL:

- Undersök noga ramdelar och sök efter eventuella sprickor – skevheter.
Var speciellt noga med hjulinfästningar, tipperskydd, armstöd och körhandtag.
- Eventuellt skarpa hörn, avsaknad av dammskydd, täckkåpor.
- Klädselns standard och slitage. Sömmarnas utseende.
- Batteriernas infästning och fastsättning

BYTE AV DELAR/SLITDELAR:

- Vid behov SKALL delar som är skadade/defekta bytas.
- Använd alltid Otto Bock originaldelar*.
- Däck, skruvar och liknande i korrekt dimension kan användas av annat fabrikat.
- Montera nya ändproppar för ramrör och liknande.
- Bättringsfärg finns att beställa.
- Vid garantianspråk skall reklamations-/garantiblankett ifyllas.

*= Vid användning av "piratdelar" upphör Otto Bocks ansvar för såväl funktion, säkerhet och kvalitet.

Otto Bock erbjuder sig att tillsammans med kund medverka vid kravställning av s.k. piratdelar.

PRAKTISK KONTROLL:

- Kan justeringar utföras för fotplatta, armstöd och liknande.
- Ihopfällning och uppmontering.
- Återmontera produkten i standardutförande om individuella inställningar har varit gjorda, manöverboxens placering, sittvinkel m.m.
- Drivhjulens infästning och lufttryck, (för korrekt tryck-se däckside).
- Länkhjulsinfästning, länkhjuls skick och rullning.
- Frikopplingen/motorbromsens funktion.
- Tipperskyddens funktion och inställning.
- Kontrollera noga samtliga skruvförband.
- Onormalt stora glapp i sammanfogningar/ led-delar.
- Kontrollera köregenskaperna vis start och stopp, svängning, låg och hög fart.
- Vid event elutrustning, kontrollera funktioner.
- Fyll i checklistan på nästa sida.

CHECKLISTA FÖR REKONDITIONERING AV ELRULLSTOL

Rullstolsmodell: _____ Serienummer: _____

Så här finner och tolkar du serienumret:

Serienumret är placerat på rullstolsramens vänstra sida vid armstödet infästningspunkt.

Exempel på serienummer:

3220 10 02 05 0367

- 3220 - anger modell (B500, B600, C1000)
- 10 - hastighet
- 02 - tillverkningsmånad
- 05 - tillverkningsår
- 0367 - löpande serienummer



1.	Ram	Funktion, skevheter, sprickor, skruvförband	<input type="checkbox"/>
2.	Ryggdel	Funktion, låsning. Hopfällt-utfällt läge. Klädsel	<input type="checkbox"/>
3.	Sits	Infästning och klädsel	<input type="checkbox"/>
4.	Benstöd	Infästning, låsning	<input type="checkbox"/>
5.	Fotplattor	Infästning, justering	<input type="checkbox"/>
6.	Armstöd	Infästning, funktion, armdynor	<input type="checkbox"/>
7.	Manöverbox	Infästning och funktioner, batteri-indikator	<input type="checkbox"/>
8.	Kablage	Infästning, skador på isolering eller kontakter	<input type="checkbox"/>
9.	Drivhjul	Infästning, (funktion och låsning), slitage och lufttryck	<input type="checkbox"/>
10.	Länkhjul	Infästning, inställning, lager och slitage (lufttryck)	<input type="checkbox"/>
11.	Tippskydd	Infästning, inställning och funktion	<input type="checkbox"/>
12.	Frikoppling	Infästning, funktion	<input type="checkbox"/>
13.	Belysning	Infästning, funktion fram, bak och blinkers	<input type="checkbox"/>

Anmärkingar: Ange punkt och kommentar:

Kontroll utförd av: _____ Datum: _____