

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Skippi egenskaper:

- Stabil aluminiumkonstruktion.
- Kan anpassas när barnet växer.
- Färgglad, barnvänlig design.
- Enkel att demontera för transport.
- Max hastighet 6 km/h
- Krocktestad

A200 Skippi

Eldriven barnrullstol

A200 Skippi är en smidig och lättkörd eldriven barnrullstol.

Tuff design och enkel att storleksanpassa när barnet växer.

Skippi kan fås med 2 modeller av styrsystem (enAble 40 eller enAble 50) och flera olika elfunktioner.

Som nyhet kan Skippi utrustas med elsitslyft.

Starka motorer och gel-batterier med hög kapacitet ger grunden till en lång och spännande resa.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · SE-601 14 Norrköping · Telefon +46 - 11 28 06 00 · Fax +46 - 11 31 20 050 · www.ottobock.se · info@ottobock.se

A200 Skippi

Artikelnummer 490E55=00000

Standardutrustning

- C20 gel-batterier 31 Ah
- 8" länkhjul med PU-däck
- Standardsits med förvaringsfack
- Sittdyna
- Sidoskydd, höjdbarbara
- Fotplattor, delade, höjdbarbara
- Stänkskärmar för drivhjulen
- Drivhjul på aluminiumfälg
- Tippskydd och stötskydd bak

Krocktestad enligt ANSI / RESNA

Tillvalsutrustning

- Sitstillning
- Stötbåge fram
- Sitslyft, elektrisk
- Ryggvinkling, elektrisk
- Bord
- Vårdarstyrning
- Körhandtag, höjdbarbara
- Fotplatta, hel, aluminium
- Sittsystemsadapter
- Strålkastare
- enAble 50 styrsystem
(se även utprovningsprotokoll)

Tekniska data

MÅTT & VIKT

Max belastning	50 kg
Vikt (tom)	68 kg
Totalbredd	57 cm
Totallängd utan benstöd	70 cm
Totallängd med benstöd	85 cm
Sitthöjd	43 cm
Sittbredd (SB)	26 – 38 cm justerbart
Sittdjup (SD)	30 – 37 cm
Sitsvinkling (steglös som tillval)	-6°, 3°, 12° (3° till 28°)
Rygg höjd	35/40/42/44/46 cm
Ryggbredd	30 cm
Ryggvinkel (vid 3° sittvinkel)	-9/1/11/21° eller 0/10/20/30°
Ryggvinkel elektrisk (tillval)	0° till 25°
Armstödshöjd	16 – 27 cm
Underbenslängd	11 – 26 cm
Drivhjul	Ø 12,5 "
Länkhjul	Ø 8 "

PRESTANDA

Max. hastighet	6 km/h
Batterikapacitet	31 Ah
Laddningstid	12 h
Körsträcka	ca. 30 km
Hindertagningsförmåga	5 cm
Vändradie	55 cm
Frigång	5 cm
Körstigning	12 %
Ramfärger	gul-blå-röd ramfärg alt. silvermetall

Reservation för tekniska ändringar



Stötbåge fram och Elektrisk ryggvinkelinställning (tillval)



Justerbar sittbredd (standard)



Avtagbara benstöd (standard)



enAble 40 styrsystem (standard)



enAble 50 styrsystem (tillval)



Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE