

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Märkning	Ordernr
	Datum

B400 facelift Elrullstol

Artikel nummer: 490E65=00000_C



Grundutförande

- 7.2 km/h
- VR2 kontroll enhet
- Control panel holder, standard
- 50 Ah (C5) AGM batterier
- Batteriladdare
- 9" länkhjul
- Svarta fälgar
- Gråa luftpumpade däck
- Standardsits
- Sittdyna
- Armstöd med klädsydd
- Individuella benstöd med fotstöd i plast
- Fjädring drivhjul
- Svart eller vit kräm färgad ram
- Bälte med metallspänne

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
..... Namn Underskrift

Standard sits		
EC 18	<input type="checkbox"/>	Standardsits junior (SD 34 ... 40 cm, SW 34 ... 40 cm) Pristillägg
EC 01	<input type="checkbox"/>	Standardsits small (SD 38 ... 46 cm, SW 38 ... 42 cm)
EC 02	<input type="checkbox"/>	Standardsits large (SD 42 ... 50 cm, SW 43 ... 48 cm)

Inställningar för standardsits		
Ryggvinkel	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21°	<input type="checkbox"/> 0/10/20/30°
Sitsvinkel (SV)	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 6°
En sitsvinkel på 6° är ej möjlig med mekanisk sitstilt! En sitsvinkel på 0° är ej möjlig med sitthöjd 40 cm i kombination med mekanisk sitstilt. Sitsvinkel 3° och 6° är ej möjlig med elektrisk sitstilt!		
Sittdjup (SD) i cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Sittbredd (SB) cm	
Lower leg length (LL) cm (25 ... 49 cm) utan sittdyna	
Sitthöjd (SH) i cm	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50
Beakta: Rekommenderad markfrigång bör vara minst 6 cm. (SH-UL=markfrigång)		
SH 40cm är ej möjlig med Standardsits Large. SH 40cm är ej möjlig med Standardsits i kombination med elektrisk sitstilt 45°.		
SH 45cm är ej möjlig med Standardsits Large i kombination med varken mekanisk eller elektrisk sitstilt 20°.		

Exempel på tillbehör



ES 05 Belysning



EB 20 Mekaniska benstöd



EA 10 Stänkskydd



EF 03 Mekaniska riktningsslås
på länkhjulen



ES 38 Backspegel



ES 42 Bagagehylla



EF 04 Kantklättrare



EC 24 Contur sits
EC 26 Syntetiskt läderöverdrag

Contur-sits		
EC 03	<input type="checkbox"/>	Contur-sits small (SD 36 ... 44 cm, SW 38 ... 42 cm) Pristillägg
EC 04	<input type="checkbox"/>	Contur-sits large (SD 40 ... 48 cm, SW 43 ... 48 cm) Pristillägg
Conturtyp		
EC 25	<input type="checkbox"/>	Klädselöverdrag
EC 26	<input type="checkbox"/>	Syntetisk läderimitation Pristillägg
EC 27	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag (kan beställas som komplement till EC 25) Pristillägg

Inställningar för Contur-sits	
Sittdjup (SD)	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm
Sittbredd (SB) cm
Underbenslängd (UL) cm (28 ... 54 cm)
Sitthöjd (SH)	<input type="checkbox"/> approx. 47 cm <input type="checkbox"/> approx. 52 cm <input type="checkbox"/> approx. 57 cm (Rekommenderad markfrigång bör vara minst 6 cm. SH-UL=markfrigång) SH=47 cm är ej möjligt med Contur-sits large SH=47 cm är ej möjligt i kombination med elektrisk sitstilt! SH=52 cm är ej möjligt med Contur-sits large i kombination med mekanisk sitstilt 20° and elektrisk sits tilt 20°!

Sittdynor (endast för standardsits)		
EC 06	<input type="checkbox"/>	Sittdyna överdrag svart (grundutförande) (tjocklek 5 cm)
EC 10	<input type="checkbox"/>	Sittdyna med inkontinensöverdrag (tjocklek 5 cm) Pristillägg
EC 07	<input type="checkbox"/>	Sittdyna utan Prisavdrag
EC 11	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra (tjocklek 7 cm) Pristillägg
EC 12	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra Aquos (tjocklek 7 cm) Pristillägg
EC 17	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra Flair (tjocklek 7 cm) Pristillägg

Ryggstödsvinkling		
ED 20	<input type="checkbox"/>	Ryggstödsvinkling mekanisk 30° Pristillägg Ej möjlig med Contur-sits Small med SD 36cm eller 38cm. Ej möjlig med Contur-sits Large med SD 40cm eller 42cm.
ED 50	<input type="checkbox"/>	Ryggstödsvinkling elektrisk 30° Pristillägg Ej möjlig med Contur-sits Small med SD 36cm eller 38cm. Ej möjlig med Contur-sits Large med SD 40cm eller 42cm.

Sitslyft		
EC 60	<input type="checkbox"/>	Sitslyft elektrisk, lyfthöjd 30cm. (Komb. med sitsvinkel 0° och el. sitstilt 30° max) Pristillägg
EC 61	<input type="checkbox"/>	Sitslyft elektrisk, lyfthöjd 20cm. (Komb. med sitsvinkel 0° och el. sitstilt 45° max) Pristillägg

Sitstilt		
EC 51	<input type="checkbox"/>	Sitstilt mekanisk 20° (gasfjäder) Pristillägg
EC 50	<input type="checkbox"/>	Sitstilt elektrisk 30° (tyngdpunkts förskjutning (tilt in space). Endast 0° sitvinkel möjlig) Pristillägg
EC 54	<input type="checkbox"/>	Sitstilt elektrisk 45° (tyngdpunkts förskjutning (tilt in space). Endast 0° sitvinkel möjlig) Pristillägg
EC 57	<input type="checkbox"/>	Sitstilt elektrisk 20° Pristillägg

Bälten		
EP 65	<input type="checkbox"/>	Höftbälte med metallspänne

Tillbehör sittsystem		
EE 30	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd fäste Pristillägg
EK 20	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd installations kit Pristillägg
EK 10	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd Pristillägg

Benstöd		
EB 01	<input type="checkbox"/>	Benstöd individuella fotsplatta plast (grundutförande, ej möjlig med Standard sits Junior)
EB 02	<input type="checkbox"/>	Benstöd individuella fotsplatta aluminium (steglöst vinkelställbara) Pristillägg
EB 07	<input type="checkbox"/>	Benstöd utan Prisavdrag
EB 20	<input type="checkbox"/>	Benstöd manuellt höj/sänkbara (gasfläder) just.b. längd fotplatta vinkelst.b alum (UL från 27 cm för standard sits, från 32 cm för Contur sits). Maxvikt 140 kg. Pristillägg
EB 50	<input type="checkbox"/>	Benstöd elektriskt höj/sänkbara just.b. längd fotplatta vinkelst.b alum, simultant höj/sänkbara (ej var för sig) (UL med standard sits från 27 cm med contour sits från 32 cm) Pristillägg
Armstöd		
EE 05	<input type="checkbox"/>	Armstöd med klädskydd (grundutförande) ej möjlig med standard sits Junior
EE 10	<input type="checkbox"/>	Armstöd höj-/sänkbar med klädskydd Pristillägg
Ramfärg		
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matt
022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001
Länkhjul/Drivhjul		
EF 01	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 9" /Drivhjul 14"
EF 05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 8" / Drivhjul 12 1/2" (max. kap. 100 kg; end. i komb. m. 6 km/h drivenhet; end. gråa däck och svarta fälgar)
Däckfärg		
EG 03	<input type="checkbox"/>	Däck gråa (fälg svart)
EG 04	<input type="checkbox"/>	Däck svarta (fälg grå)
Däck		
EG 55	<input type="checkbox"/>	Däck luftpumpade
EG 60	<input type="checkbox"/>	Däck punkteringsfria samtliga Pristillägg
EF 06	<input type="checkbox"/>	Däck länkhjul punkteringsfria Pristillägg
Fjädring länkhjul		
EF 20	<input type="checkbox"/>	Fjädring utan
EF 02	<input type="checkbox"/>	Fjädring Pristillägg
Tillbehör länkhjul		
EF 03	<input type="checkbox"/>	Mekaniskt riktningsslås Pristillägg
Ram alternativ		
EG 05	<input type="checkbox"/>	Fjädring
EG 20	<input type="checkbox"/>	Fjädring utan Prisavdrag
Tillbehör ram		
ES 05	<input type="checkbox"/>	Belysning Pristillägg
EA 10	<input type="checkbox"/>	Stänkskydd Pristillägg
Motor		
ET 01	<input type="checkbox"/>	Drivenhet 6 km/h
ET 09	<input type="checkbox"/>	Drivenhet 7.2 km/h (grundutförande)
ET 02	<input type="checkbox"/>	Drivenhet 10 km/h Pristillägg
Batteri		
EU 08	<input type="checkbox"/>	Batteri 2 st. 50 Ah (C5) AGM batterier (grundutförande)
EU 01	<input type="checkbox"/>	Batteri 2 st. 63 Ah (C5) gel batterier (ej möjlig m. fjädring drivhjul) Pristillägg
EU 03	<input type="checkbox"/>	Batteri utan Prisavdrag

Manöverpanel			
EU 19	<input type="checkbox"/>	Manöverpanelfäste (grundutförande)	
EU 20	<input type="checkbox"/>	Manöverpanelfäste sidosvängbart	Pristillägg
EU 18	<input type="checkbox"/>	Manöverpanelfäste sidosvängbart höj-/sänkbart	Pristillägg

Manöverpanel monteringsida			
	<input type="checkbox"/>	Höger	
	<input type="checkbox"/>	Vänster	

Manöverpanel tillbehör			
EU 15	<input type="checkbox"/>	Vårdarstyrning	Pristillägg
EU 50	<input type="checkbox"/>	Handprogrammerare (återförsäljarversion, certifikat erfodras)	Pristillägg
EU 55	<input type="checkbox"/>	Programvara PC inkl kabel (återförsäljarversion, certifikat erfodras)	Pristillägg

Joystickgrepp			
EU 23	<input type="checkbox"/>	Tetragaffel (justerb. för handbredd 70-90mm)	Pristillägg
EU 24	<input type="checkbox"/>	Pinne S80 (special grepp 80 mm)	Pristillägg
EU 25	<input type="checkbox"/>	Mjuk boll (svart överdrag)	Pristillägg
EU 26	<input type="checkbox"/>	Golfboll liten 43mm	Pristillägg
EU 27	<input type="checkbox"/>	Golfboll stor 48mm	Pristillägg
EU 28	<input type="checkbox"/>	Golfboll stor höjjust.b 60mm (EU 18 rekommenderas)	Pris- tillägg
EU 35	<input type="checkbox"/>	Mjuk boll färgad (diameter 48 mm)	Pristillägg

Tillbehör			
EF 04	<input type="checkbox"/>	Kantklättrare	Pristillägg
ES 24	<input type="checkbox"/>	Ficka för mobiltelefon	Pristillägg
ES 42	<input type="checkbox"/>	Bagagehylla	Pristillägg
ES 35	<input type="checkbox"/>	Bord sidosvängbart (inkl installation tillbehör; anpassad utskurning för manöverbox)	Pristillägg
EA 60	<input type="checkbox"/>	Kryckhållare	Pristillägg
ES 38	<input type="checkbox"/>	Backspegel fällbar vä	Pristillägg
ES 28	<input type="checkbox"/>	Backspegel fällbar hö	Pristillägg
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Verktogsset inkl. pump	Pristillägg
ES 60	<input type="checkbox"/>	Transportfästen (max brukarvikt 100 kg)	Pristillägg

Specialanpassningar			
21187.002	<input type="checkbox"/>	Sittplatta med individuella mått för sittskal	Pristillägg
20465.016	<input type="checkbox"/>	Ryggör höjjusterb. (end. i komb. m. anpassn. 40405.002)	Pristillägg
40405.002	<input type="checkbox"/>	Ryggklädsel höjjusterb. ryggör (end. i komb. m. anpassn. 20465.016)	Pristillägg
20465.011	<input type="checkbox"/>	Contur rygg med standard sittdel eller standard rygg med Contur sittdel	Pristillägg
25142.001	<input type="checkbox"/>	Amputationsbenstöd för elrullstol	Pristillägg
19893.001	<input type="checkbox"/>	Fjärrstopp för vårdare	Pristillägg

Tjänster			
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning /tim	
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning /tim	
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad /km	