



Nurmi Neo

Smidig, säker och stabil

Nurmi Neo är en utmärkt rollator som stödjer en aktiv upprätt hållning och ett naturligt gångmönster. Den finns i tre storlekar och är individuellt anpassningsbar till olika längd och rörelseförmåga så den kan smidigt växa med barnet. Nurmi Neo är ihopfällbar och lätt att transportera. Det är en rollator med lätt och stabil ram samt gott om tillbehör. Finesser som i/urkopplingsbar backspärr, justerbart körhandtag i höjd och horisontalplan är standard.

Quality for life

Nurmi Neo

Bakåtvänd rollator för barn

Mervärden

- Tre storlekar - rollatorn växer med barnet
- Höjd- och djupställbart handtag
- Länkhjul fram för ökad smidighet
- Backspärrsfunktion (kan urkopplas) för trygghet
- Ihopfällbar konstruktion som gör Nurmi Neo enkel att förvara och transportera
- Massiva hjul - underhållsfritt
- Flera olika tillbehör finns som t.ex. tippskydd, riktningsslås, varukorg, hängsits mm.

Teknisk information	Stl 1	Stl 2	Stl 3
Höjd, handtag: standard	45 - 57	58 - 72	64 - 78
Avstånd mellan handtag: standard	41	46	51
Höjd, handtag: universal	38 - 57	51 - 72	57 - 78
Avstånd mellan handtag: universal	27 - 41	32 - 46	37 - 51
Höjd, handtag: mini	31 - 48		
Avstånd mellan handtag: mini	20 - 41		
Grepp, diameter	3	3	3
Avstånd mellan underarmstöd - golv	53 - 64	66 - 79	71 - 84
Avstånd mellan underarmstöd - golv (center)	25 - 41	30 - 46	35 - 51
Underarmstöd bredd x längd (insida)	7 x 16	7 x 21	7 x 21
Totalbredd	63	68	72
Totallängd (med tippskydd +10 cm)	65	76	83
Transportmått (L x B x H)	65 x 63 x 24	76 x 68 x 24	85 x 72 x 24
Diameter, framhjul	15	15	15
Diameter, bakhjul	15	20	20
Max. belastning	25	40	55
Vikt	5.5	6.0	6.5
Sitthöjd	30	45	48
Svängradie	86	99	106



• Höft- och bäckenstöd



• Uppåtriktade handtag med underarmsstöd



• Hängsits