

ottobock.



Yogi

Tryggt och självklart sällskap

Vår omtyckta barnrollator med hög kvalitet har sedan flera år varit en trygg och pålitlig "gå-kompis" för barn med olika behov.

Rollatorns unika stabilitet och enkla konstruktion gör den till ett självklart val för både tekniker och föräldrar.

Yogi är lättrullad även under belastning med sina kullagrade hjul och länkhjulen gör den smidigt manövrerbar. Riktningsslåsen ger kursstabilitet när så önskas och ramen är stabil och ihopvikbar. Dessutom kan körhandtagen steglöst höjjusteras separat vilket gör att Yogi passar de flest barn.

Quality for life

Yogi

Framåtvänd rollator för barn

Mervärden

- Ihopfällbar konstruktion som gör Yogi enkel att förvara och transportera
- Kullagrade hjul ger rollatorn längre livstid
- Länkhjul med riktningsslås för ökad stabilitet
- Steglöst höjdbarbara körhandtag
- Sits, korg och släpbroms finns som tillbehör
- Finns med lågt körhandtag för de allra minsta barnen

Teknisk information	Storlek 1	Storlek 2
Lägsta handtagshöjd	59 cm (44)*	70 cm
Högsta handtagshöjd	73 cm	89 cm
Längd	70 cm	62 cm
Bredd	58 cm	60 cm
Hjuldiameter	15 cm	15 cm
Vikt	5,7 kg	6,1 kg
Max. belastning	25 kg	40 kg
Höjd på sitsen	37 cm	47 cm
Svängradie	76 cm	80 cm

* med lågt körhandtag



• Handbroms



• Släpbroms



• Multijusterbara handtag



• Sits