

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Avantgarde Ti 8.9

Ger dig karaktär!

Avantgarde Ti 8.9 är resultatet av samlade erfarenheter, hög tillverkningsprecision och användande av bara de bästa materialen. Kombination titan och aluminium ger styrka och låg vikt. Nya sidoskydd och länkhjulsinfästningar samt lättare drivhjul ger en total vikt under 9 kg. Exakthet i delar och tillverkning gör att Avantgarde Ti 8.9 får köregenskaper som en fastramstol. Ny rygglädsel med enklare justering och ventilation ger förbättrad funktion och komfort. Bakhjulsjustering kan göras utan demontering av delar.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · Koppargatan 3, 601 14 Norrköping · Telefon 011 280-600 · Telefax 011 312 005 · info@ottobock.se · www.ottobock.se



Avantgarde Ti 8.9

Egenskaper

Ultralätt aktivrullstol med kryssram, kompakt ramdesign, från 8.9 kg. Integrerade benstöd i aluminium/titan kan väljas i 70° eller 80° benramsvinkel.

- Kryssram i aluminium med titandetaljer.
- Sidopaneler i aluminium med neopreninläggningar.
- 24" bakhjul med Quick-release
- Enkla inställningar av bakhjulets position.
- Cambervinkel 0°, 2° eller 4°
- Anpassningsbar ventilerad ryggklädsel
- Vinkeljusterbar fotplatta i titan/aluminium.
- Infinity drivhjul som standard
- Rak eller insvängd framram

Tillbehör: se tillbehörskatalogen

Tekniska data

Sittbredd	32 - 50 cm
Sittdjup	36 - 48 cm
Rygghöjd	min 25 - max 50 cm
Sitthöjd, fram	min 42 - max 52 cm
Sitthöjd, bak	min 40 - max 54 cm
Sitsvinkling	inställbar upp till 15°
Underbenslängd	16 - 54 cm
Maxbrukarvikt	125 kg
Vikt (inkl. sidoskydd)	från ca 9.5 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittedyna.



Vinkeljusterbar länkhjulsinfästning



Vinkeljusterbar fotbåge



Ventilerad anpassningsbar ryggklädsel



Spox-hjul som tillval



Ställbar rygghöjd

OAO Bock®

QUALITY FOR LIFE