

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Avantgarde VR

Smidighet och funktion!

Avantgarde VR är lättare och stabilare än vanlig kryssramstolar. Körning av rullstolen blir därför enklare för muskelsvaga brukare och samtidigt stadigt nog för aktiva brukare med behov av en smidig kryssramstol. Avantgarde tillverkas individuellt efter brukarens mått och behov med möjlighet till lösningar som standardrullstolar saknar.

Fördelar som att drivhjulspacering kan ske i små steg, justerbar sitthöjd och sittvinkel gör både körning och sittande enklare.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · Koppargatan 3, 601 14 Norrköping · Telefon 011 280-600 · Telefax 011 312 005 · info@ottobock.se · www.ottobock.se

Avantgarde VR

Egenskaper

Standardutrustning

- Dubbel-kryssram i silvermetallic
- Anpassningsbar ryggklädsel
- Justerbar rygg höjd
- Delade och vinkelställbara fotplattor
- Benstöden kan svängas utåt/inåt
- Enkel justering av drivhjulinfästning
- Sidoskydd

Tillval

- Ergorygg, vinklinsbar -9° till +9°
- Enhandsdrivning
- Trumbromsade drivhjul
- Olika armstödsvarianter

Tillbehör: se tillbehörskatalogen



Tekniska data

Sittbredd (SB)	32 - 50 cm
Sittdjup (SD)	36 - 48 cm
Rygg höjd (RH)	min 25 - max 50 cm
Sitthöjd, fram	min 39.5 - max 56 cm
Sitthöjd, bak	min 37 - max 53 cm
Sitsvinkling	inställbar upp till 15°
Maxbrukarvikt	125 kg
Vikt (inkl. drivhjul)	från ca 12.8 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



Sidoskydden kan svängas undan helt för enklare förflyttning



Undansvängbart tipskydd med möjlig längdjustering



Höjjusterbart armstöd med PU-dyna



Anpassningsbar ryggklädsel. Justering utan behov av verktyg.

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE