

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Blizzard

Aktivrollstol med funktion & design

Blizzard kombinerar en dynamisk design med praktisk funktion för aktiva brukare. Den finns i ett stort antal färger för att passa alla smaker, från högpolerad ram till kolfiber look. Sidopanelerna och klädskydden är integrerade så att de inte behöver fällas ned eller tas bort vid transport. När ryggstödet fälls fram glider sidopanelerna ner längs sitsramen. Bromsarna är högeffektiva och enkla att hantera. När de inte används glider bromsblocket undan så det inte stör körningen. Länkhjulsjustering är enkelt att utföra liksom justering av ryggläddsel.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · 601 14 Norrköping · Telefon 011 28 0600 · Telefax 011 31 20 05 · info@ottobock.se · www.ottobock.se



Blizzard

- funktion & design

Egenskaper

- Fällbar rygg
- Ställbar sitthöjd och sittvinkel
- Steglös balansering
- Sidoskydd som standard
- Enkel justering av sidopanelerna och länkhjulsinställning
- Effektiva bromsar som är undansvängbara
- Skön ryggklädsel i spacer fabric
- Brett utbud av ramfärger

Tekniska data

Sittbredd	32 - 46 cm
Sittdjup	36 - 48 cm
Rygghöjd	25 - 50 cm med 2.5 cm intervall
Sitthöjd, fram	min 43 - max 53 cm
Sitthöjd, bak	min 38 - max 53 cm
Underbenslängd	16 - 52 cm
Maxbrukarvikt	125 kg
Vikt (inkl. sidoskydd)	från ca 9.5 kg
Ramvariant	75° / 85°

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



75° framramsbenvinkel



85° framramsbenvinkel



Vinkelställbar länkhjulsinställning



Drivhjul



Hel fotbräda

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE