

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på [www.ottobockdoc.se](http://www.ottobockdoc.se) eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

## Blizzard

### Aktiv fastramsrullstol

Artikelnummer: 480A47=00000-K



#### Grundutförande

- Fast ram i aluminium
- Fotplata, vinkelställbar och höjjusterbar
- Sittklädsel anpassningsbar
- Ryggvinkel justerbar från -20° till +10°
- Fällbart ryggstöd med låsning
- Sidoskydd i aluminium
- Cambervinkeln finns i 3° intervall
- Dubbelbottnade fälgar med högtrycksdäck
- Knäledsbroms

Max. brukarvikt: 125 kg

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> <b>Kostnadsförslag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Beställning</b>
<input type="checkbox"/> <b>Bilaga för kundanpassning är bifogad</b>	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
.....	.....
Namn	Underskrift

Basdata			
<b>Sittbredd (SB)</b>	_____ cm	<b>Främre sitthöjd (FSH)</b>	_____ cm
<b>Sittdjup (SD)</b>	_____ cm	<b>Bakre sitthöjd (BSH)</b>	_____ cm
<b>Rygghöjd (RH)</b>	_____ cm	<b>Underbenslängd (UL)</b>	_____ cm

Måttuppgifter sits								
<b>SB</b> Sittbredd i cm	[ ] 32	[ ] 34	[ ] 36	[ ] 38	[ ] 40	[ ] 42	[ ] 44	[ ] 46
<b>SD</b> Sittdjup i cm	[ ] 36	[ ] 38	[ ] 40	[ ] 42	[ ] 44	[ ] 46	[ ] 48	

\* SB Blizzard = avstånd mellan sidopanelerna

Sitthöjdsått (se tabell nästa sida)											
<b>SHF</b> sitthöjd fram i cm	[ ] 44	[ ] 45	[ ] 46	[ ] 47	[ ] 48	[ ] 49	[ ] 50	[ ] 51	[ ] 52	[ ] 53	
<b>SHB</b> sitthöjd bak i cm	[ ] 38	[ ] 39	[ ] 40	[ ] 41	[ ] 42	[ ] 43	[ ] 44	[ ] 45	[ ] 46	[ ] 47	[ ] 48
	[ ] 49	[ ] 50	[ ] 51	[ ] 52	[ ] 53						

Ramvinkel		
<b>MA 20</b>	[ ]	Ramvinkel 75°
<b>MA 21</b>	[ ]	Ramvinkel 85°
<b>MA 22</b>	[ ]	Ramvinkel 85° med ramförlängning för aktiv position (4 cm)

Måttabell  
Sithöjd fram



Länkhjul		Kort	Lång
Länkhjulsstorlek	3"	44 - 46	48 - 49
	4"	44 - 47	48 - 51
	5"	44 - 48	48 - 52
	5.5"	47 - 49	49 - 53
	6"	48 - 50	49 - 53

Måttabell  
Sithöjd bak


Drivhjulinfästning	Camber	Kort	Medium	Lång	
Hjulstorlek	24"	0°/3°	42	46	52
		6°/9°	39	45	51
	26"	0°/3°	44	49	53
		6°/9°	41	47	53

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade. Max. avvikelse 1 cm. Den främre sithöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen. Var god beakta tabellen med sithöjder! Angivelser utan sittedyna vid 0° sitsvinkling.

Bakhjulsposition (aktivläge)



Dimension invändigt (L) med raminsvängning /sittbredd i cm									
Raminsvängn. \ Sittbredd	32	34	36	38	40	42	44	46	
X = 0 cm	23*	25	27	29	31	33	35	37	
X = 2 cm	-	21*	23*	25	27	29	31	33	
X = 4 cm	-	-	-	21*	23*	25	27	29	



\* MB06 Fotbåge i titan, kan ej monteras för denna dimension

Ram		
<b>MA 14</b>	[ ]	Ram rak
<b>MA 15</b>	[ ]	Ram insvängd 2 cm
<b>MA 16</b>	[ ]	Ram insvängd 4 cm

Ramtillbehör		
<b>MA 50</b>	[ ]	Transporthjul <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 51</b>	[ ]	Tramprör hö <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 52</b>	[ ]	Tramprör vä <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 55</b>	[ ]	Tippskydd hö <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 56</b>	[ ]	Tippskydd vä <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 57</b>	[ ]	Kryckkäppshållare hö <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 58</b>	[ ]	Kryckkäppshållare vä <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MA 60</b>	[ ]	Rampolstring svart <span style="float: right;">Pristillägg</span>

Länkhjul		(dim. i mm)
<b>MF 01</b>	[ ]	Länkhjul 3" skate-hjul (70 x 25)
<b>MF 11</b>	[ ]	Länkhjul 3" lysdiod <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MF 02</b>	[ ]	Länkhjul 4" massiva grå (100 x 32)
<b>MF 21</b>	[ ]	Länkhjul 4" lysdiod <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MF 35</b>	[ ]	Länkhjul 4" Froglegs alum mjuk <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MF 03</b>	[ ]	Länkhjul 5" massiva grå (125 x 32)
<b>MF 36</b>	[ ]	Länkhjul 5" Froglegs alum mjuk <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MF 04</b>	[ ]	Länkhjul 5.5" massiva grå (140 x 40)
<b>MF 05</b>	[ ]	Länkhjul 6" luftpumpade grå (150 x 30)
<b>MF 06</b>	[ ]	Länkhjul 6" massiva grå (155 x 33)
<b>MF 37</b>	[ ]	Länkhjul 6" Froglegs alum mjuk <span style="float: right;">Pristillägg</span>

Länkhjulsgaffel		
<b>MF 80</b>	[ ]	Länkhjulsgaffel lång
<b>MF 81</b>	[ ]	Länkhjulsgaffel kort <span style="float: right;">Pristillägg</span>

Länkhjulsaxel		
<b>MF 90</b>	[ ]	Länkhjulsgafflar gängad axel
<b>MF 91</b>	[ ]	Länkhjulsgafflar QR <span style="float: right;">Pristillägg</span>

Länkhjulsgaffelns yta		
<b>MF 92</b>	[ ]	Länkhjulsgaffel eloxerad
<b>MF 93</b>	[ ]	Länkhjulsgaffel polerad <span style="float: right;">Pristillägg</span>

Drivhjulstorlek		
<b>MG 02</b>	[ ]	Drivhjul 24"
<b>MG 03</b>	[ ]	Drivhjul 26"

Drivhjulposition horisontalt		
[ ] I	[ ] II	[ ] III [ ] IV [ ] V [ ] VI [ ] VII [ ] VIII [ ] IX [ ] X

Cambervinkel drivhjul		
<b>MG 40</b>	[ ]	Cambervinkel 0°
<b>MG 41</b>	[ ]	Cambervinkel 3°
<b>MG 42</b>	[ ]	Cambervinkel 6°
<b>MG 43</b>	[ ]	Cambervinkel 9°

Exempel på tillbehör



**MA20** Ramvinkel 75°



**MA21** Ramvinkel 85°



**MG75** Drivhjulinfästning



**MG85** Dubbel drivhjulinfästning



**MH04** Knäledsbroms Performance



**MH05** S-broms



**MD72** Spacer fabric



**MD56** Nedfällbara körhandtag




**ME02** Klädskydd i aluminium



**ME05** Sidoskydd avtagbart med armstöd




**MB03** Hel fotplatta, aluminium



**MB10** Delad fotplatta aluminium




**MG91** Ekerskydd Eye Catcher



**MG93** Ekerskydd Clown




**MB06** Fotbåge aluminium



**MB71** Sidostöd för fotplatta



**MG92** Ekerskydd Flower Power



**MG94** Ekerskydd Fire

Drivhjulsfälg			24"	26"	
<b>MG 06</b>	[ ]	Fälg dubbelbottnad	•	•	-
<b>MG 10</b>	[ ]	Fälg Spinergy SPOX	•		Pristillägg
<b>MG 12</b>	[ ]	Fälg Hurricane med alum drivringar (ej i komb m massiva PU däck)	•		Pristillägg
<b>MG 13</b>	[ ]	Fälg Hurricane med rostfria drivringar (ej i komb m massiva PU däck)	•		Pristillägg
<b>MG 14</b>	[ ]	Hjul Mountain bike (24" Schwalbe Landcruiser däck svart drivring (ej möjligt camber 6°, 9° eller ekerskydd)	•		Pristillägg
<b>MG 15</b>	[ ]	Fälg Infinity Ultralight	•		Pristillägg

Däck			24"	26"	
<b>MG 31</b>	[ ]	Däck RightRun finmönstrad 1"	•	•	
<b>MG 32</b>	[ ]	Däck HS 288 grovmönstrad 1"	•		
<b>MG 34</b>	[ ]	Däck massiva 1"	•		
<b>MG 36</b>	[ ]	Däck Airborne	•	•	Pristillägg
<b>MG 37</b>	[ ]	Däck Marathon Plus Evolution 1" punkteringsfria	•		Pristillägg

Drivhjulinfästning		
<b>MG 75</b>	[ ]	Drivhjulinfästning kort (max. bakre sitthöjd 44 cm)
<b>MG 76</b>	[ ]	Drivhjulinfästning medium (max. bakre sitthöjd 49 cm)
<b>MG 77</b>	[ ]	Drivhjulinfästning lång (max. bakre sitthöjd 53 cm)

Drivringar			24"	26"	
<b>MG 50</b>	[ ]	Drivring alum svart hög	•	•	
<b>MG 52</b>	[ ]	Drivring alum silver hög	•		
<b>MG 53</b>	[ ]	Drivring alum silver låg	•		
<b>MG 54</b>	[ ]	Drivring alum gummerade	•	•	Pristillägg
<b>MG 56</b>	[ ]	Drivring rostfria hög	•	•	Pristillägg
<b>MG 57</b>	[ ]	Drivring rostfria låg	•		Pristillägg
<b>MG 58</b>	[ ]	Drivring Titan	•		Pristillägg
<b>MG 60</b>	[ ]	Drivring Top Grip hög	•		Pristillägg
<b>MG 61</b>	[ ]	Drivring The Surge	•		Pristillägg
<b>MG 62</b>	[ ]	Drivring MaxGrepp	•		Pristillägg
<b>MG 27</b>	[ ]	Drivring Natural fit (endast drivringsmontering bred)	•		Pristillägg

Drivringsmontering		
<b>MG 70</b>	[ ]	Drivringsmontering smal
<b>MG 71</b>	[ ]	Drivringsmontering bred

Adapter för hjulbasförlängning			
<b>MG 85</b>	[ ]	Drivhjul saxelsförlängning Dubbel (för protesbrukare)	Pristillägg
<b>MG 86</b>	[ ]	Drivhjul saxelsförlängning Enkel (passiv)	Pristillägg
<b>MG 46</b>	[ ]	Adapter utan	

Drivhjulstillbehör			
<b>MG 87</b>	[ ]	Högtryckspump 14 bar	Pristillägg
<b>MG 88</b>	[ ]	Airman pump batteridrivna	Pristillägg

<b>Knäledsbroms</b>			
<b>MH 01</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms lång
<b>MH 02</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms kort <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MH 04</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms performance <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MH 05</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Broms S-typ <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>Bromstillbehör</b>			
<b>MH 10</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bromsspaksförlängare <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>Rygghöjd i cm</b>			
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27.5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32.5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37.5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42.5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47.5 <input type="checkbox"/> 50			
<b>Rygglädsel</b>			
<b>MD 02</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel ventilerad just.b <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 03</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel dekor just.b
<b>MD 25</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel just.b höjjust.b (10 cm) inkl körhandtag långa <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 26</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel just.b. höjjust.b (10 cm) inkl körhandtag korta <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 32</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygg Backster vinkeljust. <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 15° <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 06</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel utan <span style="float: right;">Prisavdrag</span>
<b>Rygglädsel med blixtlåsficka</b>			
<b>MD 70</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel med blixtlåsficka <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 71</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel blixtlåsficka utan
<b>Rygglädsel 3D</b>			
<b>MD 72</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel 3D <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 73</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel 3D utan
<b>Körhandtag</b>			
<b>MD 50</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Körhandtag kort
<b>MD 51</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Körhandtag lång
<b>MD 56</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fällbara (från RH 30 cm) <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 52</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Körhandtag teleskopiska lång <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 53</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Körhandtag teleskopiska kort <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 59</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Körhandtag utan
<b>Ryggtillbehör</b>			
<b>MD 21</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Polstring för körhandtag (ej möjlig med fällbara körhandtag) <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>Ryggtillbehör för Backster</b>			
<b>MD 37</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sidostöd fasta L hö (från SB 42 cm) <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 33</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sidostöd fasta L vä (från SB 42 cm) <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 38</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sidostöd fasta S hö <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 34</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sidostöd fasta S vä <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 39</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sidostöd svängbara hö <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 35</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sidostöd svängbara vä <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 36</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lateral-/lumbarstöd kit <span style="float: right;">Pristillägg</span>
<b>MD 49</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ryggförlängare <span style="float: right;">Pristillägg</span>

<b>Sidostöd</b>			
<b>ME 01</b>	[ ]	Sidoskydd alum	
<b>ME 02</b>	[ ]	Klädskydd fast polstrad insida alum	Pristillägg
<b>ME 04</b>	[ ]	Klädskydd fast kolfiber	Pristillägg
<b>ME 05</b>	[ ]	Sidskydd kort armdyna alum höjjust. b	Pristillägg
<b>ME 99</b>	[ ]	Sidskydd utan	Prisavdrag
<b>Sidostödstillbehör</b>			
<b>ME 50</b>	[ ]	Armstöd polstrat höjjust. b	Pristillägg
<b>Sitsklädsel</b>			
<b>MC 14</b>	[ ]	Sitsklädsel justerb	
<b>MC 06</b>	[ ]	Sitsklädsel utan	Prisavdrag
<b>Sittdyna</b>			
<b>MC 01</b>	[ ]	Sittdyna Standard tjocklek 3 cm [ ] 5 cm [ ]	Pristillägg
<b>MC 02</b>	[ ]	Sittdyna Cubic Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
<b>MC 03</b>	[ ]	Sittdyna Combi Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
<b>MC 04</b>	[ ]	Sittdyna Combi <sup>3S</sup> (tjocklek 6.5 cm)	Pristillägg
<b>MC 05</b>	[ ]	Sittdyna Evolight (tjocklek 6 cm)	Pristillägg
<b>MC 07</b>	[ ]	Sittdyna Evolight Pro (tjocklek 8 cm)	Pristillägg
<b>MC 20</b>	[ ]	Sittdyna Terra (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
<b>MC 21</b>	[ ]	Sittdyna Terra Aquos (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
<b>Underbenslängd UL i cm (utan sittdyna)</b>			
<b>UL</b>	Önskad längd UL: _____ (möjligt intervall 20 - 49 cm)		
<b>Längd på benstödsrör</b>			
<b>MB 40</b>	[ ]	Benstödsrör Kort (39 – 44 cm)	
<b>MB 42</b>	[ ]	Benstödsrör Lång (39 – 49 cm)	
<b>Fotstöd</b>			
<b>MB 03</b>	[ ]	Fotplatta hel vinkeljust.b (UL 39 – 49 cm)	
<b>MB 06</b>	[ ]	Fotbåge titan fast (UL 39 – 49 cm) max 32 cm bredd	Pristillägg
<b>MB 10</b>	[ ]	Fotplattor delade (UL 39 – 49 cm)	Pristillägg
<b>MB 20</b>	[ ]	Fotplatta hel kort UL (16 – 39 cm)	Pristillägg
<b>Fotstödstillbehör</b>			
<b>MB 73</b>	[ ]	Hälstöd sidojust.b	Pristillägg
<b>Övriga tillbehör</b>			
<b>MZ 50</b>	[ ]	Höftbälte plastspänne	Pristillägg
<b>MZ 51</b>	[ ]	Höftbälte metallspänne	Pristillägg
<b>MZ 52</b>	[ ]	Verktygssats	Pristillägg
<b>Ekerskydd</b>			
<b>MG 90</b>	[ ]	Ekerskydd transp	Pristillägg
<b>MG 92</b>	[ ]	Ekerskydd Flower Power	Pristillägg
<b>MG 94</b>	[ ]	Ekerskydd Fire	Pristillägg
<b>MG 91</b>	[ ]	Ekerskydd Eye Catcher	Pristillägg
<b>MG 93</b>	[ ]	Ekerskydd Clown	Pristillägg
<b>MG 96</b>	[ ]	Ekerskydd Gecko	Pristillägg

Ramfärger					
<b>001</b>	<input type="checkbox"/>	Brilliant silver	<b>002</b>	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic
<b>003</b>	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	<b>004</b>	<input type="checkbox"/>	Ice blue
<b>005</b>	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	<b>009</b>	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle
<b>010</b>	<input type="checkbox"/>	Marine blue	<b>012</b>	<input type="checkbox"/>	Sky blue
<b>013</b>	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	<b>014</b>	<input type="checkbox"/>	Candy red
<b>015</b>	<input type="checkbox"/>	Clear reptile glossy	<b>019</b>	<input type="checkbox"/>	White pearl
<b>021</b>	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny smith	<b>028</b>	<input type="checkbox"/>	Rainbow

Specialfärger			
<b>032</b>	<input type="checkbox"/>	Pure metal blue	Pristillägg
<b>033</b>	<input type="checkbox"/>	Pure metal green	Pristillägg
<b>034</b>	<input type="checkbox"/>	Pure metal bronze	Pristillägg
<b>035</b>	<input type="checkbox"/>	Pure metal red	Pristillägg
<b>099</b>	<input type="checkbox"/>	Polished	Pristillägg

Klädsselfärg			
<b>901</b>	<input type="checkbox"/>	Klädsselfärg svart	Pristillägg
<b>902</b>	<input type="checkbox"/>	Klädsselfärg blå	Pristillägg

Tillbehör special			
<b>MZ 93</b>	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck	Pristillägg
<b>MZ 90</b>	<input type="checkbox"/>	Ventillampor röd (blinkande ljus vid rörelse)	Pristillägg
<b>MZ 91</b>	<input type="checkbox"/>	Ventillampor blå (blinkande ljus vid rörelse)	Pristillägg
<b>MZ 91</b>	<input type="checkbox"/>	Wheelblades (miniskidor till länkhjul)	Pristillägg

Tjänster			
	<input type="checkbox"/>	Utprovning ..... /tim	
	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning ..... /tim	
	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad ..... /km	