

## BRAVOracer

### Aktiv fastramsstol för barn och ungdomar

Artikelnummer: 480A60=00000\_K



#### Grundutförande

- Lätt fastramsstol
- Hel fotplatta ställbar i vinkel- och djup
- Fällbar rygg
- Justerbar rygglädsel
- Klädsydd i plast
- Dubbelbottnade drivhjulsfälgar med luftpumpade däck
- Knäledsbroms

Max brukarvikt: 60 kg

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på [www.ottobockdoc.se](http://www.ottobockdoc.se) eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> <b>Kostnadsförslag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Beställning</b>
<input type="checkbox"/> <b>Bilaga för specialanpassning är bifogad</b>	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
..... Namn	..... Underskrift

Basdata			
Sittbredd (SB)	_____cm	Bakre sitthöjd (BSH)	_____cm
Sittdjup (SD)	_____cm	Underbenslängd (UL) (rammått)	_____cm
Rygghöjd (RH)	_____cm		

Måttuppgifter sits - cm									
Sittbredd SB	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36
(SB: ytterkant ramrör – ytterkant ramrör)									
Med klädsydd: +2 cm till SB/bord sidoskydd: +1 cm till SB									
Sittdjup SD	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	
(SD: olika inställningar för specifik sittdjup (upp till 34) + 4 cm är möjliga)									

Sitthöjds mått fram - cm (ungefärligt mått, tolerans +/- 1 cm)										
Sitthöjd SH	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51

## Information

### Sitthöjdstabell

Camber	Drivhjulstorlek	SH i cm
3°	20"	32 – 46
	22"	35 – 49
	24"	41 – 51
6°	20"	32 – 46
	22"	35 – 48
	24"	41 – 51
9°	22"	35 – 48
	24"	40 – 50

Beräknade data: reserverad för avvikelser på / - 10 mm. Utan sittdyna vid 0° sitsvinkel.

### Drivhjul/länkhjul/camber kombinationer

Camber	Drivhjul	Möjliga länkhjulstorlekar
3°	20"	3"/4"/5"
3°	22"	3"/4"/5"/5.5"/6"
3°	24"	3"/4"/5"/5.5"/6"
6°	20"	3" / 4" / 5"
6°	22"	3"/4"/5"/5.5"/6"
6°	24"	3"/4"/5"/5.5"/6"
9°	22"	3"/4"/5"
9°	24"	3"/4"/5"/5.5"/6"

### Anmärkningar:

20" drivhjul kan inte kombineras med en 9° camber. Lämplig gaffellängd väljs ut på fabriken.

Alternativet bakhjul med trumbroms (MG 80) är endast tillgängligt i kombination med långa körhandtag, raka höj-och sänkbara körhandtag, eller vinklad höjjusterbara körhandtag.

Hjulbasförlängning med en andra axel är endast tillgänglig i kombination med kambring 3° / 6° och 6° / 9°.

Fällbara körhandtag kan bara användas från SB 28 cm / RH 30 cm.

Alternativet transporthjul är utan montering av tipskydd, kryckkäppshållare eller tramprör och vice versa. Endast ett alternativ (tipskydd, kryckkäppshållare eller tramprör) kan monteras på varje sida av rullstolen.

### Designade färgkombinationer av klädskydd/ramfärg

Färg	Orange	Blå	Röd
Brilliant silver	•	•	•
Anthracite metallic	•	•	•
Jet Black RAL 9005	•	•	•
Ice blue	•		•
Sparkle light orange		•	•
Vinho sparkle	•	•	
Marine blue	•		•
Sparkle granny smith	•	•	•
Sky blue	•		•
Jet Black RAL matte	•	•	•
Candy red	•	•	
Clear reptile glossy	•	•	
White pearl	•	•	•
Pure metal blue	•		•
Pure metal green	•	•	•
Pure metal bronze	•	•	•
Pure metal red	•	•	
Rainbow	•	•	•

Ramtillbehör			
MA 50	<input type="checkbox"/>	Transporthjul	Pristillägg
MA 51	<input type="checkbox"/>	Tramprör hö	Pristillägg
MA 52	<input type="checkbox"/>	Tramprör vä	Pristillägg
MA 55	<input type="checkbox"/>	Tippskydd hö	Pristillägg
MA 56	<input type="checkbox"/>	Tippskydd vä	Pristillägg
MA 57	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare hö	Pristillägg
MA 58	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare vä	Pristillägg

Länkhjul		(i mm)	
MF 01	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 3" skatehjul	(70 x 25)
MF 11	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 3" lysdiod	(70 x 24) Pristillägg
MF 02	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" massiva grå	(100 x 32)
MF 21	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" lysdiod	(100 x 24) Pristillägg
MF 35	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" Froglegs alum mjuk	(100 x 38) Pristillägg
MF 03	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" massiva grå	(125 x 32)
MF 36	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" Froglegs alum mjuk	(125 x 38) Pristillägg
MF 04	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5.5" massiva grå	(140 x 40)
MF 05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" luftpumpade grå	(150 x 30)
MF 06	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" massiva grå	(155 x 33)
MF 37	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" Froglegs alum mjuk	(150 x 38) Pristillägg

Drivhjul			
MG 04	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 20" (9° camber ej möjlig)	
MG 01	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22"	
MG 02	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24"	

Drivhjulsfälg		20"	22"	24"	
MG 05	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg Infinity Ultralight standard	•		
MG 06	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg dubbelbottnad		•	•
MG 11	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg Spinergy LX		•	•
MG 15	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg Infinity Ultralight	•	•	•
MG 80	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg med trumbroms/vårdarbroms (möjlig med MD 51, MD 54, MD 55 körhandtag)	•	•	•

Däck		20"	22"	24"	
MG 31	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe RightRun finmönstrad	•	•	•
MG 39	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe RightRun lätta blå		•	•
MG 39	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe RightRun lätta röda			•
MG 32	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe HS 228 grovmönstrad		•	•
MG 37	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe Marathon Plus Evolution punkteringsfria		•	•

Cambervinkel		
MG 41	<input type="checkbox"/>	Cambervinkel 3°
MG 42	<input type="checkbox"/>	Cambervinkel 6°
MG 43	<input type="checkbox"/>	Cambervinkel 9°

## Exempel på tillbehör



MA 55 Tippskydd



MF 21 Länkhjul lysdiod



MG 39 Däck Schwalbe  
RightRun lätta



MG 85 Hjulbasförlängare



MD 50 Körhandtag fasta korta



MD 57 Körbygel



ME 02 Klädskydd



ME 10 Klädskydd designat




MC 01 Dyna



MB 04 Fotplatta vinkelställb.




MG 91 Ekerskydd Eye Catcher



MG 92 Ekerskydd Flower Power



MG 93 Ekerskydd Clown



MG 94 Ekerskydd Fire



MZ 90 Ventillampor

Drivringar			20"	22"	24"	
MG 50	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum svart	•	•	•	
MG 51	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum samma som ramfärg höga	•	•	•	Pristillägg
MG 52	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver	•	•	•	
MG 53	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver låga		•	•	Pristillägg
MG 54	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum gummerade	•	•	•	Pristillägg
MG 56	<input type="checkbox"/>	Drivringar rostfria polerade höga	•	•	•	Pristillägg
MG 57	<input type="checkbox"/>	Drivringar rostfria polerade låga		•	•	Pristillägg
MG 58	<input type="checkbox"/>	Drivringar titan polerade	•	•	•	Pristillägg

Drivningsmontering		
MG 70	<input type="checkbox"/>	Drivningsmontering smal
MG 71	<input type="checkbox"/>	Drivningsmontering bred

Adapter för hjulbasförlängning		
MG 46	<input type="checkbox"/>	Adapter utan
MG 85	<input type="checkbox"/>	Adapter för mont av handcykel (möjlig med hjulbasförlängningskombinationer 3°/6° och 6°/9°)

Drivringar tillbehör		
MG 87	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump 14 bar
MG 88	<input type="checkbox"/>	Airman pump batteridrivna

Bromsar		
MH 01	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms
MH 12	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms med golfbollshandtag

Rygghöjd cm	
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22.5 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27.5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32.5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37.5 <input type="checkbox"/> 40

Rygglädsel		
MD 03	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel just.b polstrad
MD 72	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel just.b ventilerad Spacer fabric (röd och blå klädsel är ej möjliga)
MD 25	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel höjjust. ställbar inkl körhandtag långa (inställningsintervall = 10 cm)
MD 26	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel höjjust. ställbar inkl körhandtag korta (inställningsintervall = 10 cm)
MD 06	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel utan

Körhandtag		
MD 59	<input type="checkbox"/>	Körhandtag utan
MD 50	<input type="checkbox"/>	Körhandtag korta
MD 51	<input type="checkbox"/>	Körhandtag långa
MD 55	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. raka (10 cm inställningsintervall)
MD 54	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. vinklade (10 cm inställningsintervall)
MD 56	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fällbara (möjligt från SB 28 cm, RH30 cm)

Rygg/körhandtag tillbehör		
MD 22	<input type="checkbox"/>	Fäste huvudstöd mont kit
MD 57	<input type="checkbox"/>	Körbygel

Sidoskydd			
ME 02	<input type="checkbox"/>	Klädskydd plast	
ME 10	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd design (som ramfärg)	<input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Blå <input type="checkbox"/> Röd
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd kort höjjust	Pristillägg
ME 08	<input type="checkbox"/>	Hjulöverdrag	Pristillägg

Sidoskyddstillbehör			
ME 60	<input type="checkbox"/>	Bord (endast i komb. med ME 05)	Pristillägg
ME 65	<input type="checkbox"/>	Abduktionskil just.b	Pristillägg

Sitsklädsel			
MC 16	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel just.b Tension	
MC 14	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel just.b	
MC 06	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel utan	Prisavdrag

Sittdyna			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Sittdyna svart	<input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 5 cm
MC 02	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Cubic Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 03	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 04	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi <sup>3S</sup> (tjocklek 6.5 cm)	Pristillägg
MC 05	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight (tjocklek 6 cm)	Pristillägg

Underbenslängd i cm (utan sittdyna)
Underbenslängd (UL) i cm ..... (inställningsområde 15 – 45 cm)

Benstödsrör			
MB 40	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör kort (ca. 15 – ca. 40 cm)	
MB 41	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör medium (ca. 26 – ca. 45 cm)	

Fotstöd			
MB 03	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel djupjust.b	
MB 04	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel vinkelst.b djupjust.b	Pristillägg
MB 30	<input type="checkbox"/>	Fotplatta uppfällb.	Pristillägg

Fotstöd tillbehör			
MB 71	<input type="checkbox"/>	Hälstöd sidojust.b	Pristillägg
MB 74	<input type="checkbox"/>	Antihalk	Pristillägg
MB 75	<input type="checkbox"/>	Stötfångare	Pristillägg

Tillbehör			
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Höftbälte metallspänne	Pristillägg
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Verktygssats	Pristillägg

Ekerskydd			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transp	Pristillägg
MG 91	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Eye Catcher	Pristillägg
MG 92	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Flower Power	Pristillägg
MG 93	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Clown	Pristillägg
MG 94	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Fire	Pristillägg
MG 96	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Gecko	Pristillägg

Ramfärger					
001	<input type="checkbox"/>	Brilliant silver	002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic
003	<input type="checkbox"/>	Deep black	004	<input type="checkbox"/>	Ice blue
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	010	<input type="checkbox"/>	Marine blue
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	013	<input type="checkbox"/>	Deep black matte
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	015	<input type="checkbox"/>	Clear reptile glossy
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny smith
019	<input type="checkbox"/>	White pearl	028	<input type="checkbox"/>	Rainbow

Ramfärger special					
032	<input type="checkbox"/>	Pure metal blue			Pristillägg
033	<input type="checkbox"/>	Pure metal green			Pristillägg
034	<input type="checkbox"/>	Pure metal bronze			Pristillägg
035	<input type="checkbox"/>	Pure metal red			Pristillägg

Klädsel färger					
901	<input type="checkbox"/>	Klädsel svart			
902	<input type="checkbox"/>	Klädsel blå			
903	<input type="checkbox"/>	Klädsel röd			

Tillbehör övrigt					
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Transportfästen			Pristillägg
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck			Pristillägg
MZ 90	<input type="checkbox"/>	Ventillampor röd (blinkande ljus vid rörelse)			Pristillägg
MZ 91	<input type="checkbox"/>	Ventillampor blå (blinkande ljus vid rörelse)			Pristillägg
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Wheel blades (miniskidor)			Pristillägg

Tillbehör special					
24817.000	<input type="checkbox"/>	Specialfärg 1-lager lackering			Pristillägg
24817.001	<input type="checkbox"/>	Specialfärg N-lager lackering			Pristillägg

Tjänster					
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning ..... /tim			
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning ..... /tim			
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad ..... /km			