

Dino 3

Funktionellt och stabilt underrede för sittsystem

Dino 3 är ett underrede specifikt utvecklat för att användas i kombination med sittsystem.

Underredet finns i fyra olika storlekar och passar för både små och stora brukare. Det fungerar lika bra för den aktive brukaren med 22" och 24" drivhjul som för den som inte kör själv och då med 12" bakhjul.

Egenskaperna som gör Dino 3 unikt är bland annat den breda framramen, de olika benstödsvarianterna och enkelheten att justera tyngd- och balanspunkt för att få en lättkörd rullstol.

Listan med tillbehör är lång för att individuellt utforma underredet utifrån brukarens behov. Som exempel kan nämnas en färdig adapter för enkel montering av olika sittsystem och möjligheten att konfigurera underredet med lång ram vid behov av långt sittedjup.

Quality for life

Dino 3

Möjligheternas underrede

Mervärden

- Lätt och stabil aluminiumram (med bred färgpalett)
- Abducerad framram
- Höjjusterbar körbygel
- Vårdarbromsar
- -5° till +30° tilt
- Justerbar drivhjulposition
- Adapter för sittsystem

Exempel på tillbehör

- Fotplatta för kort underbenslängd (UL)
- Vinkelställbart benstöd
- Armstöd
- Höjd- och vinkeljusterbar körbygel
- Ekerskydd

Övriga tillbehör - se utprovningsprotokoll Dino 3 på www.ottobockdoc.se

Teknisk information

Sitthöjd

Vid sitsvinkling 0°


	Min	Max
12" hjul	43,5 cm	48,5 cm
22" hjul	43,5 cm	45,5 cm
24" hjul	46 cm	48 cm

Mått

	Sittbredd	Totalbredd
Storlek 0	30 cm	55,5 cm
Storlek 1	36 cm	61,5 cm
Storlek 2	40 cm	65,5 cm
Storlek 3	44 cm	69,5 cm




Abducerad framram



Fotplatta för kort UL



Ryggvinkling med snabbkoppling



Körbygel