

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Dino 3

Rullstolsunderrede för olika sitsar

Artikelnummer 470G42=00000_K



Grundutförande

- Aluminiumram med fällbar/ställbar rygg
- Vinkelställbar rygg
- Höjddjusterbara körhandtag/körbygel
- Länkhjul
- Sittsystemsadapter
- Drivhjul 22"/24" eller transporthjul 12" med trumbroms
- Cambervinkel 2.5° (för drivhjul 22"/24")
- Quick-release axlar
- Sitsvinkling -5° till 30°


Max.belastning: 120 kg

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
..... Namn Underskrift

Standardmodell	
<input type="checkbox"/>	Dino 3 med trumbromsade 12" transporthjul art. nr. 470G42=10000
<input type="checkbox"/>	Dino 3 med trumbromsade 22"/24" drivhjul art. nr. 470G42=00000

Rambredd	Stil	Stil	A	B	C	D	E
			Sittramsbredd	Rambredd	Bredd mellan hjulen (vid 2.5° camber)	Totalbredd	Framramsbredd
MA 30	<input type="checkbox"/>	Stil. 0	22 cm	30 cm	39 cm	55.5 cm	41 cm
MA 31	<input type="checkbox"/>	Stil. 1	28 cm	36 cm	45 cm	61.5 cm	47 cm
MA 32	<input type="checkbox"/>	Stil. 2	32 cm	40 cm	49 cm	65.5 cm	51 cm
MA 33	<input type="checkbox"/>	Stil. 3	36 cm	44 cm	53 cm	69.5 cm	55 cm



Sittdjup										
Sittdjup kort	<input type="checkbox"/>	34.5 cm	<input type="checkbox"/>	37 cm	<input type="checkbox"/>	39.5 cm	<input type="checkbox"/>	42 cm	<input type="checkbox"/>	44.5 cm
Sittdjup lång	<input type="checkbox"/>	39.5 cm	<input type="checkbox"/>	42 cm	<input type="checkbox"/>	44.5 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input type="checkbox"/>	49.5 cm

Ramlängd		
MA 35	<input type="checkbox"/>	Ram kort
MA 36	<input type="checkbox"/>	Ram lång (förlängd med 5 cm)

Sittsystemsadapterar

Sittsystem adaptern används för att låsa sitsens fästplatta i underredet. Fästplattan ingår inte vid köp av sittsystemsadaptern.




MC31 Adapter Trapets




MC33 Adapter
"Shape/Moss"



MC34 Adapter "InterCo"




MC36 Adapter "Dräger"




MC35 Adapter "R82/Ato
Form"

Fästplattor

Normalt skruvas fästplattan i sitsen. Beställas separat.



MC40 Fästplatta Parallell



MC41 Fästplatta Trapets

INFO

Dino 3 med drivhjul (22"/24") har krocktestats enligt ISO 7176-19 och ANSI/RESNA WC/19. Den är testad enligt DIN 75078-2 för transport i handikapptransportfordon.

Axelavståndsförlängare/-förkortare MA37 / MA 39 kan inte kombineras med transportfästen MZ70 för handikapptransportfordon.

Bord ME60 kräver Sidoskydd med höjdjusterbar armdyna ME05.

Adapter för sitsens tiltvinkling MC49 kan kombineras med trapplåtrare för Dino 3 med drivhjul och ramstorlek 2 eller större.

Hjulbas (axelavståndsförlängning/-förkortning)			
MA 37	<input type="checkbox"/>	Adapter förkortning 6 cm	Pristillägg
MA 38	<input type="checkbox"/>	Adapter standard	
MA 39	<input type="checkbox"/>	Adapter förlängd 6 cm	Pristillägg

Ramtillbehör			
MA 51	<input type="checkbox"/>	Tramprör hö	Pristillägg
MA 52	<input type="checkbox"/>	Tramprör vä	Pristillägg
MA 55	<input type="checkbox"/>	Tippskydd hö	Pristillägg
MA 56	<input type="checkbox"/>	Tippskydd vä	Pristillägg

Länkhjul			
MF 03	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" massiva grå	
MF 04	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5.5" massiva	
MF 05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" luftpumpade	
MF 06	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" massiva grå	
MF 07	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" luftpumpade	

Drivhjul storlek (endast för 470G42=000000)			
MG 01	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22"	
MG 02	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24"	

Däck			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" luftpumpade	
MG 31	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Right Run	Pristillägg
MG 35	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" massiva	

Broms			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms	Pristillägg
MH 10	<input type="checkbox"/>	Bromsspaksförlängare	Pristillägg

Rygg			
MD 30	<input type="checkbox"/>	Ryggfäste formgjuten sits	Pristillägg
MD 31	<input type="checkbox"/>	Vinkelst.b ringfjäder	Pristillägg

Körhandtag / Körbygel (höjdjust.)			
MD 51	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fasta långa	
MD 60	<input type="checkbox"/>	Körbygel	
MD 61	<input type="checkbox"/>	Körbygel vinkelst.b	Pristillägg

Sidoskydd			
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd höjdjust	Pristillägg
ME 08	<input type="checkbox"/>	Klädskydd	Pristillägg

Tillbehör			
ME 60	<input type="checkbox"/>	Bord	Pristillägg

Adapter sittsystem			
MC 30	<input type="checkbox"/>	Adapter parallel	
MC 31	<input type="checkbox"/>	Adapter trapets	
MC 33	<input type="checkbox"/>	Adapter "Shape / Moss"	
MC 36	<input type="checkbox"/>	Adapter "Dräger"	

Adapter sittskal			
MC 40	<input type="checkbox"/>	Adapter parallel (endast med MC 30)	Pristillägg
MC 41	<input type="checkbox"/>	Adapter trapets inkl. platta (endast med MC 31)	Pristillägg

Exempel på tillbehör



MB03 Fotplatta hel




MB18 Benstöd vinkelst.b
höjjust abducerad



MB15 Benstöd höjjust.
vinkelst.b abducerad (fasta
lägen 3°)



MB30 Fotplatta sittsys-
tem "Shape/Moss"




MG91 Ekerskydd Eye
Catcher



MG92 Ekerskydd Flower
Power



MG93 Ekerskydd Clown



MG94 Ekerskydd Fire

INFO

Hälband till delad fotplatta (MB72) kan endast kombineras med fotplattor MB10, MB15 och MB18.

Lås för hel fotplatta (MB72) kan endast kombineras med fotplattor MB03 och MB20.

Fotstöd till sittsystem "Shape/Moss" (MB30) begränsar den maximala vikten för sitsen till 50kg.

Ekerskydd kan endast väljas till Dino 3 med trumbromsade 22"/24" drivhjul.

Sits alternativ				
MC 49	<input type="checkbox"/>	Adapter för sitsens tiltning sits (+ 5°)	Pristillägg	
Fotstöd				
MB 03	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel vinkelst.b abducerad	Pristillägg	
MB 10	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel vinkelst.b	Pristillägg	
MB 15	<input type="checkbox"/>	Benstöd höjjust. vinkelst.b abducerad (fasta lägen 3°)	Pristillägg	
MB 18	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkelst.b höjjust abducerad	Pristillägg	
MB 20	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel kort UL	Pristillägg	
MB 30	<input type="checkbox"/>	Benstöd alt sits max vikt 50 kg	Pristillägg	
Fotstödstillbehör				
MB 70	<input type="checkbox"/>	Lås hel fotplatta	Pristillägg	
MB 72	<input type="checkbox"/>	Hälband (MB 10, MB 15, MB 20)	Pristillägg	
Ekerskydd				
MG 90	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transp	Pristillägg	
MG 91	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Eye Catcher	Pristillägg	
MG 92	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Flower Power	Pristillägg	
MG 93	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Clown	Pristillägg	
MG 94	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Fire	Pristillägg	
Ramfärger				
001	<input type="checkbox"/>	Brilliant silver	002 <input type="checkbox"/>	Anthracite metallic
003	<input type="checkbox"/>	Jet black	004 <input type="checkbox"/>	Ice blue
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	014 <input type="checkbox"/>	Candy red
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	010 <input type="checkbox"/>	Marine blue
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	015 <input type="checkbox"/>	Clear reptile glossy
Övriga tillbehör				
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Transportfästen	Pristillägg	
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck	Pristillägg	

Mått	
(F) Sitsplacering djup	
<input type="checkbox"/>	36.5 – 44 cm (olika inställningmöjligheter)
<input type="checkbox"/>	41.5 – 49 cm (olika inställningmöjligheter)
(G) Sitsplacering höjd	
<input type="checkbox"/>	12" min. 43.5 cm max. 48.5 cm
<input type="checkbox"/>	22" min. 43.5 cm max. 45.5 cm
<input type="checkbox"/>	24" min. 46 cm max. 48 cm

Tjänster	
<input type="checkbox"/>	Utprovning /tim
<input type="checkbox"/>	Restidsersättning /tim
<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad /km