

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på [www.ottobockdoc.se](http://www.ottobockdoc.se) eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

## Motus CV

Lätt allround-rullstol

Artikelnummer 480F61=00000\_K



### Grundutförande

- Aluminiumram med dubbelkryss
- Ihopfällbar
- Undansvängbara benstöd
- Delade fotplattor, vinkeljusterbara
- Höjjusterbar rygg
- Anpassningsbar ryggläddsel
- Klädskydd, sidoskydd
- Drivhjul med quick-release-axlar, 1" däck
- Knäledsbroms

Max. brukarvikt:

SB 35.5 cm – 48 cm: 125 kg

SB 50.5 cm – 55.5 cm: 140 kg

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> <b>Kostnadsförslag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Beställning</b>
<input type="checkbox"/> <b>Bilaga för kundanpassning är bifogad</b>	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
.....	.....
Namn	Underskrift

Basdata			
<b>Sittbredd (SB)</b>	_____ cm	<b>Främre sitthöjd (FSH)</b>	_____ cm
<b>Sittdjup (SD)</b>	_____ cm	<b>Bakre sitthöjd (BSH)</b>	_____ cm
<b>Rygghöjd (RH)</b>	_____ cm	<b>Underbenslängd (UL)</b>	_____ cm

<b>Drivaggregat</b> (bifoga orderformulär; modell-specifika begränsningar)	<input type="checkbox"/> <b>e-support,</b> Drivhjulstyrt system, bör kompletteras med tippskydd.	<input type="checkbox"/> <b>z50,</b> Drivaggregat med joystick, 12 Ah. Max belastning 125 kg	<input type="checkbox"/> <b>z50,</b> Drivaggregat med joystick, 16 Ah. Max belastning 125 kg
	<b>MZ 01</b>	<b>MZ 02</b>	<b>MZ 03</b>

Måttuppgifter sits											
Sittbredd cm <b>SB</b>	<input type="checkbox"/> 35.5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40.5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45.5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50.5	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 55.5		
Sittdjup cm <b>SD</b>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	
Sitthöjdsnitt (se tabell på nästa sida)											
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	

## Information

Sitthöjdstabell

### Främre sitthöjd

#### Länkhjulsgaffel, kort      Inställningsområde cm

Länkhjul diameter 3"	42 - 44
Länkhjul diameter 4"	42 - 45
Länkhjul diameter 5"	45 - 46
Länkhjul diameter 5.5"	46 - 47
Länkhjul diameter 6"	46 - 47
Länkhjul diameter 7"	49

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade. Max. avvikelse 1 cm. Den främre sitthöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen. Var god beakta tabellen med sitthöjder!

Vid användning av **MF97** Adapter för hög främre sitthöjd, ska alla mått ökas med 3.5 cm. Motsvarande dras 3.5 cm bort för **MF96** Adapter för låg sitthöjd.

Angivelser utan sittdyna vid 0° sitsvinkling.

#### Länkhjulsgaffel, lång

Länkhjul diameter 3"	46 - 47
Länkhjul diameter 4"	46 - 49
Länkhjul diameter 5"	46 - 50
Länkhjul diameter 5.5"	47 - 51
Länkhjul diameter 6"	47 - 51
Länkhjul diameter 7"	49 - 52


Horisontell position på drivhjulsfästet: se skiss.

Den bakre sitthöjden (SHB) är beroende av den valda hjulstorleken och monteringspositionen på drivhjulsfästet. Var god beakta sitthöjdstabellen!

Sitthöjdstabell

### Bakre sitthöjd

Hjulstorlek	Sitthöjdsintervall i cm
<b>22"</b>	<b>38 - 49</b>
<b>24"</b>	<b>38 - 52</b>



Ramtillbehör			
MA 50	<input type="checkbox"/>	Transporthjul	Pristillägg
MA 51	<input type="checkbox"/>	Tramprör hö	Pristillägg
MA 52	<input type="checkbox"/>	Tramprör vä	Pristillägg
MA 57	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare hö	Pristillägg
MA 58	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare vä	Pristillägg
MA 55	<input type="checkbox"/>	Tippskydd hö	Pristillägg
MA 56	<input type="checkbox"/>	Tippskydd vä	Pristillägg

Länkhjul			
MF 01	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 3" skatehjul	
MF 02	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" massiva grå (för SB 35.5 – 48 cm)	
MF 34	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" Froglegs alu mjuk	
MF 03	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" massiva grå	
MF 36	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" Froglegs alu mjuk	
MF 05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" luftpumpade grå	
MF 06	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" massiva grå	
MF 07	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" luftpumpade grå	
MF 08	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" massiva grå	

Länkhjulsgaffel			
MF 80	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel lång	
MF 81	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel kort	Pristillägg

Länkhjulstillbehör			
MF 96	<input type="checkbox"/>	Adapter för låg sitthöjd (- 3.5 cm)	Pristillägg
MF 97	<input type="checkbox"/>	Adapter för hög sitthöjd (+ 3.5 cm)	Pristillägg

Bakre sitthöjd i cm (se tabell sidan 2)											
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						

Drivhjul			
MG 01	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22"	
MG 02	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24"	

Cambervinkel drivhjul			
<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 1°	<input type="checkbox"/> 2.5°	<input type="checkbox"/> 3.5° (endast SB 35.5 – 48 cm, 125 kg brukarvikt)

Drivhjulspostion horisontalt			
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> aktiv (end. i komb. m. z50 drivaggregat e-support)			
<input type="checkbox"/> passiv (end. i komb. m. z50 drivaggregat)			

Drivhjulsfälg			22"	24"	
MG 06	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg dubbelbottnad	•	•	
MG 10	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg SPOX		•	
MG 80	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg trumbromsad (vårdarstyrd)	•	•	Pristillägg
MG 83	<input type="checkbox"/>	Enhandsdrift med dubbla drivringar (SW 38 – 48 cm)	•	•	Pristillägg
		<input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster			


## Exempel på tillbehör



MB 10 Fotplattor individuella vinkelst. b



MH 01 Knäledsbroms



MG 46 Drivhjulsadapter aktiv




MA 50 Transporthjul



MA 58 Kryckäppshållare vä



MA 56 Tippskydd vä



MG 86 Drivhjulinfästning aktiv/passiv



MH 10 Bromsspaksför-längare



MD 10 Vinkelst. b rygg



ME 05 Sidoskydd höjdjust. b armstöd



ME 11 Avtagbart sidoskydd höjdjust. b armstöd



ME 60 Bord



MB 27 Vinkelst. b benstöd

Däck			22"	24"	
MG 31	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe RightRun finmönstrad (max 125 kg brukarvikt)	•	•	
MG 35	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8"punkteringsfria	•	•	
MG 38	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8"punkteringsfria (endast i komb med z50)	•	•	

Drivringar			22"	24"	
MG 52	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver	•	•	
MG 53	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver låg	•	•	Pristillägg
MG 54	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum gummerade	•	•	Pristillägg
MG 56	<input type="checkbox"/>	Drivringar rostfria polerade	•	•	Pristillägg
MG 57	<input type="checkbox"/>	Drivringar rostfria polerade låga	•	•	Pristillägg
MG 58	<input type="checkbox"/>	Drivringar titan polerade	•	•	Pristillägg
MG 61	<input type="checkbox"/>	Drivringar The Surge		•	Pristillägg
MG 62	<input type="checkbox"/>	Drivringar Max Grepp		•	Pristillägg
MG 63	<input type="checkbox"/>	Drivringar Curve L		•	Pristillägg
MG 64	<input type="checkbox"/>	Drivringar Curve L Grepp		•	Pristillägg
MX 27	<input type="checkbox"/>	Drivringar Natural fit (endast bred monteringsposition)		•	Pristillägg
MG 69	<input type="checkbox"/>	Drivringar utan		•	Pristillägg

Drivhjulstillbehör					
MG 87	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump 14 bar			Pristillägg
MG 88	<input type="checkbox"/>	Airman-pump			Pristillägg

Hjulbasförlängning					
MG 86	<input type="checkbox"/>	Hjulbasförlängning			Pristillägg

Broms					
MH 01	<input type="checkbox"/>	Broms knäled			
MH 11	<input type="checkbox"/>	Broms knäled omvänd funktion			
MH 08	<input type="checkbox"/>	Broms knäled enhandsdrift hö*			Pristillägg
MH 09	<input type="checkbox"/>	Broms knäled enhandsdrift vä*			Pristillägg
MH 99	<input type="checkbox"/>	Broms utan			Pristillägg

\*inkl. bromsspakförlängare

Bromstillbehör					
MH 10	<input type="checkbox"/>	Bromsspakförlängare			Pristillägg

Rygghöjd (i cm)											
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32.5	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37.5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42.5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47.5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	Pristillägg

Ryggrör		Inställningsintervall				
MD 01	<input type="checkbox"/>	Ryggrör raka	<input type="checkbox"/> 30 – 40 cm	<input type="checkbox"/> 35 – 45 cm	<input type="checkbox"/> 40 – 50 cm	
MD 09	<input type="checkbox"/>	Ryggrör lumbar just.b 8°	<input type="checkbox"/> 35 – 40 cm	<input type="checkbox"/> 40 – 45 cm	<input type="checkbox"/> 45 – 50 cm	
MD 10	<input type="checkbox"/>	Rygg vinkelst.b i 30° *	Rygghöjd fast: <input type="checkbox"/> 43 cm	<input type="checkbox"/> 43 cm		Pristillägg

\* Endast med RH 43 cm eller RH 48 cm, SB 35.5 – 48 cm

Rygglädsel							
MD 04	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel (endast för 0°, 10°, 20°, 30° ryggvinkel)					
MD 05	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel just.b polstrad					
MD 32	<input type="checkbox"/>	Rygg Backster (fast rygg) vinkelst.b	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 5°	<input type="checkbox"/> 10°	<input type="checkbox"/> 15°	Pristillägg
MD 06	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel utan					Prisavdrag

Körhandtag (ej med MD 10)			
MD 50	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fasta korta	
MD 51	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fasta långa	
MD 52	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. långa	Pristillägg
MD 53	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. korta	Pristillägg
MD 55	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. bakpåliggande avtagb.	Pristillägg
MD 56	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fällbara	Pristillägg
MD 59	<input type="checkbox"/>	Körhandtag utan	

Tillbehör för Backster			
MD 37	<input type="checkbox"/>	Bålstöd stor fast hö	Pristillägg
MD 33	<input type="checkbox"/>	Bålstöd stor fast vä	Pristillägg
MD 38	<input type="checkbox"/>	Bålstöd liten fast hö	Pristillägg
MD 34	<input type="checkbox"/>	Bålstöd liten fast vä	Pristillägg
MD 39	<input type="checkbox"/>	Bålstöd svängbara hö	Pristillägg
MD 35	<input type="checkbox"/>	Bålstöd svängbara vä	Pristillägg
MD 36	<input type="checkbox"/>	Lateral-/lumbarstöd kit Backster	Pristillägg
MD 49	<input type="checkbox"/>	Ryggförlängning	Pristillägg
MD 58	<input type="checkbox"/>	Stabiliseringsstag	Pristillägg

Sidostöd			
ME 01	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd polstrat (ej med MD 10)	Pristillägg
ME 02	<input type="checkbox"/>	Klädskydd fast alum polstrad insida	
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd höjjustb. kort mont (ej med MD 10)	Pristillägg
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd höjjustb. lång mont (ej med MD 10)	Pristillägg
ME 11	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd avtagb. med armstöd plast	
ME 99	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd utan	Prisavdrag

Sidoskyddstillbehör			
ME 50	<input type="checkbox"/>	Armstöd avtagb. höjjust.	Pristillägg
ME 60	<input type="checkbox"/>	Bord	Pristillägg
ME 61	<input type="checkbox"/>	Mont. fäste för skålade armstöd hö	Pristillägg
ME 62	<input type="checkbox"/>	Mont. fäste för skålade armstöd vä	Pristillägg
ME 71	<input type="checkbox"/>	Armstöd skålat hö	Pristillägg
ME 70	<input type="checkbox"/>	Armstöd skålat vä	Pristillägg

Sitsklädsel			
MC 13	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel tvådelad nylon	
MC 14	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel just.b nylon (upp till SB 48 cm / SD 48 cm)	Pristillägg
MC 06	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel utan	Prisavdrag

Sittdynor			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Sittdyna <input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 5 cm	Pristillägg
MC 02	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Cubic Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 03	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 04	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi <sup>3S</sup> (tjocklek 6.5 cm)	Pristillägg
MC 05	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight (tjocklek 6 cm)	Pristillägg
MC 07	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight Pro (tjocklek 8 cm)	Pristillägg
MC 20	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC 21	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra Aquos (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC 22	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Flair (tjocklek 10 cm)	Pristillägg

Underbenslängd i cm (utan sittdyna)		
Underbenslängd (UL) i cm ..... (inställningsområde 34 – 52 cm)		
Längd på benstödsrör		
MB 41	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör medium (35 – 45 cm)
MB 42	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör lång (40 – 50 cm)
MB 43	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör extra lång (45 – 52 cm)
Fotstöd		
MB 03	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel vinkelst.b 16 cm <span style="float:right">Pristillägg</span>
MB 10	<input type="checkbox"/>	Fotplattor delade vinkelst.b 16 cm djup
MB 21	<input type="checkbox"/>	Benstöd amputation hö <span style="float:right">Pristillägg</span>
MB 22	<input type="checkbox"/>	Benstöd amputation vä <span style="float:right">Pristillägg</span>
MB 25	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkeljust.b par <span style="float:right">Pristillägg</span>
MB 26	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkeljust.b hö <span style="float:right">Pristillägg</span>
MB 27	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkeljust.b vä <span style="float:right">Pristillägg</span>
MB 99	<input type="checkbox"/>	Benstöd utan <span style="float:right">Prisavdrag</span>
Tillbehör övrigt		
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Höftbälte metallspänne <span style="float:right">Pristillägg</span>
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Verktygssats <span style="float:right">Pristillägg</span>
MZ 59	<input type="checkbox"/>	Ficka för mobiltelefon <span style="float:right">Pristillägg</span>
Ekerskydd		
MG 90	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transp (ej möjlig vid trumbroms 20" alt.22") <span style="float:right">Pristillägg</span>
MG 91	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Eye Catcher <span style="float:right">Pristillägg</span>
MG 92	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Flower Power <span style="float:right">Pristillägg</span>
MG 93	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Clown <span style="float:right">Pristillägg</span>
MG 94	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Fire <span style="float:right">Pristillägg</span>
Klädsel färger		
906	<input type="checkbox"/>	Klädsel färg grön
901	<input type="checkbox"/>	Klädsel färg svart <span style="float:right">Pristillägg</span>
Tillbehör special		
MZ 58	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsväska <span style="float:right">Pristillägg</span>
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Transportfästen (max brukarvikt 100 kg) <span style="float:right">Pristillägg</span>
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Wheelblades (miniskidor) <span style="float:right">Pristillägg</span>
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck <span style="float:right">Pristillägg</span>
Tillbehör special		
13378.000	<input type="checkbox"/>	Mindre sittdjup genom kortare sittklädsel <span style="float:right">Pristillägg</span>
23363.000	<input type="checkbox"/>	Special färg efter förfrågan <span style="float:right">Pristillägg</span>
Ramfärger		
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic
003	<input type="checkbox"/>	Deep black <span style="float:right">Pristillägg</span>
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue <span style="float:right">Pristillägg</span>
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange <span style="float:right">Pristillägg</span>
009	<input type="checkbox"/>	Dormant vinho sparkle <span style="float:right">Pristillägg</span>
010	<input type="checkbox"/>	Dormant marine blue <span style="float:right">Pristillägg</span>
012	<input type="checkbox"/>	Dormant sky blue <span style="float:right">Pristillägg</span>
013	<input type="checkbox"/>	JET black RAL 9005 <span style="float:right">Pristillägg</span>

014	<input type="checkbox"/>	Candy red	Pristillägg
015	<input type="checkbox"/>	Clear reptile glossy	Pristillägg
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	
019	<input type="checkbox"/>	White pearl	Pristillägg
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny smith	Pristillägg
028	<input type="checkbox"/>	Rainbow	Pristillägg

Tjänster			
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning ..... /tim	
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning ..... /tim	
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad ..... /km	