

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Motus CS

Lätt allround-rullstol

Artikelnummer 480F61=10000_K



Grundutförande

- Aluminiumram med dubbelkryss
- Ihopfällbar
- Integrerat fäste för fotstöd
- Hel vinkeljusterbar fotplatta
- Höjjusterbar rygg
- Anpassningsbar ryggläddsel
- Klädskydd, sidoskydd
- Drivhjul med quick-release-axlar, 1" däck
- Knäledsbroms

Max. brukarvikt:

SB 35.5 cm – 48 cm: 125 kg

SB 50.5 cm – 55.5 cm: 140 kg

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
.....
Namn	Underskrift

Basdata			
Sittbredd (SB)	_____ cm	Främre sitthöjd (FSH)	_____ cm
Sittdjup (SD)	_____ cm	Bakre sitthöjd (BSH)	_____ cm
Rygghöjd (RH)	_____ cm	Underbenslängd (UL)	_____ cm

Drivaggregat (bifoga orderformulär; modell-specifika begränsningar)	<input type="checkbox"/> e-support, Drivhjulstystem, bör kompletteras med tippskydd.	<input type="checkbox"/> z50, Drivaggregat med joystick, 12 Ah. Max belastning 125 kg	<input type="checkbox"/> z50, Drivaggregat med joystick, 16 Ah. Max belastning 125 kg
	MZ 01	MZ 02	MZ 03

Måttuppgifter sits i cm											
Sittbredd i cm SB	<input type="checkbox"/> 35.5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40.5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45.5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50.5	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 55.5		
Sittdjup i cm SD	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	

Sitthöjdsått (se tabell på nästa sida)											
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	

Information

Sitthöjdstabell

Främre sitthöjd

Länkhjulsgaffel, kort Inställningsområde i cm

Länkhjul diameter 3"	42 - 44
Länkhjul diameter 4"	42 - 45
Länkhjul diameter 5"	45 - 46
Länkhjul diameter 5.5"	46 - 47
Länkhjul diameter 6"	46 - 47

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade. Max. avvikelse 1 cm. Den främre sitthöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen. Var god beakta tabellen med sitthöjder!

Vid användning av **MF97** Adapter för hög främre sitthöjd, ska alla mått ökas med 3.5 cm. Motsvarande dras 3.5 cm bort för **MF96** Adapter för låg sitthöjd.

Angivelser utan sittdyna vid 0° sitsvinkling.

Horisontell position på drivhjulsfästet: se skiss.

Den bakre sitthöjden (SHB) är beroende av den valda hjulstorleken och monteringspositionen på drivhjulsfästet. Var god beakta sitthöjdstabellen!


Länkhjulsgaffel, lång

Länkhjul diameter 3"	46 - 47
Länkhjul diameter 4"	46 - 49
Länkhjul diameter 5"	46 - 50
Länkhjul diameter 5.5"	47 - 51
Länkhjul diameter 6"	47 - 51

Sitthöjdstabell

Bakre sitthöjd

Hjulstorlek	Sitthöjdsintervall i cm
22"	38 – 49
24"	38 – 52



Fram ram										
MA 01	<input type="checkbox"/>	Ram 70°								
MA 03	<input type="checkbox"/>	Ram 80°								
Ramtillbehör										
MA 50	<input type="checkbox"/>	Transporthjul	Pristillägg							
MA 51	<input type="checkbox"/>	Tramprör hö	Pristillägg							
MA 52	<input type="checkbox"/>	Tramprör vä	Pristillägg							
MA 57	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare hö	Pristillägg							
MA 58	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare vä	Pristillägg							
MA 55	<input type="checkbox"/>	Tippskydd hö	Pristillägg							
MA 56	<input type="checkbox"/>	Tippskydd vä	Pristillägg							
Länkhjul										
MF 01	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 3" skatehjul								
MF 02	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" massiva grå (för SB 35.5 – 48 cm)								
MF 35	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 4" Froglegs alu mjuk	Pristillägg							
MF 03	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" massiva grå								
MF 36	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" Froglegs alu mjuk	Pristillägg							
MF 04	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5.5" massiva grå								
MF 05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" luftpumpade grå								
MF 06	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" massiva grå								
Länkhjulsgaffel										
MF 80	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel lång								
MF 81	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel kort								
Länkhjulstillbehör										
MF 96	<input type="checkbox"/>	Adapter för låg sitthöjd (- 3.5 cm)	Pristillägg							
MF 97	<input type="checkbox"/>	Adapter för hög sitthöjd (+ 3.5 cm)	Pristillägg							
Bakre sitthöjd i cm (se tabell sidan 2)										
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52					
Drivhjul										
MG 01	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22"								
MG 02	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24"								
Cambervinkel drivhjul										
<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 1°	<input type="checkbox"/> 2.5°	<input type="checkbox"/> 3.5° (endast SB 35.5 – 48 cm, 125 kg brukarvikt)							
Drivhjulposition horisontalt										
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D							
<input type="checkbox"/> aktiv (end. i komb. m. z50 drivaggregat, e-support)										
<input type="checkbox"/> passiv (end. i komb. m. z50 drivaggregat)										
Drivhjulsfälg										
MG 06	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg dubbelbottnad	22" 24"							
MG 10	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg SPOX	• •							
MG 80	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg trumbromsad (vårdarstyrd)	• •							
MG 83	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg enhandsbroms dubbel drivring (SB 38cm-48cm)	• •							
		<input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster								


Exempel på tillbehör



MB 03 Fotplatta



MH 01 Knäledsbroms



MG 46 Drivhjulsadapter aktiv




MA 50 Transporthjul



MA 58 Kryckkäppshållare
vä



MA 56 Tippskydd vä



MG 86 Drivhjulsinfästning
aktiv/passiv



MH 10 Bromsspaksför-
längare



MD 10 Vinkelst.b rygg



ME 05 Sidoskydd
höjjust.b armstöd



ME 11 Avtagbart sidoskydd
höjjust.b armstöd



ME 60 Bord

Däck			22"	24"							
MG 30	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" luftpumpade (från 126 kg lastvikt)	•	•							
MG 31	<input type="checkbox"/>	Däck 1" Schwalbe RightRun finmönstrad (max 125 kg brukarvikt)	•	•							
MG 35	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8"punkteringsfria	•	•							
MG 38	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8"punkteringsfria (endast i komb med z50)	•	•	Pristillägg						
Drivringar			22"	24"							
MG 52	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver	•	•							
MG 53	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver låg	•	•	Pristillägg						
MG 54	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum gummerade	•	•	Pristillägg						
MG 56	<input type="checkbox"/>	Drivringar rostfria polerade	•	•	Pristillägg						
MG 57	<input type="checkbox"/>	Drivringar rostfria polerade låga	•	•	Pristillägg						
MG 58	<input type="checkbox"/>	Drivringar titan polerade	•	•	Pristillägg						
MG 61	<input type="checkbox"/>	Drivringar The Surge		•	Pristillägg						
MG 62	<input type="checkbox"/>	Drivringar Max Grepp		•	Pristillägg						
MG 63	<input type="checkbox"/>	Drivringar Curve L		•	Pristillägg						
MG 64	<input type="checkbox"/>	Drivringar Curve L Grepp		•	Pristillägg						
MX 27	<input type="checkbox"/>	Drivringar Natural fit (end. bred monteringsposition)		•	Pristillägg						
MG 99	<input type="checkbox"/>	Drivringar utan			Prisavdrag						
Drivhjulstillbehör											
MG 87	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump 14 bar			Pristillägg						
MG 88	<input type="checkbox"/>	Airman-pump			Pristillägg						
Hjulbasförlängning											
MG 86	<input type="checkbox"/>	Hjulbasförlängning			Pristillägg						
Bromsar											
MH 01	<input type="checkbox"/>	Broms knäled									
MH 11	<input type="checkbox"/>	Broms knäled omvänd funktion									
MH 99	<input type="checkbox"/>	Broms utan			Prisavdrag						
Bromstillbehör											
MH 10	<input type="checkbox"/>	Bromsspaksförlängare			Pristillägg						
Rygghöjd (i cm)											
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32.5	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37.5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42.5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47.5	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	Pristillägg
Ryggrör						Inställningsintervall					
MD 01	<input type="checkbox"/>	Ryggrör raka	<input type="checkbox"/> 30 – 40 cm	<input type="checkbox"/> 35 – 45 cm	<input type="checkbox"/> 40 – 50 cm						
MD 09	<input type="checkbox"/>	Ryggrör lumbar just.b 8°	<input type="checkbox"/> 35 – 40 cm	<input type="checkbox"/> 40 – 45 cm	<input type="checkbox"/> 45 – 50 cm						
MD 10	<input type="checkbox"/>	Rygg vinkelst.b i 4 steg (0°, 10°, 20° och 30°) *									Pristillägg

* Endast med RH 43 cm eller RH 48 cm, SB 35.5 – 48 cm

Rygglädsel							
MD 04	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel (endast 30° ryggvinkel)					
MD 05	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel just.b polstrad					
MD 32	<input type="checkbox"/>	Rygg Backster (fast rygg) vinkelst.b	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 5°	<input type="checkbox"/> 10°	<input type="checkbox"/> 15°	Pristillägg
MD 06	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel utan					Prisavdrag

Körhandtag (ej med MD 10)			
MD 50	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fasta långa	
MD 51	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fasta korta	
MD 52	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. långa	Pristillägg
MD 53	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. korta	Pristillägg
MD 55	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. bakpåliggande avtagb.	Pristillägg
MD 56	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fällbara	Pristillägg
MD 59	<input type="checkbox"/>	Körhandtag utan	Pristillägg

Tillbehör för Backster			
MD 37	<input type="checkbox"/>	Bålstöd stor fast hö	Pristillägg
MD 33	<input type="checkbox"/>	Bålstöd stor fast vä	Pristillägg
MD 38	<input type="checkbox"/>	Bålstöd liten fast hö	Pristillägg
MD 34	<input type="checkbox"/>	Bålstöd liten fast vä	Pristillägg
MD 39	<input type="checkbox"/>	Bålstöd svängbara hö	Pristillägg
MD 35	<input type="checkbox"/>	Bålstöd svängbara vä	Pristillägg
MD 36	<input type="checkbox"/>	Lateral-/lumbarstöd kit Backster	Pristillägg
MD 49	<input type="checkbox"/>	Ryggförlängning	Pristillägg
MD 58	<input type="checkbox"/>	Stabiliseringsstag	Pristillägg

Sidostöd			
ME 01	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd fast polstrad insida (ej med MD 10)	
ME 02	<input type="checkbox"/>	Klädskydd fast alum polstrad insida	
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd höjjustb. kort mont (ej med MD 10)	Pristillägg
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd höjjustb. lång mont (ej med MD 10)	Pristillägg
ME 11	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd avtagb. med armstöd plast	Pristillägg
ME 99	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd utan	Prisavdrag

Sidoskyddstillbehör			
ME 50	<input type="checkbox"/>	Armstöd avtagb. höjjust.	Pristillägg
ME 60	<input type="checkbox"/>	Bord	Pristillägg

Sitsklädsel			
MC 13	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel tvådelad nylon	
MC 14	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel just.b nylon (upp till SB 48 cm / SD 48 cm)	Pristillägg
MC 06	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel utan	Pristillägg

Sittdynor			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Sittdyna <input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 5 cm	Pristillägg
MC 02	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Cubic Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 03	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 04	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi ^{3S} (tjocklek 6.5 cm)	Pristillägg
MC 05	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight (tjocklek 6 cm)	Pristillägg
MC 07	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight Pro (tjocklek 8 cm)	Pristillägg
MC 20	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC 21	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra Aquos (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC 22	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Flair (tjocklek 10 cm)	Pristillägg

Underbenslängd i cm (utan sittdyna)
Underbenslängd (UL) i cm (inställningsområde 34 – 52 cm)
Längd på benstödsrör

MB 41	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör medium (34 – 40 cm)	Pristillägg
MB 42	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör lång (41 – 46 cm)	Pristillägg
MB 43	<input type="checkbox"/>	Benstödsrör extra lång (47 – 52 cm)	Pristillägg
Fotstöd			
MB 03	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel vinkelst.b 16 cm (från UL 31 cm)	Pristillägg
MB 09	<input type="checkbox"/>	Fotplatta utan	Prisavdrag

Tillbehör övrigt			
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Höftbälte metallspänne	Pristillägg
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Verktygssats	Pristillägg
MZ 59	<input type="checkbox"/>	Ficka för mobiltelefon	Pristillägg

Ekerskydd			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transp (ej möjlig vid trumbroms 20" alt.22")	Pristillägg
MG 91	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Eye Catcher	Pristillägg
MG 92	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Flower Power(ej möjlig vid trumbroms 20" alt.22")	Pristillägg
MG 93	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Clown	Pristillägg
MG 94	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd Fire	Pristillägg

Ramfärger			
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	
003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	Pristillägg
019	<input type="checkbox"/>	Ice blue	Pristillägg
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	Pristillägg
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	Pristillägg
010	<input type="checkbox"/>	Marine blue	Pristillägg
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	Pristillägg
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matt	Pristillägg
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	Pristillägg
015	<input type="checkbox"/>	Clear reptile glossy	Pristillägg
019	<input type="checkbox"/>	White pearl	Pristillägg
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	Pristillägg
028	<input type="checkbox"/>	Rainbow	Pristillägg

Klädsel färger			
906	<input type="checkbox"/>	Klädsel färg grön	
901	<input type="checkbox"/>	Klädsel färg svart	Pristillägg

Tillbehör special			
MZ 58	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsväska	Pristillägg
MZ 71	<input type="checkbox"/>	Transportfästen (max brukarvikt 100 kg)	Pristillägg
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Wheelblades (miniskidor)	Pristillägg
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Ryggsäck	Pristillägg

Special tillbehör			
13378.000	<input type="checkbox"/>	Mindre sittdjup genom kortare sittklädsel	Pristillägg
13479.000	<input type="checkbox"/>	Fotplatta plast	Pristillägg
23363.000	<input type="checkbox"/>	Special färger efter förfrågan	Pristillägg

Tjänster			
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning /tim	
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning /tim	
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad /km	