



Start ^{M1} Intro

Start M1 är en enkel och lätthanterbar rullstol som uppfyller behovet hos flertalet brukare. I sitt grundutförande levereras Start M1 med tippskydd och dyna. Vid leverans är sittbredd, sitthöjd och rygghöjd standardinställda. Sittdjup justeras med ett enkelt handgrepp och den levereras i fem olika sittbredder: 40.5, 43, 45.5, 48 och 50.5 cm. Start M1 är ekonomiskt tilltalande, har lager- och leveransfördelar och är funktionellt passande.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · Koppargatan 3, 601 14 Norrköping · Telefon 011 280-600 · Telefax 011 312 005 · info@ottobock.se · www.ottobock.se

Start ^{M1} Intro

Grundutförande

- Kryssram i aluminium, Silvermetallic
- Drivhjul, massiva däck 24"
- Länkhjul, massiva 8"
- Avtagbara benstöd med delade fotplattor och vadband
- Höjddjuster-/avtagbara armstöd
- Fast rygglädsel

Tillval

- Tippskydd
- Sittdyna
- Droppstativ

Se även aktuellt Utprovningsprotokoll

Tekniska data

Sittbredd	40.5, 43, 45.5, 48 eller 50.5 cm
Sittdjup	43 (ställbart 40 - 46) cm
Rygg höjd	42.5 (ställbart 40 - 47.5) cm
Sitthöjd, fram	49 (min 43 - max 52) cm
Sitthöjd, bak	47 (min 44 - max 50) cm
Underbenslängd	31 - 47 cm
Max brukarvikt	125 kg
Vikt	från ca 15 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



Avtagbara benstöd med delade fotplattor och vadband.



Vinkelställbar länkhjulsinfästning med distansblock.