



## Start<sup>M2</sup> Effect

Start<sup>M2</sup> Effect erbjuder stora inställningsmöjligheter utan byte av delar.

Snabbinställning av sittdjup utan verktyg, låg-hög sitthöjd och många alternativa tillbehör som vårdarbroms, fällbar rygg med mera

# Start<sup>M2</sup> Effect

## Grundutförande

- Kryssram i aluminium, isblåmetallic
- Drivhjul, massiva däck 24" (alt. 22")
- Länkhjul, massiva 6"
- Avtagbara benstöd med delade fotplattor och vadband
- Höjdjuster-/avtagbara armstöd
- Justerbart sittdjup-rygghöjd

## Tillval

- Vårdarbroms
- Vinkelställbara benstöd
- Fällbar rygg
- Droppstativ

Se även aktuellt Utprovningsprotokoll

## Tekniska data

Sittbredd	38, 40.5 43 45.5 48 cm
Sittdjup	43 (ställbart 40 - 46 ) cm
Rygghöjd	42.5 (ställbart 40 - 47.5) cm
Sitthöjd, fram	49 (min 43 - max 52) cm
Sitthöjd, bak	47 (min 38 - max 50) cm
Underbenslängd	31 - 47 cm
Maxbrukarvikt	125 kg
Vikt	från ca 15 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



Avtagbara benstöd med delade fotplattor och vadband.



Vinkelställbar länkhjulsinfästning med distansblock.