



## Start<sup>M3</sup> Hemi

Kom snabbt igång efter stroke

Start<sup>M3</sup> Hemi är en manuell rullstol med utrustning för hemiplegiker med funktionsnedsättning på ena sidan. Den är som standard utrustad med enhandsdrift och enhandsbroms. Ett ordentligt HP-armstöd och ett ekerskydd sitter monterade på den passiva sidan.

Start<sup>M3</sup> har en lägre sitthöjd för den som vill använda foten. Start<sup>M3</sup> är en kryssramstol som är ihopfällbar om man tar bort staget för enhandsdriften.

**Otto Bock Scandinavia AB**

Box 623 · Koppargatan 3, 601 14 Norrköping · Telefon 011 280-600 · Telefax 011 312 005 · [info@ottobock.se](mailto:info@ottobock.se) · [www.ottobock.se](http://www.ottobock.se)

# Start<sup>M3</sup> Hemi

## Egenskaper

- Ram i aluminium
- Alla huvudkomponenter är skruvade
- Gemensam länkhjulsgaffel för alla hjulstorlekar
- Durable and resistant upholstery
- Hopfällbar
- Solid one-and-half fold cross brace
- Optimized wheel lock
- Drivhjuladapter för låga främre sitthöjd
- Fotutrymmet kan utökas

## Tekniska data

Sittbredd	38 - 48 cm
Sittdjup	40 - 49 cm
Rygghöjd	40 - 47.5 cm
Sitthöjd, fram	min 36.5 - max 52 cm
Sitthöjd, bak	min 37 - max 52 cm
Maxbrukarvikt	125 kg
Vikt	från ca 15.5 kg
Underbenslängd	31 - 47 cm

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



Enhandsdrivning med dubbla drivringar



Stag för enhandsdrivning