



## Start<sup>M4</sup> XXL

Bred eller tung är inget problem

Start<sup>M4</sup> XXL klara högre brukarvikter upp till 160 kg och sittbredder till 58 cm.  
Vikt från 15.5 kg och stabil ram möjliggör en aktiv körning.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · Koppargatan 3, 601 14 Norrköping · Telefon 011 280-600 · Telefax 011 312 005 · [info@ottobock.se](mailto:info@ottobock.se) · [www.ottobock.se](http://www.ottobock.se)

# Start<sup>M4</sup> XXL

## Grundutförande

- Kryssram i aluminium, isblåmetallic
- Drivhjul, massiva däck 24"
- Länkhjul, massiva 8"
- Avtagbara benstöd med delade fotplattor och vadband
- Höjjuster-/avtagbara armstöd
- Justerbart sittdjup-rygghöjd

## Tillval

- Vårdarbroms
  - Vinkelställbara benstöd
  - Tippskydd
- Se även aktuellt Utprovningsprotokoll

## Tekniska data

Sittbredd	45.5 - 58 cm
Sittdjup	46 (ställbart 43 - 49 ) cm
Rygghöjd	42.5 (ställbart 40 - 47.5) cm
Sitthöjd, fram	min 39.5 - max 52 cm
Sitthöjd, bak	min 37 - max 52 cm
Underbenslängd	31 - 47 cm
Maxbrukarvikt	160 kg
Vikt	från ca 16 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



Avtagbara benstöd med delade fotplattor och vadband.



Vinkelställbar länkhjulsinfästning med distansblock.



Hållplatta med vertikal-horisontal justering och camber.