



Start ^{M5} Comfort

En pålitlig och stadig konstruktion med ett stort urval av konfigurationsmöjligheter.

Stolen har fällbar rygg och sidoskydd som standard.

Sitthöjd och sittvinkel är ställbara. Start M5 har steglös balansering.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · Koppargatan 3, 601 14 Norrköping · Telefon 011 280-600 · Telefax 011 312 005 · info@ottobock.se · www.ottobock.se



Start^{M5} Comfort

Egenskaper

- Start M5 har en kryssram av aluminiumrör.
- Alla viktiga komponentgrupper är skruvade.
- Samma framhjulsgafflar för alla hjulstorlekar.
- Tålig och slitstark klädsel.
- Kompakta mått ihopfälld.
- Drivhjulsadapter för aktivt/passivt bruk.
- Optimerad broms.
- Cambervinkel 0° eller 2.5°
- Stort antal tillbehör.

Tekniska data

Sittbredd	38 - 48 cm
Sittdjup	40 - 46 cm
Rygghöjd	40 - 47.5 cm
Sitthöjd, fram	min 38 - max 52 cm
Sitthöjd, bak	min 37 - max 52 cm
Underbenslängd	31 - 47 cm
Maxbrukarvikt	125 kg
Vikt (inkl. sidoskydd)	från ca 14.5 kg

Måttuppgifterna är angivna utan sittdyna.



Höjjusterbara, avtagbara körhandtag



Knäledsbroms