

ottobock.



# Start M6 Junior

## Barnets bästa vän

Start M6 är en smidig och enkel kryssramstol framtagen för barn och unga vuxna. Med ställbart sittdjup och ryghöjd samt möjlighet att ändra sitthöjden är det enkelt att justera stolen utifrån ett kortvarigt eller långvarigt behov. Tack vare sin kryssram i aluminium tar du enkelt med rullstolen i bil. Dessutom finns vårdarbromsar, utåtvinklade körhandtag och vinkelställbara benstöd som tillbehör för en säkrare och enklare körning.

Quality for life

# M6 Junior

Barnets bästa vän

## Mervärden


- Kryssram gör stolen enkel att fälla ihop och ta med i bil
- Massiva däck fram och bak behöver inget underhåll
- Avtagbara benstöd gör det lätt att komma fram och intill
- Justerbar sits i djup och justerbar rygghöjd gör M6 till en enkel stol att ha på lager
- Tillvalsutrustning som vårdarbroms och fotplatta för kort underbenslängd ger ytterligare anpassningsmöjligheter.
- Med ett eller två vinkelställbara benstöd är stolen enkelt användbar vid ett tillfälligt behov som tex när olyckan varit framme

## Teknisk information

Sittbredd	28 30,5 33 35,5 38 cm
Sittdjup	31 34 37 cm (fasta lägen)
Rygghöjd	30 32 35 37,5 (fasta lägen)
Sitthöjd fram	40-49 cm (1 cm intervall)
Sitthöjd bak	37-49 cm (1 cm intervall)
Underbenslängd	16-45 cm (beroende på övriga inställningar)
Max brukarvikt	90 kg
Vikt	från ca 12 kg



Utätvinklade körhandtag med vårdarbroms.



Vinkelställbart benstöd