

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Start^{M1} Intro Allroundrullstol



Grundutförande

- Aluminium ram med dubbelkryss
- Tramprör integrerat i ramen
- Delade fotplattor, vinkelställbara i plast
- Undansvängbara benstöd
- Höjddjusterbara sidoskydd med armstöd
- Sits- och rygglädsel i svart nylon
- 24" drivhjul med PU-däck
- Knäledsbroms
- Ramfärg: silver metallic

Fabriksinställningar:

- Sittdjup (SD): 43 cm
- Rygghöjd (RH): 42.5 cm (version 1, 2, 6, 7)
- Rygghöjd (RH): 47.5 cm (version 3, 5)
- Sitthöjd fram 45 cm (version 5, 6, 7)
- Sitthöjd fram 45 cm (version 1, 2, 3)

Max brukarvikt: 125 kg

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
.....
Namn	Underskrift

Versioner

Version 1: Standardrygg, standard drivhjul, länkhjul 8" med massiva PU däck

Sittbredd:

- [] 40.5 cm / Art. nr. 480F53=10101 [] 43 cm / Art. nr. 480F53=10102 [] 45.5 cm / Art. nr. 480F53=10103
[] 48 cm / Art. nr. 480F53=10104 [] 50.5 cm / Art. nr. 480F53=10105

Version 2: Standardrygg, drivhjul med trumbroms, länkhjul 8"

Sittbredd:

- [] 40.5 cm / Art. nr. 480F53=10201 [] 43 cm / Art. nr. 480F53=10202 [] 45.5 cm / Art. nr. 480F53=10203
[] 48 cm / Art. nr. 480F53=10204 [] 50.5 cm / Art. nr. 480F53=10205 *inklusive sido- och fotstöd

Version 3: Vinkeljusterbar rygg 30°; standard drivhjul, länkhjul 6"

Sittbredd:

- [] 40.5 cm / Art. nr. 480F53=10301 [] 43 cm / Art. nr. 480F53=10302 [] 45.5 cm / Art. nr. 480F53=10303
[] 48 cm / Art. nr. 480F53=10304 [] 50.5 cm / Art. nr. 480F53=10305

Version 4: Standardrygg, standard drivhjul, länkhjul 6" i massivt gummi

Sittbredd:

- [] 40.5 cm / Art. nr. 480F53=10501 [] 43 cm / Art. nr. 480F53=10502 [] 45.5 cm / Art. nr. 480F53=10503
[] 48 cm / Art. nr. 480F53=10504 [] 50.5 cm / Art. nr. 480F53=10505

Version 5: Standardrygg, standard drivhjul 12" , länkhjul 6" i massivt gummi

Sittbredd:

- [] 40.5 cm / Art. nr. 480F53=10601 [] 43 cm / Art. nr. 480F53=10602 [] 45.5 cm / Art. nr. 480F53=10603
[] 48 cm / Art. nr. 480F53=10604 [] 50.5 cm / Art. nr. 480F53=10605

Version 6: Fällbar rygg, standard drivhjul 12", länkhjul 6" i massivt gummi

Sittbredd:

- [] 40.5 cm / Art. nr. 480F53=10701 [] 43 cm / Art. nr. 480F53=10702 [] 45.5 cm / Art. nr. 480F53=10703
[] 48 cm / Art. nr. 480F53=10704 [] 50.5 cm / Art. nr. 480F53=10705

Tillbehör			Antal per stol
481A53=SK013	[]	Transporthjul	2 styck
481A53=SK170	[]	Tippskydd	1 styck
481A53=SK170	[]	Tippskydd (par)	2 styck
481A53=SK065	[]	Kryckkäppshållare	1 styck
481F53=PK014	[]	Länkhjul 6" massiva PU(150 x 27 mm; lång drivhjulsgaffel)	1 par
481F53=PK019	[]	Länkhjul 8" massiva PU (200 x 30 mm; lång drivhjulsgaffel)	1 par
481H53=SK012	[]	Bromsspaksförlängare	2 styck
481E53=PK003	[]	Sidoskydd höjjustb.	1 par
481E53=PK100	[]	Sidoskydd armstöd uttag för bord	1 par
481E53=ST051	[]	Bord SB 40.5 cm	1 styck
481E53=ST052	[]	Bord SB 43 cm	1 styck
481E53=ST053	[]	Bord SB 45.5 cm	1 styck
481E53=ST054	[]	Bord SB 48 cm	1 styck
481E53=ST055	[]	Bord SB 50.5 cm	1 styck
481C53=SM155	[]	Sittdyna standard 4,5 cm tjocklek, 40.5x43 cm	1 styck
481C53=SM160	[]	Sittdyna standard 4,5 cm tjocklek, 43x43 cm	1 styck
481C53=SM165	[]	Sittdyna standard 4,5 cm tjocklek, 45.5x43 cm	1 styck
481C53=SM175	[]	Sittdyna standard 4,5 cm tjocklek, 48x43 cm	1 styck
481C53=SM180	[]	Sittdyna standard 4,5 cm tjocklek, 50.5x43 cm	1 styck
481B53=PK135	[]	Fotstöd vinkelställb SB 40.5 cm	1 par
481B53=PK140	[]	Fotstöd vinkelställb SB 43 – 45.4 cm	1 par
481B53=PK145	[]	Fotstöd vinkelställb SB 48 – 50.5 cm	1 par
446B1=2-7	[]	Höftbälte SB 40.5 – 43 cm	1 styck
481C08=SK079	[]	Höftbälte SB 45.5 – 50.5 cm	1 styck
481G00=SK702	[]	Ekerskydd transp (standardfälj)	2 styck
481G53=SK116	[]	Ekerskydd transp (trumbroms)	2 styck
481S00=SK030	[]	Transportfästen	1 styck

Observera: Tillbehören kommer bipackas leveransen utan att vara monterade. Ingående standardkomponenter får ej returneras.

Tjänster			
SFS1R=RZ050	[]	Utprovning	/tim
SFS1R=RZ051	[]	Resttidsersättning	/tim
SFS1R=RZ052	[]	Kilometerkostnad	/km