

Start^{M2} Effect

Allround rullstol

Artikelnummer: 480F53=20000

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

| | |
|----------|---------|
| Märkning | Ordernr |
| | Datum |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kostnadsförslag | <input type="checkbox"/> Beställning |
| <input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad | |
| Faktureringsadress / kundnummer | |
| Leveransadress | |
| Kontaktperson | |
| | |
| Namn | Underskrift |



Grundutrustning

- Kryssram i aluminium
- Trampör integrerat i ramen
- Delade fotplattor, vinkelställbara i plast
- Svängbara ben- och fotstöd
- Höjddjusterbara sidoskydd med armstöd
- Sits- och ryggklädsel i svart nylon
- Drivhjuladapter för aktiv/passiv körning
- Olika cambervinkel möjlig
- Drivhjul med quick-release axlar
- Knäledsbroms

Standardinställningar:

- Rygghöjd: 42.5 cm

Max brukarvikt: 125 kg

| | | |
|---|---|---|
| Drivaggregat (bifoga orderformulär; modell-specifika begränsningar) | z50, Drivaggregat med joystick, 12 Ah. | z50, Drivaggregat med joystick, 16 Ah. |
| | <input type="checkbox"/> MZ02 | <input type="checkbox"/> MZ03 |

| Basdata | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------|
| Sittbredd (SB) | _____ cm | Främre sitthöjd (FSH) | _____ cm |
| Sittdjup (SD) | _____ cm | Bakre sitthöjd (BSH) | _____ cm |
| Rygghöjd (RH) | _____ cm | Underbenslängd (UL) | _____ cm |

Information

Sitthöjdstabell

Främre sitthöjd i cm

Länkhjulsgaffel kort

Länkhjulsdiameter 5.5"

Länkhjulsdiameter 6"

Länkhjulsdiameter 7"

Inställningsområde

42 - 44

43 - 45

45 - 47

Länkhjulsgaffel lång

Länkhjulsdiameter 5.5"

Länkhjulsdiameter 6"

Länkhjulsdiameter 7"


Länkhjulsdiameter 8"

45 - 49

47 - 50

48 - 51


44 - 48



Sitthöjdstabell

Bakre sitthöjd

| | | Intervall |
|-----------------|-----|-----------|
| Drivhjulstorlek | 22" | 38 - 45 |
| | 24" | 41 - 49 |



Sitthöjdstabell

Bakre sitthöjd i cm med drivaggregat

| Drivhjulstorlek | z50 |
|-----------------|-----------|
| 22" | 45 och 47 |
| 24" | 47 och 49 |

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade. Maximal avvikelse 1 cm.

Den främre sitthöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen.

Var god beakta tabellen med sitthöjder!

Angivelser utan sittdyna vid 0° sitsvinkling.

Maximal sitsvinkling är 3.5 cm.

| Måttuppgifter sits | |
|--|---|
| .. SB .. sittbredd i cm | <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40.5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45.5 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50.5 |
| .. SD .. sittdjup i cm | <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 |
| Sitthöjdsått | |
| Fram i cm | <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 |
| Bak i cm | <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 |
| Ramtillbehör | |
| MA50 | <input type="checkbox"/>] Transporthjul Pristillägg |
| MA55 | <input type="checkbox"/>] Tippskydd hö Pristillägg |
| MA56 | <input type="checkbox"/>] Tippskydd vä Pristillägg |
| MA57 | <input type="checkbox"/>] Kryckeshållare hö Pristillägg |
| MA58 | <input type="checkbox"/>] Kryckeshållare vä Pristillägg |
| MA61 | <input type="checkbox"/>] Pendlande tippskydd hö Pristillägg |
| MA62 | <input type="checkbox"/>] Pendlande tippskydd vä Pristillägg |
| Länkhjul (dimensioner i mm) | |
| MF04 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul mjuk 5.5" (140 x 40) |
| MF05 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul luft 6" (150 x 30) |
| MF06 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul massiv 6" (150 x 33) |
| MF07 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul luft 7" (180 x 45) |
| MF08 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul massiv 7" (180 x 45) |
| MF09 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul luft 8" smal (lång länkhjulsgaffel) (200 x 30) |
| MF10 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul massiv 8" smal (lång länkhjulsgaffel) (200 x 30) |
| MF12 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul luft 8" bred (lång länkhjulsgaffel) (200 x 50) |
| MF13 | <input type="checkbox"/>] Länkhjul massiv 8" bred (lång länkhjulsgaffel) (200 x 50) |
| Länkhjulsgaffel | |
| MF80 | <input type="checkbox"/>] Länkhjulsgaffel lång |
| MF81 | <input type="checkbox"/>] Länkhjulsgaffel kort Pristillägg |
| Drivhjulstorlek | |
| MG01 | <input type="checkbox"/>] Drivhjul 22" |
| MG02 | <input type="checkbox"/>] Drivhjul 24" |
| Drivhjulposition | |
| <input type="checkbox"/>] Kort/aktiv <input type="checkbox"/>] Lång/passiv | |
| Drivhjulsfälg (aluminium drivring) | |
| MG05 | <input type="checkbox"/>] Fälg standard |
| MG06 | <input type="checkbox"/>] Fälg Hollow rim (endast i kombination med z50 drivaggregat) Prisavdrag |
| MG29 | <input type="checkbox"/>] Fälg MagWheel Prisavdrag |
| MG80 | <input type="checkbox"/>] Fälg med trumbroms Pristillägg |
| MG83 | <input type="checkbox"/>] Enhandsdrift <input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/> vänster Pristillägg |
| Däck | |
| MG30 | <input type="checkbox"/>] Däck 1 3/8" luftpumpade |
| MG31 | <input type="checkbox"/>] Däck 1" RightRun luftpumpade Pristillägg |
| MG34 | <input type="checkbox"/>] Däck 1" massiv Pristillägg |
| MG35 | <input type="checkbox"/>] Däck 1 3/8" |
| MG38 | <input type="checkbox"/>] Däck punkteringsfria 1 3/8" (endast med z50 drivaggregat endast 24") Pristillägg |

Exempel på tillbehör



MA55 Tippskydd



MA62 Pendlande tippskydd



MD10 Rygg vinkelställb 30°



MD11 Vikbar rygg



MD23 Bålstöd



MD52 Körhandtag höjdställb.



ME03 Avtagbart sidoskydd



MB25 Vinkelställbart benstöd



MB21 Amputationsbenstöd



MZ53 Huvudstöd



MZ55 Huvudstöd Offset



MG95 Designat ekerskydd

| Drivringar | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|
| MG52 | <input type="checkbox"/> | Drivring alum | |
| MG56 | <input type="checkbox"/> | Drivring rostfritt stål | Pristillägg |
| Tillbehör drivhjul | | | |
| MG87 | <input type="checkbox"/> | Högtryckspump 14 bar | Pristillägg |
| MG88 | <input type="checkbox"/> | Airman pump batteridrivnen | Pristillägg |
| MG84 | <input type="checkbox"/> | Drivhjul silikonöverdrag | Pristillägg |
| Broms | | | |
| MH01 | <input type="checkbox"/> | Knäledsbroms | |
| MH06 | <input type="checkbox"/> | Trumbroms dubbelverkande för brukare/vårdare | Pristillägg |
| Bromstillbehör | | | |
| MH10 | <input type="checkbox"/> | Bromsspaksförlängning | Pristillägg |
| Back system | | | |
| MD01 | <input type="checkbox"/> | Rygg standard | |
| MD09 | <input type="checkbox"/> | Rygg lumbar | |
| MD10 | <input type="checkbox"/> | Rygg vinkelställb 30° (endast med RH 47.5 cm) | Pristillägg |
| MD11 | <input type="checkbox"/> | Rygg vikbar (endast med RH 47.5 cm) | Pristillägg |
| Rygghöjd | | | |
| <input type="checkbox"/> | 42.5 | <input type="checkbox"/> | 47.5 |
| Ryggklädsel | | | |
| MD04 | <input type="checkbox"/> | Ryggklädsel fast | |
| MD05 | <input type="checkbox"/> | Ryggklädsel justerbar | Pristillägg |
| MD30 | <input type="checkbox"/> | "The Back" | Pristillägg |
| MD32 | <input type="checkbox"/> | Backster (fast rygg) Vinkelanpassning <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 15° | Pristillägg |
| MD06 | <input type="checkbox"/> | Ryggklädsel utan | Pristillägg |
| Körhandtag (kan ej kombineras med fällbar rygg) | | | |
| MD51 | <input type="checkbox"/> | Körhandtag standard | |
| MD52 | <input type="checkbox"/> | Körhandtag höjdställbs långa (ej med vikbar rygg) | Pristillägg |
| Ryggtillbehör | | | |
| MD23 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd hö | Pristillägg |
| MD24 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd vä | Pristillägg |
| MD58 | <input type="checkbox"/> | Stabiliseringsstag | Pristillägg |
| MD31 | <input type="checkbox"/> | Ryggförlängning "The Back" | Pristillägg |
| MD37 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd large hö | Pristillägg |
| MD33 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd large vä | Pristillägg |
| MD38 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd small hö | Pristillägg |
| MD34 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd small vä | Pristillägg |
| MD39 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd ställbart hö | Pristillägg |
| MD35 | <input type="checkbox"/> | Bålstöd ställbart vä | Pristillägg |
| MD36 | <input type="checkbox"/> | Svankstöd | Pristillägg |
| MD49 | <input type="checkbox"/> | Ryggförlängare | Pristillägg |
| Sidoskydd | | | |

| | | | |
|-------------|-----|----------------------------------|-------------|
| ME01 | [] | Armstöd fällb mont kort 300 mm | |
| ME01 | [] | Armstöd fällb mont lång 300 mm | |
| ME06 | [] | Armstöd fällb mont kort 365 mm | Pristillägg |
| ME06 | [] | Armstöd fällb mont lång 365 mm | Pristillägg |
| ME03 | [] | Armstöd avtagb | Pristillägg |
| ME05 | [] | Armstöd höjjust.b avtagb 300 mm, | Pristillägg |
| ME10 | [] | Armstöd uttag bord | |

| Sidoskyddstillbehör | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|-------------|
| ME60 | [] | Bord | Pristillägg |
| ME61 | [] | Fäste armstödsdyna bred hö | Pristillägg |
| ME62 | [] | Fäste armstödsdyna bred vä | Pristillägg |

| Sittklädsel | | | |
|--------------------|-----|------------------------|-------------|
| MC13 | [] | Sittklädsel fast | |
| MC30 | [] | Sittklädsel "The Seat" | Pristillägg |
| MC06 | [] | Sittklädsel utan | Pristillägg |

| Sittdynor | | | Pristillägg |
|------------------|-----|-----------------------------------|--------------------|
| MC01 | [] | Sittdyna 5 cm | Pristillägg |
| MC02 | [] | Sittdyna Cubic Foam 5 cm | Pristillägg |
| MC03 | [] | Sittdyna Combi Foam 5 cm | Pristillägg |
| MC04 | [] | Sittdyna Combi ^{3S} 5 cm | Pristillägg |
| MC05 | [] | Sittdyna Evolight 6 cm | Pristillägg |
| MC07 | [] | Sittdyna Evolight Pro 8 cm | Pristillägg |
| MC20 | [] | Sittdyna Terra 7 cm | Pristillägg |
| MC21 | [] | Sittdyna Terra Aquos 7 cm | Pristillägg |
| MC22 | [] | Sittdyna Aerius 7 cm | Pristillägg |
| MC23 | [] | Sittdyna Aerius Active 8 cm | Pristillägg |

| |
|---|
| Underbenslängd i cm (utan sittdyna) |
| Underbenslängd (UL) i cm(inställningsintervall 27 – 47 cm) |

| Fotbåge | | | |
|----------------|-----|---------------------|-------------|
| MB40 | [] | Kort (27 – 40 cm) | Pristillägg |
| MB41 | [] | Medium (32 – 47 cm) | Pristillägg |
| MB42 | [] | Lång (42 – 47 cm) | Pristillägg |

Observera att underbenslängden varierar vid höjbart benstöd.

| Fotplattor | | | |
|-------------------|-----|---|-------------|
| MB10 | [] | Fotplatta delad vinkelst. b. plast | |
| MB11 | [] | Fotplatta delad alum 16 cm | Pristillägg |
| MB25 | [] | Benstöd höjjusterb par | Pristillägg |
| MB26 | [] | Benstöd fast hö | Pristillägg |
| MB27 | [] | Benstöd fast vä | Pristillägg |
| MB21 | [] | Benstöd amputation hö (fast fotstöd vä) | Pristillägg |
| MB22 | [] | Benstöd amputation vä (fast fotstöd hö) | Pristillägg |
| MB23 | [] | Benstöd amputation par | Pristillägg |

| Fotstöd tillbehör | | | |
|--------------------------|-----|---------|-------------|
| MB72 | [] | Hälband | Pristillägg |

| Övriga tillbehör | | | |
|-------------------------|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| MZ50 | <input type="checkbox"/> | Höftbälte plastspänne | Pristillägg |
| MZ52 | <input type="checkbox"/> | Verktygssats | Pristillägg |
| MZ53 | <input type="checkbox"/> | Huvudstöd | Pristillägg |
| MZ54 | <input type="checkbox"/> | Fäste för huvudstöd | Pristillägg |
| MZ55 | <input type="checkbox"/> | Fäste för huvudstöd offset | Pristillägg |
| MZ70 | <input type="checkbox"/> | Transportfästen (max 100 kg) | Pristillägg |

| | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| Ekerskydd | | | |
| MG90 | <input type="checkbox"/> | Ekerskydd transp | Pristillägg |
| MG95 | <input type="checkbox"/> | Ekerskydd dekor | Pristillägg |

| | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Ramfärger | | | |
| 002 | <input type="checkbox"/> | Anthracite metallic | Pristillägg |
| 003 | <input type="checkbox"/> | JET black RAL 9005 | Pristillägg |
| 004 | <input type="checkbox"/> | Ice blue | Pristillägg |
| 016 | <input type="checkbox"/> | Silver metallic | Pristillägg |
| 019 | <input type="checkbox"/> | White pearl | Pristillägg |
| 020 | <input type="checkbox"/> | Saturn blue metallic | Pristillägg |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Tjänster | | | |
| SFS1R=RZ050 | <input type="checkbox"/> | Utprovning /tim | |
| SFS1R=RZ051 | <input type="checkbox"/> | Restidsersättning /tim | |
| SFS1R=RZ052 | <input type="checkbox"/> | Kilometerkostnad /km | |