

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

Start^{M3} Hemi

Allroundrullstol för Hemiplegiker

Artikelnummer: 480F53=30000_K



Grundutförande

- Kryssram i aluminium
- Trampor integrerat i ramen
- Delade fotplattor, vinkelställbara i plast
- Hemi-kit för lägre sitthöjd och breddad länkhjulinfästning
- Undansvängbara, avtagbara benstöd
- Höjddjusterbara sidoskydd med armstöd
- Sits- och ryggklädsel i nylon
- Drivhjul med quick-release axlar
- Knäledsbroms
- Modulbar design
- Vikt: from 15.5 kg
- Ryggör med lumbar
- Individuella vadbånd
- Hjulbasförlängningsjustering möjlig (ca. 8 cm)

Vikbar, max brukarvikt: 125 kg

Märkning	Ordernr.
	Datum

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
..... Namn Underskrift

Basdata			
Sittbredd (SB)	_____ cm	Främre sitthöjd (FSH)	_____ cm
Sittdjup (SD)	_____ cm	Bakre sitthöjd (BSH)	_____ cm
Rygg höjd (RH)	_____ cm	Underbenslängd (UL)	_____ cm

Drivaggregat (bifoga orderformulär; modell-specifika begränsningar)	[] ≥10, Drivaggregat med vådarstyrning	[] ≥10-ce, Drivaggregat med brukarstyrning
	MZ04	MZ05

Måttuppgifter sits	
..SB.. Sittbredd i cm	[] 38 [] 40.5 [] 43 [] 45.5 [] 48 [] 50.5
..SD.. Sittdjup i cm	[] 40 [] 43 [] 46

Hemi kit (lägre främre sitthöjd / bredare fot utrymme)	
[]	Ja
[]	Nej

Sitthöjdsått (se tabell på nästa sida)	
Anterior seat height in cm	[] 38 [] 39 [] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51
Posterior seat height in cm	[] 38 [] 39 [] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49

Sithöjdstabell

Främre sithöjd – Standardadapter

Länkhjulsgaffel, kort	Inställningsområde
Länkhjulsdiameter 5"	40 - 44
Länkhjulsdiameter 5.5"	42 - 44
Länkhjulsdiameter 6"	43 - 45
Länkhjulsdiameter 7"	45 - 47

Länkhjulsgaffel, lång



Länkhjulsdiameter 5"	44 - 47
Länkhjulsdiameter 5.5"	44 - 48
Länkhjulsdiameter 6"	45 - 49
Länkhjulsdiameter 7"	47 - 50
Länkhjulsdiameter 8"	48 - 51

Främre sithöjd – Länkhjulsinfästning bred

Länkhjulsgaffel, kort	Inställningsområde
Länkhjulsdiameter 5"	38 - 40
Länkhjulsdiameter 5.5"	39 - 41
Länkhjulsdiameter 6"	40 - 42
Länkhjulsdiameter 7"	42 - 43

Länkhjulsgaffel, lång

Länkhjulsdiameter 5"	41 - 44
Länkhjulsdiameter 5.5"	42 - 45
Länkhjulsdiameter 6"	42 - 45
Länkhjulsdiameter 7"	44 - 47
Länkhjulsdiameter 8"	45 - 48

**Bakre sithöjd**

Drivhjulstorlek	Intervall
22"	38 - 45
24"	41 - 49

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade. Max. avvikelse 1 cm.

Den främre sithöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen.

Var god beakta tabellen med sithöjder!

Angivelser utan sittedyna vid 0° sithöjdsvinkel.

Maximal sithöjdsvinkel är 3.5 cm.

Ramtillbehör			
MA50	<input type="checkbox"/>	Transporthjul	Pristillägg
MA55	<input type="checkbox"/>	Tippskydd hö	Pristillägg
MA56	<input type="checkbox"/>	Tippskydd vä	Pristillägg
MA57	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare hö	Pristillägg
MA58	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare vä	Pristillägg
MA61	<input type="checkbox"/>	Tippskydd pendlande hö	Pristillägg
MA62	<input type="checkbox"/>	Tippskydd pendlande vä	Pristillägg

Länkhjul			
MF03	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" massivt gummi	(130 x 33)
MF04	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5.5" mjuka	(140 x 40)
MF05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" luftpumpade	(150 x 30)
MF06	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" massivt gummi	(150 x 27)
MF07	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" luftpumpade	(180 x 45)
MF08	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" massivt gummi	(180 x 45)
MF09	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 8" luftpumpade smala (lång länkhjulsgaffel)	(200 x 30)
MF10	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 8" massivt gummi smala (lång länkhjulsgaffel)	(200 x 30)
MF12	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 8" luftpumpade breda (lång länkhjulsgaffel)	(200 x 50)
MF13	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 8" PU breda (lång länkhjulsgaffel)	(200 x 50)

Länkhjulsgaffel			
MF80	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel lång	
MF81	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel kort	

Drivhjulstorlek			
MG01	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22"	
MG02	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24"	

Hjulbas			
<input type="checkbox"/>	kort/aktiv	<input type="checkbox"/>	lång/passiv

Drivhjulsfälg (aluminium)			
MG05	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg standard	
MG80	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg trumbroms / (vårdarstyrning)	Pristillägg
MG83	<input type="checkbox"/>	Enhandsdrift dubbla drivringar	<input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster Pristillägg

Däck			
MG30	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" luftpumpade	
MG31	<input type="checkbox"/>	Däck 1" RightRun luftpumpade finmönstrade	
MG35	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" PU	

Drivringar			
MG52	<input type="checkbox"/>	Drivringar aluminium silver höga	
MG56	<input type="checkbox"/>	Drivringar polerade rostfritt stål höga	Pristillägg

Drivringstillbehör			
MG87	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump 14 kg	Pristillägg
MG88	<input type="checkbox"/>	Airman pump batteri driven	Pristillägg
MG84	<input type="checkbox"/>	Drivringsöverdrag i silikon	Pristillägg

Exempel på tillbehör



MA55 Tippskydd



MA62 Pendlande tippskydd



MG83 Enhandsdrift



MD10 Vinkelställbar rygg 30°



MH 08 Broms för enhandsdrift



MD23 Bålstöd



MD52 Höj-/sänkbara körhandtag



ME 05 Sidskydd, höjdbart



ME61 Monteringsfäste för skålade armstöd



MB15 Vinkelställbart benstöd



MB21 Amputationsbenstöd



MZ 53 Huvudstöd



MG95 Ekerskydd - Dekor

Knäledsbroms			
MH01	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms standard	
MH06	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms brukare och vårdare	Pristillägg
MH08	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms enhandsdrift hö	Pristillägg
MH09	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms enhandsdrift vä	Pristillägg
Bromstillbehör			
MH10	<input type="checkbox"/>	Bromsspaksförlängning	Pristillägg
Ryggsystem			
MD09	<input type="checkbox"/>	Ryggör lumbar	
MD01	<input type="checkbox"/>	Ryggör raka	
MD10	<input type="checkbox"/>	Rygg vinkelställbar i 4 steg (0° 10° 20° och 30°)	Pristillägg
MD11	<input type="checkbox"/>	Rygg fällbar (endast med BH 47.5 cm)	Pristillägg
Rygg höjd			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 cm	42.5 cm	45 cm	47.5 cm
Rygglädsel			
MD04	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel standard	
MD05	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel justerbar	Pristillägg
MD30	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel "The Back"	Pristillägg
MD32	<input type="checkbox"/>	Rygglädsel Backster Vinkeljustering <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 10° <input type="checkbox"/> 15°	Pristillägg
Drivringar			
MD51	<input type="checkbox"/>	Drivringar standard	
MD52	<input type="checkbox"/>	Drivringar höj-/sänkbara (ej i kombination med fällbar rygg)	Pristillägg
Rygg tillbehör			
MD23	<input type="checkbox"/>	Bålstöd hö	Pristillägg
MD24	<input type="checkbox"/>	Bålstöd vä	Pristillägg
MD58	<input type="checkbox"/>	Stabiliseringsstag	Pristillägg
MD31	<input type="checkbox"/>	Ryggförlängning för "The Back 2"	Pristillägg
MD37	<input type="checkbox"/>	Bålstöd stor fast hö	Pristillägg
MD33	<input type="checkbox"/>	Bålstöd stor fast vä	Pristillägg
MD38	<input type="checkbox"/>	Bålstöd liten fast hö	Pristillägg
MD34	<input type="checkbox"/>	Bålstöd liten fast vä	Pristillägg
MD39	<input type="checkbox"/>	Bålstöd svängbara hö	Pristillägg
MD35	<input type="checkbox"/>	Bålstöd svängbara vä	Pristillägg
MD36	<input type="checkbox"/>	Lateral-/lumbarstöd kit	Pristillägg
MD 49	<input type="checkbox"/>	Ryggförlängning	Pristillägg
Sidoskydd			
ME01	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd 300 mm armstöd kort	
ME01	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd 300 mm armstöd lång	
ME06	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd 365 mm armstöd kort	Pristillägg
ME06	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd 365 mm armstöd lång	Pristillägg
ME03	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd avtagbart	Pristillägg
ME05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd höjdjusterb 300 mm armstöd	Pristillägg
ME10	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd med armstöd uttag för bord	

Sidoskyddstillbehör			
ME60	<input type="checkbox"/>	Bord	Pristillägg
ME61	<input type="checkbox"/>	Monteringsfäste för skålade armstöd hö	Pristillägg
ME62	<input type="checkbox"/>	Monteringsfäste för skålade armstöd vä	Pristillägg
ME70	<input type="checkbox"/>	Skålat armstöd helt vä	Pristillägg
ME71	<input type="checkbox"/>	Skålat armstöd helt vä hö	Pristillägg
ME72	<input type="checkbox"/>	Skålat armstöd delat vä <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME73	<input type="checkbox"/>	Skålat armstöd delat hö <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME74	<input type="checkbox"/>	Handstöd flat vä <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME75	<input type="checkbox"/>	Handstöd flat hö <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME76	<input type="checkbox"/>	Hand kupad palm vä <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME77	<input type="checkbox"/>	Hand kupad palm hö <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME78	<input type="checkbox"/>	Handstöd horn vä <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> large	Pristillägg
ME79	<input type="checkbox"/>	Handstöd horn hö <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> large	Pristillägg

Sittklädsel			
MC13	<input type="checkbox"/>	Sittklädsel standard	
MC30	<input type="checkbox"/>	Sittklädsel "The Seat"	Pristillägg
MC06	<input type="checkbox"/>	Sittklädsel utan	Pristillägg

Sittdynor			
MC01	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Standard (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC02	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Cubic Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC03	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC04	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Combi ^{3S} (tjocklek 6.5 cm)	Pristillägg
MC05	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight (tjocklek 6 cm)	Pristillägg
MC07	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight Pro (tjocklek 8 cm)	Pristillägg
MC20	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Terra Seat (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC21	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Aquos (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC22	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Aerijs (tjocklek 10 cm)	Pristillägg
MC23	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Aerijs Active (tjocklek 8 cm)	Pristillägg

Underbenslängd i cm (utan sittdyna)	
Underbenslängd (UL) i cm	(inställningsintervall 27 – 47 cm)

Fotbåge		
MB40	<input type="checkbox"/>	Kort (27 – 40 cm)
MB41	<input type="checkbox"/>	Medium (32 – 47 cm)
MB41	<input type="checkbox"/>	Large (42 – 47 cm)

Observera att underbenslängden varierar vid höjbart benstöd.

Fotstöd			
MB10	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delade plast	
MB11	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delade alum 16 cm	Pristillägg
MB25	<input type="checkbox"/>	Benstöd höjbar par	Pristillägg
MB26	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hö (med standard fotstöd vä)	Pristillägg
MB27	<input type="checkbox"/>	Fotplatta vä (med standard fotstöd hö)	Pristillägg
MB21	<input type="checkbox"/>	Amputationsbenstöd hö (med standard fotstöd vä)	Pristillägg
MB22	<input type="checkbox"/>	Amputationsbenstöd hö (med standard fotstöd hö)	Pristillägg
MB23	<input type="checkbox"/>	Amputationsbenstöd (par)	Pristillägg

Fotstödstillbehör			
MB72	<input type="checkbox"/>	Hälband för delade fotplattor	Pristillägg
Övriga tillbehör			
MZ50	<input type="checkbox"/>	Höftbälte med plastlås	Pristillägg
MZ52	<input type="checkbox"/>	Verktogsset	Pristillägg
MZ53	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd	Pristillägg
MZ54	<input type="checkbox"/>	Fäste för huvudstöd	Pristillägg
MZ55	<input type="checkbox"/>	Huvudstödsfäste offset	Pristillägg
MZ70	<input type="checkbox"/>	Transportfästen (max. last: 100 kg)	Pristillägg
Ekerskydd			
MG90	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transparent	Pristillägg
MG95	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd dekor	Pristillägg
Ramfärger			
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	Pristillägg
003	<input type="checkbox"/>	JET black RAL 9005	Pristillägg
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	Pristillägg
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	Pristillägg
019	<input type="checkbox"/>	White pearl	Pristillägg
020	<input type="checkbox"/>	Saturn blue metallic	Pristillägg
Tjänster			
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning /tim	
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Resttidsersättning /tim	
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad /km	