

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på [www.ottobockdoc.se](http://www.ottobockdoc.se) eller vänd er till Otto Bocks kundtjänst.

## Start<sup>M6</sup> Junior

### Allround barnrullstol

Artikelnummer: 480F53=60000\_K



#### Grundutförande

- Kryssram i aluminium
- Trampör integrerat i ramen
- Delade fotplattor, vinkelställbara i plast
- Undansvängbara benstöd
- Höjjusterbara sidoskydd med armstöd
- Sits- och ryggklädsel i svart nylon
- Drivhjul med quick-release axlar
- Knäledsbroms
- Ihopfällbar kryssramsrollstol

Max. brukarvikt: 90 kg

Märkning	Ordernr
	Datum

<input type="checkbox"/> Kostnadsförslag	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för kundanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
..... Namn	..... Signatur

Drivaggregat (bifoga orderformulär; modell-specifika begränsningar)	<input type="checkbox"/> e-support, Drivhjulsstyrt system, kompletteras med tippskydd. Max belastning 125 kg
	<b>MZ 01</b>

Basdata			
Sittbredd (SB)	_____ cm	Främre sitthöjd (FSH)	_____ cm
Sittdjup (SD)	_____ cm	Bakre sitthöjd (BSH)	_____ cm
Rygghöjd (RH)	_____ cm	Underbenslängd (UL) (Ram mått)	_____ cm

Måttuppgifter sits					
Sittbredd cm SB	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30.5	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35.5	<input type="checkbox"/> 38
Sittdjup cm SD	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37		


Sitthöjdsmått (se tabell på nästa sida)							
Sitthöjd fram i cm (SHF)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44		
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49		
Sitthöjd bak i cm (SHB)	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	

## Information

Sitthöjdstabell

### Främre sitthöjd i cm


Länkhjulsgaffel kort	Inställningsområde
Länkhjulsdiameter 5"	40 – 44
Länkhjulsdiameter 6"	43 – 45
Länkhjulsgaffel lång	Inställningsområde
Länkhjulsdiameter 5"	44 – 47
Länkhjulsdiameter 6"	45 – 49



Sitthöjdstabell

### Bakre sitthöjd i cm

Drivhjulstorlek	Inställningsområde
20"	37 – 43
22"	38 – 45
24"	41 – 49



Sitthöjdstabell

### Bakre sitthöjd i cm med drivaggregat

Drivhjulstorlek	e-support
22"	43
24"	45

De angivna värdena är teoretiskt framtagna och avrundade. Max. avvikelse 1 cm.

Den främre sitthöjden är beroende av den valda hjulstorleken, länkhjulsgaffeln och monteringspositionen.

Var god beakta tabellen med sitthöjder!

Angivelser utan sittdyna vid 0° sitsvinkling.

Maximal sitsvinkling är 3.5 cm.

Ramtillbehör			
MA 55	<input type="checkbox"/>	Tippskydd hö	Pristillägg
MA 56	<input type="checkbox"/>	Tippskydd vä	Pristillägg
MA 57	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare hö	Pristillägg
MA 58	<input type="checkbox"/>	Kryckkäppshållare vä	Pristillägg
MA 61	<input type="checkbox"/>	Tippskydd pendlande hö	Pristillägg
MA 62	<input type="checkbox"/>	Tippskydd pendlande vä	Pristillägg
Länkhjul			
MF 03	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" massiva grå	
MF 05	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" luftpumpade (150x30)	
MF 06	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" massiva grå (150x27)	
Länkhjulsgaffel			
MF 80	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel lång	
MF 81	<input type="checkbox"/>	Länkhjulsgaffel kort	
Drivhjul			
MG 04	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 20"	
MG 01	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22"	
MG 02	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24"	
Drivhjulsposition			
<input type="checkbox"/> Kort/aktiv		<input type="checkbox"/> Lång/passiv	
Drivhjulsfälg			
MG 05	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg	
MG 80	<input type="checkbox"/>	Drivhjulsfälg trumbromsad (vårdarstyrd)	Pristillägg
Däck			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" luftpumpade	
MG 35	<input type="checkbox"/>	Däck 1 3/8" massiva	
Drivringar			
MG 52	<input type="checkbox"/>	Drivringar alum silver hög	
MG 56	<input type="checkbox"/>	Drivringar stål	Pristillägg
Drivhjulstillbehör			
MG 87	<input type="checkbox"/>	Högtryckspump 14 bar	Pristillägg
MG 88	<input type="checkbox"/>	Airman-pump	Pristillägg
Knäledsbroms			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Knäledsbroms lång fällb.	
MH 06	<input type="checkbox"/>	Broms dubbelverkande för brukare/vårdare	Pristillägg
Bromstillbehör			
MH 10	<input type="checkbox"/>	Bromsspakförlängning	Pristillägg


## Exempel på tillbehör



MA 55 Tippskydd



MA 62 Tippskydd pendlande




MD 10 Ryggvinkeljustering 30°



MD 11 Vikbar



MD 23 Bålstöd



MD 54 Vinklade körhandtag



ME 05 Sidoskydd höjjust.



MB 20 Fotplatta kort UL



MB 72 Hälband




MZ 53 Huvudstöd



MZ 54 Fäste för huvudstöd



MZ 55 Nackstöd offset



MG 95 Ekerskydd mönstrat

Ryggör			
MD 09	<input type="checkbox"/>	Rygg lumbar	
MD 01	<input type="checkbox"/>	Rygg rak	
MD 10	<input type="checkbox"/>	Rygg vinkelst.b 30° (RH 37.5 cm)	Pristillägg
MD 11	<input type="checkbox"/>	Rygg vikbar (RH 37.5 cm)	Pristillägg

Rygghöjd cm			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	32.5	35	37.5

Ryggklädsel			
MD 04	<input type="checkbox"/>	Ryggklädsel fast rygghöjd	
MD 05	<input type="checkbox"/>	Ryggklädsel just.b polstrad	Pristillägg

Körhandtag			
MD 51	<input type="checkbox"/>	Körhandtag fasta långa	
MD 52	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. långa (endast med MD 10)	Pristillägg
MD 54	<input type="checkbox"/>	Körhandtag höjjust. bakpåliggande utåtvinklade	Pristillägg

Ryggstillbehör			
MD 23	<input type="checkbox"/>	Bålstöd hö	Pristillägg
MD 24	<input type="checkbox"/>	Bålstöd vä	Pristillägg
MD 58	<input type="checkbox"/>	Stabiliseringsstag körhandtag	Pristillägg

Sidoskydd			
ME 01	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd 300 mm kort mont.	
ME 01	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd 300 mm långt mont.	
ME 05	<input type="checkbox"/>	Sidoskydd armstöd 300 mm höjjust.b	Pristillägg

Sidoskyddtillbehör			
ME 60	<input type="checkbox"/>	Bord	Pristillägg

Sitsklädsel			
MC 13	<input type="checkbox"/>	Sitsklädsel	

Sittdynor			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Standard <input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 5 cm	Pristillägg
MC 02	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Cubic Foam (tjocklek 5 cm)	Pristillägg
MC 05	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Evolight (tjocklek 6 cm)	Pristillägg

Underbenslängd UL i cm (utan sittdyna)	
Önskad längd (UL) i cm .....	(möjligt intervall 16 - 45 cm)

Benstödsrör			
MB 40	<input type="checkbox"/>	Kort (27 – 40 cm)	
MB 41	<input type="checkbox"/>	Medium (32 – 45 cm)	

Notera att underbenslängden varierar vid höjbara benstöd.

Fotstöd			
MB 10	<input type="checkbox"/>	Fotplatta delade plast	

MB 25	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkelst.b. (par) (från SB=33 cm)	Pristillägg
MB 26	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkelst.b. hö (med MB10 vä)	Pristillägg
MB 27	<input type="checkbox"/>	Benstöd vinkelst.b. vä (med MB10 hö)	Pristillägg
MB 20	<input type="checkbox"/>	Fotplatta hel kort UL (16-30 cm)	Pristillägg
MB 19	<input type="checkbox"/>	Fotplattor delade kort UL (16-30 cm)	Pristillägg

Fotstödstillbehör			
MB 72	<input type="checkbox"/>	Hälband	Pristillägg

Övriga tillbehör			
MZ 50	<input type="checkbox"/>	Höftbälte plastspänne	Pristillägg
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Verktygsset	Pristillägg
MZ 53	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd	Pristillägg
MZ 54	<input type="checkbox"/>	Fäste för huvudstöd	Pristillägg
MZ 55	<input type="checkbox"/>	Nackstödsfäste offset	Pristillägg
MZ 70	<input type="checkbox"/>	Transportfästen maxlast 60kg	Pristillägg

Ekerskydd			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transp	Pristillägg
MG 95	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd dekor	Pristillägg

Ramfärger			
017	<input type="checkbox"/>	Traffic yellow RAL 1023	
018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	

Tjänster			
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning ..... /tim	
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning ..... /tim	
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad ..... /km	