

# Voyager Light



max. belastning 120 kg




Lättviktshjul



Fotbygel i aluminium



Ventilerad ryggklädsel



Vinkeljusterbar länkhjulsinfästning

## Komplett och ändå lätt!

Voyager Light är 1.5 kg lättare än en Voyager standard. Voyager finns med både 75° och 85° knävinkel. Sittbredd (32 - 46 cm) och sittdjup (36 - 48) kan väljas oberoende. För bästa köregenskaper och sittkomfort kan både sitthöjd och sittvinkel justeras. Naturligtvis kan drivhjulen justeras i höjd- och djupled och ryggen vinklas. För att underlätta vid lyft har Voyager Light ett tvärstag under sitsen.📄