

**ottobock.**

# Sitt säkert!

Nya bälten från Ottobock



# Kompatibel med många rullstolsmodeller

Målet är tydligt: ett enhetligt sortiment med högkvalitativa bälten till ett bra pris! Det nya bältessortimentet från Ottobock uppfyller alla önskemål.

## **Bälten för höft, bröst, axel och fot**

För manuella rullstolar eller elrullstolar: Det nya bältessortimentet från Otto Bock stabiliserar på ett säkert sätt användaren med tillförlitlig, hög produktkvalitet.

Det högkvalitativa materialet är elastiskt vid spänning, vilket gör det mycket bekvämt för användaren. Användarkomforten förstärks ytterligare av den sköna stoppningen. Ett stort utbud av storlekar och knäppningar gör det enkelt och smidigt att anpassa bältena till varje användare.

### **Fördelar bältesserien**

- Alla bälten är justerbara
- 3 bröst- och axelbälten i olika storlekar
- 6 höftbälten med 2 och 4 fästpunkter
- 2 olika typer av spännen (plast och metall)
- 1 vristsele
- Tvättbara 60 °C
- CE-märkta

# Vristsele

**Vristselen används för att stabilisera användarens fötter utan att begränsa rörelsefriheten. Det elastiska materialet och robusta fästbandet ger en god positionering vid både hög och låg tonus.**

- Håller användarens fötter på plats
- Tvättbara 60 °C
- CE-märkta
- Tillgängliga i 5 olika storlekar
- Monteringssats medföljer
- Kardborreknäppning ger flexibel anpassning till användaren




## Fotrem

Storlek	Längd	Art. nr.
XS	155–200 mm	476P52=SK030
S	160–215 mm	476P52=SK031
M	175–230 mm	476P52=SK032
L	240–295 mm	476P52=SK033
XL	295–340 mm	476P52=SK034

# Höftbälten

**Höftbältet används för att stötta användarens bäckenposition och på så sätt främja en god sittställning.**

- Neoprenstoppling med nylonöverdrag
- Finns med plast- eller metallknäppning
- Tvättbara 60 °C
- CE-märkta
- Längd 1 m för barn / 2 m för vuxna
- Monteringssats medföljer



**Höftbälte Art. nr. 476P52=SK004**

2-punktsbälte med plastspänne,  
justerbar på båda sidor

**Dimensioner**

40 mm bred, 2 m lång



**Höftbälte Art. nr. 476P52=SK003**

4-punktsbälte med plastspänne,  
justerbar på båda sidor

**Dimensioner**

40 mm bred, 2 m lång

---



---

**Höftbälte Art. nr. 476P52=SK002**

2-punktsbälte med metallspänne med tryckknapp, justerbar på ena sidan

**Dimensioner**

40 mm bred, 2 m lång




---

**Höftbälte Art. nr. 476P52=SK001**

4-punktsbälte med metallspänne med tryckknapp, justerbar på ena sidan

**Dimensioner**

40 mm bredd, 2 m lång




---

**Höftbälte - barn Art. nr. 476P52=SK006**

2-punktsbälte med plastspänne, justerbar på båda sidor

**Dimensioner**

25 mm bredd, 1 m lång



---

**Höftbälte - barn Art. nr. 476P52=SK005**

4-punktsbälte med plastspänne, justerbar på båda sidor

**Dimensioner**

25 mm bredd, 1 m lång

# Brösthälten

**Brösthälten används för att hålla användaren i en upprätt position. De stabiliserar överkroppen utan att begränsa rörelsefriheten mer än nödvändigt.**

- Neoprenstoppling med nylonöverdrag
- Tvättbara 60 °C
- CE-märkta
- Öppnas och stängs på sidan, axeln eller på mitten
- Tillgängliga i olika storlekar
- Monteringssett medföljer





### Bröstmål Y-form

	S	M	L
	476P52=SK015	476P52=SK016	476P52=SK017
A	225 mm	255 mm	260 mm
B	270 mm	330 mm	460 mm
C	130 mm	155 mm	200 mm
D	60 mm	60 mm	60 mm
E	130 mm	150 mm	200 mm


Formad stoppling för bättre stöd och anpassning till användaren. Mittleden ger stöd åt bälten och håller den i upprätt position.



### Bröstmål Dynamic

	S	M	L
	476P52=SK010	476P52=SK011	476P52=SK012
A	110 mm	145 mm	175 mm
B	180 mm	230 mm	260 mm
C	160 mm	200 mm	230 mm
D	45 mm	50 mm	60 mm

Optimalt stöd för god positionering.



### Bröstmål H-form

	S	M	L
	476P52=SK020	476P52=SK021	476P52=SK022
A	300 mm	330 mm	430 mm
B	95 mm	115 mm	145 mm
C	45 mm	65 mm	75 mm

Fördelar trycket över bröstet och axlarna, knäpps med en snabbkoppling i mitten.

Otto Bock Scandinavia AB  
Box 623 601 14 Norrköping  
T +46 11 280600 · F +46 11 312005  
info@ottobock.se · www.ottobock.se