


# Fint före med Wheelblades

Miniskidor för rullstolar och rollatorer



Quality for life

# Wheelblades


## Mer frihet

Snö och is bromsar många. Men för rullstolsåkare är snön ofta ett oöverkomligt hinder. De små länkhjulen sjunker lätt ner i snön, stolen glider, är svår att styra och man sitter fast. Givetvis gäller samma sak för barn-, sulkyvagnar och rollatorer. Många är begränsade till sina hem när vintern visar sig med all sin glans.

Men nu kan man med Wheelblades enkelt ta dig fram även i vackra vinterlandskap. Med en optimal tryckfördelning på snön sjunker inte miniskidorna ner. Dessutom är friktionen mycket låg vilket gör att de också kompenserar för större ojämnheter.

De två medarna på undersidan komprimerar snön, trycker ner den och skidan glider som på en räls. Rullstolen glider lätt genom snön.

Ålder och kondition spelar inte någon större roll vid användandet av Wheelblades eftersom de är så lätthanterliga och behändiga. Wheelblades ger mer frihet och ny aktivare inställning till livet för unga och även äldre idrottare såväl som fritidsanvändare.



---

### Mervärden

- Mer frihet, mer aktivitet
  - Passar på alla vanliga länkhjul
  - Installeras på en sekund
  - Lättkontrollerade
  - God styrförmåga
  - Lätta, behändiga, bärbara
-

# Redo för vinter med bara ett **klick**

Wheelblades är små, högkvalitativa skidor för rullstolar, sulkys och rollatorer. Men i stället för att spänna fast pjäxan i bindningen spänner man fast länkhjulen på rullstolen, sulkyn eller rollatorn. Bindningen på Wheelblades passar alla vanliga länkhjul mellan 1,8-6 cm.

**Länkhjulen spänns fast i bindningen med ett klick.**



• Placera Wheelblades framför rullstolen, ...



• kör upp och ...



• positionera länkhjulen i bindningen, ...



• spänn fästet och kör iväg!

Morgonen står glänsande vit. Ny snö har fallit. Alla ljud dämpas som om världen höll andan. Tänk att göra sina egna spår i nysnön, att göra vinterlandskapet till sitt eget, andas den friska, svala luften, kasta en snöboll på ett fönster ...

**Otto Bock Scandinavia AB**

Box 623 · 601 14 Norrköping  
T 011 - 280 686 · F 011 - 313 380

[info@ottobock.se](mailto:info@ottobock.se) · [www.ottobock.se](http://www.ottobock.se) · [www.ottobockdoc.se](http://www.ottobockdoc.se)