

Kimba Neo Barnsulky

Vid beställning av reservdelar, var god använd on-linekatalogen på www.ottobockdoc.se eller vänd er till **Otto Bocks kundtjänst**.

Sulky underrede (max 55 kg belastning inkl. sits)

Artikelnr: 470G71=10000_K

Sittenhhet (max 40 kg belastning)

Artikelnr: 470G71=20000_K

Märkning	Ordernr
	Datum
<input type="checkbox"/> Offert	<input type="checkbox"/> Beställning
<input type="checkbox"/> Bilaga för specialanpassning är bifogad	
Faktureringsadress / kundnummer	
Leveransadress	
Kontaktperson	
.....
Namn	Underskrift



Grundutförande











Kimba Neo sulkyunderrede


- Ihopfällbar aluminiumsulky
- Fjädring på bakaxel
- Körhandtag med vinkling och höjjustering
- Varukorg
- 180 mm massiva svängbara framhjul med automatiskt riktningsslås
- Integrerade transportfästen
- 280 mm bakhjul och fotbroms

Kimba Neo sittenhhet

- Sittbredd, sittedjup, rygg höjd och underbenslängd steglöst justerbara
- Steglös justering av sits, rygg- och knäinkel
- Steglös sitstilt 30°
- Snabbkoppling för enkel montering på underredet
- Vändbar
- Uppfällbar fotplatta
- Justerbart höftstöd och polstrade sidostöd

Sulky utomhus underrede		
KA 01	<input type="checkbox"/>	Underrede stl 1 (för ca. 1 - 6 år)
KA 05	<input type="checkbox"/>	Underrede stl 2 (för ca. 4 - 10 år) Pristillägg
För vår information var god ange användning med sittenhhet:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kimba Neo sittenhhet stl 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kimba Neo sittenhhet stl 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Squiggles sittenhhet (i komb. m. undrrede stl 1)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mygo sittenhhet (i komb. m. undrrede stl 2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adapter (alt. sittenhhet) stl 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adapter (alt. sittenhhet) stl 2

Framhjul			
KF 01	<input type="checkbox"/>		Hjul 280 mm (fast framram stl 1)
KF 02	<input type="checkbox"/>		Hjul 180 mm (ställbara med riktningslås) Pristillägg
Däck			
KF 03	<input type="checkbox"/>		Däck massiva
KF 04	<input type="checkbox"/>		Däck luftpumpade Pristillägg
Broms			
KG 02	<input type="checkbox"/>		Trumbroms Pristillägg
Ramfärg			
001	<input type="checkbox"/>		Ramfärg silver (lagervara)
013	<input type="checkbox"/>		Ramfärg svart (RAL 9005 matte)
Tillbehör vid användning av annan sitsenhet			
KC 03	<input type="checkbox"/>		Adapter för användning av alt sittenhet Pristillägg
KB 01	<input type="checkbox"/>		Benstöd adapter (alt sittenhet) Pristillägg
Tillbehör underrede			
KS 08	<input type="checkbox"/>		Ryggsäck Pristillägg
KA 07	<input type="checkbox"/>		Rampolstring Pristillägg
KS 03	<input type="checkbox"/>		Ståbräda Pristillägg
KA 10	<input type="checkbox"/>		Plattform syrgas* (endast med ställbara länkhjul) Förmonterad passande : Framåtvänd sits Pristillägg
KA 11	<input type="checkbox"/>		Plattform syrgas* (endast med ställbara länkhjul) Förmonterad passande : Bakåtvänd sits Pristillägg



KA 08	<input type="checkbox"/>		Tramprör vä	Pristillägg
KA 12	<input type="checkbox"/>		Tramprör hö	Pristillägg



* Var god beakta information på sida 7.

Sittenhet				
KC 01	<input type="checkbox"/>		Sittenhet stl 1 (för ca. 1 - 6 år)	
KC 02	<input type="checkbox"/>		Sittenhet stl 2 (för ca. 4 - 10 år)	Pristillägg





För vår information var god ange användning med underrede av typ:				
	<input type="checkbox"/>		Kimba Neo ute underrede stl 1	
	<input type="checkbox"/>		Kimba Neo ute underrede stl 2	
	<input type="checkbox"/>		Kimba Cross stl 1	
	<input type="checkbox"/>		Kimba Cross stl 2	
	<input type="checkbox"/>		Kimba Inline	
	<input type="checkbox"/>		Inomhus underrede anthracite stl 1	
	<input type="checkbox"/>		Inomhus underrede anthracite stl 2	
	<input type="checkbox"/>		Squiggles Hi Low chassi (för Kimba Neo sits stl 1)	
	<input type="checkbox"/>		Mygo Hi Low chassi (för Kimba Neo sits stl 2)	
	<input type="checkbox"/>		discovery tmax kids (för Kimba Neo sits stl 2)	










Ramfärg				
001	<input type="checkbox"/>		Ramfärg silver	
013	<input type="checkbox"/>		Ramfärg svart (RAL 9005 matte)	













Klädsel				
KD 00	<input type="checkbox"/>		Klädsel utan	Prisavdrag
905	<input type="checkbox"/>		Klädsel brun/beige	
906	<input type="checkbox"/>		Klädsel grön/beige	
KD 07	<input type="checkbox"/>		Klädsel microfiber savann/grön	Pristillägg
KD 08	<input type="checkbox"/>		Klädsel microfiber savann/blå	Pristillägg
KD 09	<input type="checkbox"/>		Klädsel microfiber grå/cerise	Pristillägg




Ryggplatta				
KD 01	<input type="checkbox"/>		Ryggplatta övre	
KD 02	<input type="checkbox"/>		Ryggplatta integr huvudst	Pristillägg

Fotplatta				
KB 03	<input type="checkbox"/>		Fotplatta kpl	
KB 05	<input type="checkbox"/>		Fotplatta vinkelst.b	Pristillägg

Tillbehör fotplatta				
KB 08	<input type="checkbox"/>		Antihalk	Pristillägg
KB 09	<input type="checkbox"/>		Polstring	Pristillägg
KB 06	<input type="checkbox"/>		Vristsele	Pristillägg
KB 07	<input type="checkbox"/>		Vristsele polstrad	Pristillägg

Tillbehör sittenhet				
KD 03	<input type="checkbox"/>		Huvudstöd (i polstringens färg)	Pristillägg
KD 04	<input type="checkbox"/>		Bålstöd (i polstringens färg)	Pristillägg
KP 02	<input type="checkbox"/>		Höftbälte	Pristillägg
KP 03	<input type="checkbox"/>		Bälte fyrpunkt	Pristillägg
KP 05	<input type="checkbox"/>		Bälte fempunkt litet spänne	Pristillägg
KP 04	<input type="checkbox"/>		Bälte fempunkt stort spänne	Pristillägg
KP 06	<input type="checkbox"/>		Grensele	Pristillägg
KP 07	<input type="checkbox"/>		Höftband stl 1 (endast för sittenhet stl 1)	Pristillägg
KP 08	<input type="checkbox"/>		Höftband stl 2	Pristillägg
KP 09	<input type="checkbox"/>		Höftband stl 3 (endast för sittenhet stl 2)	Pristillägg
KP 10	<input type="checkbox"/>		Fixationsväst	Pristillägg
KP 11	<input type="checkbox"/>		Bröstsele stl 1	Pristillägg
KP 12	<input type="checkbox"/>		Bröstsele stl 2	Pristillägg
KP 13	<input type="checkbox"/>		Bröstsele stl 3	Pristillägg
KQ 01	<input type="checkbox"/>		Handbåge	Pristillägg

KQ 02	<input type="checkbox"/>		Polstring handbåge	Pristillägg
KQ 03	<input type="checkbox"/>		Handbåge alt grepp	Pristillägg
KE 01	<input type="checkbox"/>		Armstöd	Pristillägg
KC 06	<input type="checkbox"/>		Abduktionskil stl 1 (L 9 cm x B 6 cm x H 9 cm) rekommenderas för sits storlek 1 i polstringens färg	Pristillägg
KC 07	<input type="checkbox"/>		Abduktionskil stl 2 (L 10 cm x B 7.5 cm x H 10 cm)	Pristillägg
KC 08	<input type="checkbox"/>		Abduktionskil stl 3 (L 12 cm x B 9 cm x H 10 cm) rekommenderas för sits storlek 2 i polstringens färg	Pristillägg
KD 10	<input type="checkbox"/>		Svankstöd	Pristillägg
KD 11	<input type="checkbox"/>		Nackstöd svart	Pristillägg
KS 01	<input type="checkbox"/>		Bord grå	Pristillägg
KS 02	<input type="checkbox"/>		Bord transp	Pristillägg
KD 12	<input type="checkbox"/>		Klädsel inkontinens	Pristillägg
KW 01	<input type="checkbox"/>		Åkpåse sommar/vinter stl S	Pristillägg
KW 02	<input type="checkbox"/>		Åkpåse sommar/vinter stl M	Pristillägg
KW 03	<input type="checkbox"/>		Åkpåse sommar/vinter stl L	Pristillägg
KS 04	<input type="checkbox"/>		Skötväska brun**	Pristillägg
KS 06	<input type="checkbox"/>		Skötväska svart**	Pristillägg
KS 07	<input type="checkbox"/>		Mugghållare	Pristillägg

KW 04	<input type="checkbox"/>		Regnskydd grå	Pristillägg
KW 05	<input type="checkbox"/>		Sufflett (i polstringens färg komplett med regnskydd)	Pristillägg
KW 06	<input type="checkbox"/>		Regnskydd transp	Pristillägg

Montering				
KP 01	<input type="checkbox"/>	Fästen fixlock för selar förmonterade		Pristillägg
KC 10	<input type="checkbox"/>	Sittdjup förkortat		Pristillägg
KC 20	<input type="checkbox"/>	Ryggvinkel begränsad		Pristillägg
KP 14	<input type="checkbox"/>	Valda tillbehör installerade		Pristillägg

** Inklusive napphållare, skötunderlägg, isolerad väska för flaskor samt ett flertal fack och fickor med dragkedja

Extra tillbehör				
25235.002	<input type="checkbox"/>	Adapter Babyskydd Maxi Cosi		Pristillägg
36645.001	<input type="checkbox"/>	Specialsits inkl bord delade fotplattor		Pristillägg
31500.001	<input type="checkbox"/>	Åkpåse special färg		Pristillägg
33179.000	<input type="checkbox"/>	Bord förhöjt 15 cm grå		Pristillägg
33179.001	<input type="checkbox"/>	Bord förhöjt 15 cm transp		
25006.000	<input type="checkbox"/>	Polstring extra hög fotplatta		Pristillägg
85508.000	<input type="checkbox"/>	Syrgasplatta extra lång*		Pristillägg
85508.001	<input type="checkbox"/>	Adapter förhöjd sittenhet 8,5 cm		Pristillägg
26798.000	<input type="checkbox"/>	Handbåge rak vinkelst.b		Pristillägg
25006.001	<input type="checkbox"/>	Polstring handbåge vinkelst.b		Pristillägg

*Måste beställas tillsammans med **85508.001 Adapter förhöjd sittenhet** för större utrymme

Tjänster				
SFS1R=RZ050	<input type="checkbox"/>	Utprovning	/tim	
SFS1R=RZ051	<input type="checkbox"/>	Restidsersättning	/tim	
SFS1R=RZ052	<input type="checkbox"/>	Kilometerkostnad	/km	

Information

Utrymme för syrgasplattform Kimba Neo storlek 1 (i cm)



Framåtvänd sits



Bakåtvänd sits

	L x B x H
Stor platta:	36 x 31 x 20
Liten platta:	15 x 28 x 15

Utrymme för syrgasplattform Kimba Neo storlek 2 (i cm)



Framåtvänd sits



Bakåtvänd sits

	L x B x H
Stor platta:	36 x 38 x 20
Liten platta:	15 x 35 x 15