

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



C1000 Framhjulsdriven rullstol

- Individuellt inställningsbar
- Belysning
- Sitsvinkling 0, 3, 6 grader
- Krocktestad enligt ISO 7176-19 och ANSI / RESNA
- Vinkelställbar/fällbar rygg med anpassningsbar klädsel
- Sittdyna

C1000 – fånga känslan!

C1000 är standardutrustad med inställningsbar sättenhet, armstöd, benstöd, anpassningsbar ryggklädsel, sittdyna, belysning, stötfångare, Servotronic (motorstyrning av länkhjul) och batterier med laddare. Batterierna nås smidigt via utdragskassett. Tillbehör och alternativa utföranden, se utprovingsprotokoll.

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 · SE-601 14 Norrköping · Telefon +46 - 11 28 06 00 · Fax +46 - 11 31 20 050 · www.ottobock.se · info@ottobock.se

Eldriven rullstol C1000

Tekniska data

C1000	
Max. hastighet	6 km/h (alt. 10 km/h)
Batterikapacitet	60 Ah
Körsträcka	ca. 35 km
Max. belastning	160 kg
Totalvikt	115 kg
Max. hindertagning	11 cm
Max. stigning	22 %
Totalbredd	64 cm
Totallängd utan benstöd	84 cm
Totallängd med benstöd	108 cm
Vändutrymme	140 cm
Sitthöjd 0°	45/50/55/60 cm
Sittbredd	38-42/43-48 cm
Sittdjup	38-46/42-50 cm
Sitsvinkel	0°/3°/6°
Armstödshöjd (utan sittdyna)	24-36 cm
Rygghöjd	53 cm
Ryggvinkel	-9°- +30°
Underbenslängd	25-54 cm
Ramfärg, standard	silvermetallic



Utdragskasset för batterier



Servotronic
(i- och urkopplingsbar motorstyrning av länkhjul)

Tillval för C1000

- Hastighet 14 km/h
- 75 Ah gel batterier
- Komfortsits eller Recaro
- El-vinkling: sits (30°), elrygg, elbenstöd, elsitslyft
- Alternativa styrningsmetoder
- Max belastning 200 kg

Reservation för tekniska ändringar

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE