

C 1000

Eldriven rullstol
för upp till 160 kg brukarvikt

Artikelnr. 490E32=20000



Kostnadsförslag Beställning

Ordernummer: _____

Beställare: _____

Kundnr.: _____

Adress: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Leveransadress: se ovan

Fax: _____

Namn: _____

Datum: _____

Adress: _____

Signatur _____

Reservatoin mot tekniska ändringar och tryckfel förbehålles!

© Otto Bock · 647F206=S - 11.05 - M/AI

Standardutrustning

- 6 km/h alt. 10 km/h
- 60 Ah batterier
- Batteriladdare
- Belysning
- Fjädring på alla fyra hjulen
- SERVOTRONIK
- Standardsits med reglerbar rygglädsel
- Sittdyna
- Armstöd, höjjusterbara med sidoskydd
- Benstöd, avtagbara/sidosvängbara med delade fotplattor
- Stänkskydd
- Mekanisk ryggvinkling

[] C 1000 eldriven rullstol			
Mått för standardsits		Sittdjup	Sittbredd
Standardsits, liten (sittdjup 38...46 cm, sittbredd 38 ...42 cm)	491C32=SK140 cm cm
Standardsits, stor (sittdjup 42...50 cm, sittbredd 43 ...48 cm)	491C32=SK110 cm cm
Ryggvinkling	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21°	<input type="checkbox"/> 0/10/20/30°	
Sitsvinkling	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 6°
Sitthöjd (med 3° sitsvinkling)	<input type="checkbox"/> 45 cm	<input type="checkbox"/> 50 cm	<input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 60 cm
(Sitthöjd 45 cm endast standardsits utan el-tilt eller el-lyft)			
Mått för alla ortopediska sittsystem			
underbenslängd (utan sittdyna)		25 ... 34 cm cm
		35 ... 44 cm cm
		45 ... 54 cm cm
Montering av joystick		<input type="checkbox"/> höger	<input type="checkbox"/> vänster
Ramfärg	<input type="checkbox"/> silvermetallic <input type="checkbox"/> blå metallic (ej retrurrätt)		
Däck			
Mönster		<input type="checkbox"/> fint	<input type="checkbox"/> grovt
Däckfärg		<input type="checkbox"/> grå	<input type="checkbox"/> svart
Tillval chassi		Artikelnr.	
<input type="checkbox"/> 10 km/h		493T32=SK040	
<input type="checkbox"/> Motorpaket 14 km/h C1000		493T32=SK050 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Förstärkt stol för 200 kg brukarvikt. (endast 6 km/h, kraftigare motorer, punkteringsfria däck)		491A32=SK200 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Stänkskydd		491F32=SK102 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Två gel batterier 12V 75Ah		493U32=SK285 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Batteriladdare utan fläkt (tystgående), endast för gel batterier		493U32=SK081	
<input type="checkbox"/> Punkteringsfria däck		491F32=ST087 mot tillägg	
Tillval sittsystem		Artikelnr.	
<input type="checkbox"/> Abduktionskil, avtagbar, för standardsits		491N32=SK010 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Abduktionskil, fällbar, för standardsits		491N32=SK020 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Infästning, nackstöd		491D16=SK045 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag, endast standardsits		491C32=SM146 mot tillägg	
Alla Recaro-sitsar får en sitthöjd mellan 50 och 57 cm (beroende på underbenslängd)			
<input type="checkbox"/> Recaro n-JOY (manuell ryggvinkling)		491C32=SK170 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Recaro n-JOY-PLUS (ställbart sittdjup, manuellt justerbar ryggvinkel) sittdjup 38 ... 56 cm Grundinställningcm		491C32=SK180 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Ryggdel LX (manuellt justerbart ryggstöd)		491D32=SK060 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Ryggdel LT (manuellt justerbart samt justerbara sidostöd)		491D32=SK065 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Sits F (plan sits med sidostöd)		491C32=SK165 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Sits X (formad sits med reglerbart sittdjup, med sidostöd)		491C32=SK175 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Sits W (plan sits med reglerbart sittdjup)		491C32=SK185 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Komfortsits, stl 1 (sittbredd 38...42 cm, underbenslängd från 28 cm, sitthöjd ca. 52/57 cm beroende på underbenslängd)		491C32=SK280 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Komfortsits, stl 2 (sittbredd 43...48 cm, underbenslängd från 28 cm, sitthöjd ca. 52/57 cm beroende på underbenslängd)		491C32=SK295 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Vinkelställbara benstöd med fotplattor av aluminium, max. belastning 120 kg! (underbenslängd max 50 cm)		491B32=PK075 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Benstöd XXL, individuella aluminiumfotplattor (underbenslängd max 50 cm)		491B32=SK175 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Hel fotplatta, aluminium (underbenslängd max. 50 cm)		491B32=SK095 mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Vinkelställbara fotplattor med längdkompensation och vinkelställbara fotplattor i aluminium, max. last 120 kg!		491B32=ST245 mot tillägg	

<input type="checkbox"/> Fotremmar		RR30.042.00.000	mot tillägg
<input type="checkbox"/> 4-punktsbälte (endast för Recaro-sits)		491P32=ST012	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Bröstbälte (endast för Recaro-sits)		RR04.095.00.000	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Höftbälte		491P32=ST009	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Armstödsdyna, långa med uttag		491E32=PK060	mot tillägg

V.v. ange monteringsida!

<input type="checkbox"/> Skålat armstöd, fast	<input type="checkbox"/> höger	<input type="checkbox"/> vänster	491E32=SK075	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Skålat armstöd, vinklingsbart	<input type="checkbox"/> höger	<input type="checkbox"/> vänster	491E32=_K070	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Handrem	<input type="checkbox"/> höger	<input type="checkbox"/> vänster	436S1=1-7	mot tillägg

För ytterligare information, se vår Tillbehörskatalog.

Tillval elektriska sits- och ryggfunktioner	Artikelnr.	
Uppge vilken sitstyp det gäller: <input type="checkbox"/> standardsits <input type="checkbox"/> Recarosits <input type="checkbox"/> komfortsits		
<input type="checkbox"/> Elektrisk ryggvinkling (ej Recaro n-JOY och Recaro n-JOY-PLUS)	491D32=ST070	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Elektrisk sitsvinkling 30°	491C32=ST223	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Aluminiumfotplattor upp till 120 kg. Över 120 kg hel fotplatta.	491B32=ST142	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Elektrisk sitslyft (lyfthöjd 40 cm) max. belastning 100 kg!	491C32=ST401	mot tillägg

Tips! Standardelektronik klarar max. 3 och Delta 4 elektriska funktioner. Behövs mer funktioner fordras LCD-modulen och LCD-displayen.

Tillval styrningar	Artikelnr.	
<input type="checkbox"/> Kontrollpanel DELTA (vinklingsbart)	493U32=SK015	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Kontrollpanel DELTA (2) för vårdarstyrning	493U32=ST103	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Svängbar fäste för bordsstyrning (endast DELTA-panel)	493U32=_K190	mot tillägg
V.v. ange monteringsida!	<input type="checkbox"/> höger	<input type="checkbox"/> vänster
<input type="checkbox"/> Tryckknappspanel	493U32=SK210	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Programmerbar LCD Display, inkl. LED kontroll	493U32=SK115	mot tillägg

Följande specialkontroller behöver LCD:

<input type="checkbox"/> Kindkontroll, elektroniskt svängbart (endast Recaro-sits)	493U32=ST409	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Fotstyrning (inklusive standard manöverbox)	493U32=_K200	mot tillägg	
V.v. ange monteringsida!	<input type="checkbox"/> höger	<input type="checkbox"/> vänster	
<input type="checkbox"/> Sug- och blåskontroll (endast med 6 km/h motor och Recaro-sits)	493U36=SK120	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> 5-knapps kontroll med nödstopp	493U36=SK145	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Kalibreringsstav mini-joystick inkl. multifunktionsknapp	493U32=SK250	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Kalibreringsstav mini-joystick inkl. multifunktionsknapp och fäste för montering i bricka.	493U32=SK260	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Omgivningskontroll, SATELLITE (programmerbar)	493U32=SK105	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> IR-styrd handsfree-telefon	493U32=SK134	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> IR-mottagare för musfunktion	493U32=SK133	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Musklickfunktion "Dragger 32"	493U32=ST114	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> EDIZIO IR-mottagare för brytarfunktion st	493U32=SK137	mot tillägg
<input type="checkbox"/> EDIZIO IR-mottagare för dimmerfunktion st	493U32=SK138	mot tillägg
<input type="checkbox"/> EDIZIO IR-mottagare för motorkörning st	493U32=SK139	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Nödstopp för LCD, med flexibel arm	493U36=SK130	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Adapter för 1 – 5 Buddy-button för LCD	493U36=SK095	mot tillägg	
Buddy-button (diameter 60 mm)	RR01.500.06.305	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> röd <input type="checkbox"/> blå <input type="checkbox"/> grön <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> gul <input type="checkbox"/> vit			
Piko-knapp (diameter 30 mm)	493U32=ST177	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> röd <input type="checkbox"/> gul <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> silver			
<input type="checkbox"/> Adapter för 1 – 5 Piko-knappar	493U32=ST178	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Joystickfäste för DELTA kontrollpanel	493U32=SK180	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Joystickfäste justerbart i höjd	493U32=ST132	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Joystickhållare med parallellförskjutning	493U32=ST131	mot tillägg	
<input type="checkbox"/> Skyddsbåge för Joystick (endast till standard)	493U32=SK155	mot tillägg	

<input type="checkbox"/> Hållare för LCD, svängbar, höjd- och vinkeljusterbar	493U32=SK170	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Hållare för LCD, flexibel arm	493U32=SK175	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Tetragaffel (justerbar 70–90 mm handbredd)	493U36=SK150	mot tillägg
<input type="checkbox"/> STICK S80 (special-joystick 80 mm lång)	493U32=ST121	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Mjuk boll (svart)	493U32=SK122	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Golfboll, small (diameter 43 mm)	493U36=SK160	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Golfboll, large (diameter 48 mm)	493U36=SK165	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Golfboll stor höjd-justerbar 60 mm (Joystickfäste höjd-justerbart rekommenderas)	493U36=SK170	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Ring för joystick-begränsning (endast för DELTA)	493U36=ST091	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Handprogrammerare	493U36=SK180	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Programvara MCS (OEM) med anslutning	493U36=SK185	mot tillägg
Tillbehör	Artikelnr.	
<input type="checkbox"/> Platta för syrgasapparat (endast till Recaro-sits)	491S32=ST091	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Sidoficka, avtagbar	491S32=ST042	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Tillbehörsväska stor, avtagbar (för t.ex. batteriladdare)	491S32=ST004	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Mobiltelefonhållare, avtagbar	491S32=ST001	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Korg placerad på batterilåda (endast standardsits, SH=50)	491S32=SV014	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Regnskydd	491S32=ST006	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Bricka, fällbar (inkl. monteringsats, uttag för joystick måste göras)	491S32=SK030	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Airman pump	481G00=ST307	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Extern kilometerräknare (skyddsåge för joystick krävs)	491S32=SK120	mot tillägg
<input type="checkbox"/> Kryckhållare	491S32=ST048	mot tillägg
	V.v. ange monteringsida!	
<input type="checkbox"/> Backspegel	<input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/> vänster	491S32=SK010
<input type="checkbox"/> Polstring för vinkeljusterbart benstöd		491B32=PK160
<input type="checkbox"/> Verktygssats		491S32=ST005