

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE



Kimba sulkys





för barnets bästa!





Innehåll

	Kimba Spring	4 - 7
	Kimba Cross	8 - 11
	Specialutföranden	12 - 13
	Tekniska data	14



Kimba Spring



– möjligheternas sulky



Kimba möjliggör allt från aktivt sittande till liggande. Den har en snygg design med bra funktion och komfort för barn med såväl lätta som svåra sittproblem. Ett stort tillbehörsprogram till Kimba-sitsen omfattar olika stöd med många justeringsmöjligheter. Vinkling av sits, rygg och benstöd sker steglöst liksom justering av sittdjup, sittbredd och rygg-höjd. Detta gör att sitsen alltid har rätt storlek även när barnet växer vilket underlättar recirkulering. För de svåraste fallen kan en formgjuten sits beställas.

Kimba Spring har en genomtänkt en ram av aluminium vilket ger låg vikt som gör den smidigare att köra och underlättar lyft.



Kimba Spring underrede med fasta framhjul


Underrede storlek 1 med fasta framhjul
Best.nr HR32901000-027



Kimba Spring underrede med länkade framhjul

Underrede storlek 1 med länkhjul
Best.nr HR32911000-027

Underrede storlek 2 med länkhjul
Best.nr HR32931000-027



Sittenhät

Kimba sits stl 1 (1-6 år)
Best.nr HR32902000-027

Kimba sits stl 2 (4-10 år)
Best.nr HR32932000-027

Klädsel färger

Klädseln kan väljas i tre olika färgval.



Färgkod: -345
grå/orange



-346
grå/grön



-347
grå/blå

Tekniska data - Kimba Spring


	Kimba Spring underrede 1 & sits 1	Kimba Spring underrede 2 & sits 2
Handtagshöjd	76-114	76-114
Bredd	60/63	72
Sittdjup	19-31	24-40
Sittbredd	20-30	26-35
Underbenslängd	19-31	20-37
Ryggstödshöjd/lutning	46-66/ 0° till +90°	56-70/ 0° till +90°
Hjuldiameter fram/bak	25/25,18/25	18/25
Lutning sitsram	-10° till +40°	-10° till +40°
Max belastn. underrede	50 kg	50 kg
Max belastn. sits	35 kg	35 kg
Vikt underrede	8/8.6 kg	9 kg
Vikt sits	7 kg	8.8 kg
Mått ihopfällt underrede (LxBxH)	86/84x60x32/36	86x72x33
Mått ihopfädd sits (LxBxH)	72x40x22	82x44x27

Egenskaper - Kimba Spring

Framåt eller bakåt!



Fastsättning av sitsen sker enkelt med snabbkoppling. Sitsen kan vändas framåt eller bakåt. I nya utförandet kan vinkling av sitsen ske steglöst mellan -10° till $+40^\circ$ i båda riktningarna.



Inställningsmöjligheter på sitsen:

Sittbredd, sittdjup, rygg höjd och underbenslängd är steglöst justerbara. Tillbehören nackstödsuddar, bålstöd och abduktionskielen kan även justeras.

Vinkla och justera!



Fotplattan är ny och förbättrad. Sidoskydden är hela och plattan kan vinkeljusteras och höjjusteras.

Fjädring för ökad komfort!




Fjädring på sittenheten ökar komforten och minskar risken för ofrivilliga muskelspänningar (spasmer). Fjädringen gör att man får en komfortabel sittande utan att behov av luftpumpade däck.




Avfjädrad sits ger högsta komfort. Fjädrarna kan förspännas genom att plastylsan monteras i 3 olika lägen (1 mjuk, 2 medel, 3 hård). Vid speciella behov kan fjädrar med annan hårdhet beställas.

Fäll ihop och vinkla!



Smidiga reglage underlättar hanteringen av stolen. Vinkling av sits görs på körbygeln bekvämt och säkert. Ihopfällning (1) och sitsvinkling (2) från körbygeln



KIMBA Spring med länkhjul kan utrustas med riktningsslås. Plastylsan skjuts enkelt framåt för att låsa hjulet.

Tillbehör - Kimba Spring



Nackstödskuddar

Stl. 1	HR32908600-344
Stl. 2	HR32938600-344

lämpliga för barn med behov av huvudstöd. De är ställbara i höjd och bredd och har tvättbart överdrag



Abduktionskil

Stl. 1	HR32907500-344
Stl. 2	HR32907600-344

Hjälper barnet att hålla ben och höft i en neutral position. Justerbar i djupled.



Bålstöd

Stl. 1	HR32908500-344
Stl. 2	HR32938500-344

Ger ett bra stöd åt överkroppen. Kan justeras i höjd- och sidled



Armstöd

Stl. 1	HR32907300
Stl. 2	HR32937300

Enkelt antagbara armstöd. Samma fäste som för bord och handbåge



Handbåge

Handbåge standard stl.1	HR32907700
Handbåge standard stl.2	HR32937700
Postring stl. 1	HR32907750-344
Postring stl. 2	HR32937750-344

Handbåge inkl. plastat grepp

Stl. 1	HR32907900
Stl. 2	HR32937900



Regnskydd

HR32545340-087

Sufflett och bändel



Sufflett

Grå/orange	HR32905360-345
Grå/grön	HR32905360-346
Grå/blå	HR32905360-347

För skydd mot sol och/eller regn.

Fönster för visuell kontakt och transparent regnöverdrag ingår.



Åkpåsar

Vinter stl. 1 grå/orange	HR32100120-345
Vinter stl. 1 grå/grön	HR32100120-346
Vinter stl. 1 grå/blå	HR32100120-347
Vinter stl. 2 grå/orange	HR32200120-345
Vinter stl. 2 grå/grön	HR32200120-346
Vinter stl. 2 grå/blå	HR32200120-347



Bröstplatta

Stl. 1	HR63040010-344
Stl. 2	HR63040020-344
Stl. 3	HR63040030-344

Ger barnet stabilitet samtidigt som armarna kan röras fritt



Väst

Stl.1	HR63010000-344
Stl.2	HR63020000-344

Fixeringsväst



Grensele

Stl. 1	HR63060010-344
Stl. 2	HR63060020-344

Anpassningsbar och tvättbar



Bord

Transparent, stl. 1	HR32907200
Transparent, stl. 2	HR32937200

Ställbart i höjd- och djupled. Samma fäste som för handbåge och armstöd



Transportfäste

För fasta framhjul	HR32909700
För länkhjul	HR32919700

Krocktestad enligt ISO 7176-19 och ANSI/RESNA WC/19

Bälten

Höftbälte stl. 1	HR63070010
Höftbälte stl. 2	HR63070020
4-punktsbälte stl. 1	HR63080010
4-punktsbälte stl. 2	HR63080020
5-punktsbälte stl. 1+2	HR31116100

Kimba Cross



– med många ansikten!



KIMBA CROSS är en unik sulky med många ansikten. Trehjulig med fast framhjul, länkhjul eller dragkrok för cykel.

Standardutrustning

- Aluminiumram med fjädring
- Justerbar ramlängd
- Passar både Kimba-sits stl. 1 & 2 (byte av sits-adapter krävs)
- Vinkling av sittenhets
- Höjjusterbar körbygel
- Snabbkoppling på alla hjul
- Trumbroms
- Fjädring



Kimba Cross med dragkrok för cykel

Klädsel färger

Klädseln kan väljas i tre olika färgerval.



Färgkod: -345
grå/orange

-346
grå/grön

-347
grå/blå.




Kimba Cross underrede

Underrede för sits stl. 1 & 2
Best.nr HR34010000-027

Adapter för sits stl. 1 HR34011300-027

Adapter för sits stl. 2 HR34021300-027



Sittenhet

Kimba sits stl. 1 (1-6 år)
Best.nr HR32902000-027

Kimba sits stl. 2 (4-10 år)
Best.nr HR32932000-027

Tekniska data - Kimba Cross

	Underrede	Sits stl. 1*	Sits stl. 2*
Handtags-höjd	90 – 115		
Bredd	66		
Längd	140 – 170		
Höjd	75 – 120		
Sittdjup		19 – 31	24 – 40
Sittbredd		20 – 30	26 – 35
Underbens-längd		19 – 31	20 – 37
Ryggstöds-höjd/ lutning		46 – 66 / 0° till +90°	56 – 70 / 0° till +90°
Hjuldiameter, fram/bak	40 / 45		
Lutning sitsram	-5° till +30°		
Max belastn.	50 kg	35 kg	35 kg
Vikt	ca 12 kg	7 kg	8.8 kg
Mått ihopfälld (LxBxH)	94x60x32	72x40x22	82x44x27

Tillbehör på nästa sida!



Kimba Cross med dragkrok för cykel

Tillbehör - Kimba Cross



Nackstödsuddar

HR32938600-344

lämpliga för barn med behov av huvudstöd. De är ställbara i höjd och bredd och har tvättbart överdrag



Abduktionskil

Stl. 1 HR32907500-344

Stl. 2 HR32907600-344

Hjälper barnet att hålla ben och höft i en neutral position. Justerbar i djupled.



Bålstöd

HR32938500-344

Ger ett bra stöd åt överkroppen. Kan justeras i höjd- och sidled



Armstöd

Stl. 1 HR32907300

Stl. 2 HR32937300

Enkelt antagbara armstöd. Samma fäste som för bord och handbåge



Handbåge

Handbåge standard stl.1 HR32907700

Handbåge standard stl.2 HR32937700

Postring stl. 1 HR32907750-344

Postring stl. 2 HR32937750-344

Handbåge inkl. plastat grepp

Stl. 1 HR32907900

Stl. 2 HR32937900



Regnskydd

HR32545340-087

Sufflett och bendel



Sufflet

Grå/orange HR32905360-345

Grå/grön HR32905360-346

Grå/blå HR32905360-347

För skydd mot sol och/eller regn.

Fönster för visuell kontakt och transparent regnöverdrag ingår.



Åkpåsar

Vinter stl. 1 grå/orange HR32100120-345

Vinter stl. 1 grå/grön HR32100120-346

Vinter stl. 1 grå/blå HR32100120-347

Vinter stl. 2 grå/orange HR32200120-345

Vinter stl. 2 grå/grön HR32200120-346

Vinter stl. 2 grå/blå HR32200120-347



Tillbehör - Kimba Cross



Bröst- och skulderpelott
 Stl. 1 HR63040010-344
 Stl. 2 HR63040020-344
 Stl. 3 HR63040030-344
 Ger barnet stabilitet samtidigt som armarna kan röras fritt



Väst
 Stl.1 HR63010000-344
 Stl.2 HR63020000-344
 Fixeringsväst



Grensele HR63060010-344
 Anpassningsbar och tvättbar



Bord
 Transparent, stl. 1 HR32907200
 Transparent, stl. 2 HR32937200
 Ställbart i höjd- och djupled.
 Ej i kombination med handbåge och armstöd



Klädskydd
 Best.nr HR34018000
 Mot smutsstänk och skyddar även händer och fingrar



Länkhjul
 Best.nr HR34012100-027
 Framhjulet kan skiftas med snabbkoppling



Tippskydd
 Best.nr HR34017000

Bälten
 Höftbälte stl. 1 HR63070010
 Höftbälte stl. 2 HR63070020
 4-punktsbälte stl. 1 HR63080010
 4-punktsbälte stl. 2 HR63080020
 5-punktsbälte stl. 1+2 HR31116100

Kimba specialutföranden



Kimba Inline tvilling

Kimba Inline tvilling underrede

Den kan utrustas med två stycken Kimba sittenheter storlek 1 framåt- eller bakåtvända.

Ramlängden är steglöst inställbar (avståndet mellan sitsarna). Aluminiumramen är ihopfällbar med automatisk ihopfällningssäkring.

Sitsenheterna är oberoende steglöst lutningsbara.

Stora hjul och trumbroms gör körningen smidig och säker.

Användning rekommenderas på jämnt underlag (ej i terräng eller kuperad miljö)



Kimba Inline underrede för 2 sitsar
Best.nr HR32551000-027

Kimba Lift

Kimba Lift inneunderrede kan vara ett utmärkt komplement till den vanliga sulkyn eftersom Kimba-sitsen enkelt flyttas tack vare snabbfästet.

Med Kimba Lift kan sitthöjd och sitsvinkel justeras. Ramen kan förlängas för säkrare användning samt förses med körhandtag (HR22337100) som tillval.

Kimba Lift underrede för sits stl. 1
Best.nr HR22330000-011



Kimba Lift med sits och körhandtag



Kimba Spider

Med Kimba Spider inneunderrede kan sitthöjd justeras ända ned till golvnivån för att underlätta lek mm. Detta sker enkelt med hjälp av gaskolvsteknik med användaren sittande i sitsen.

Kimba Spider kan förses med körhandtag (HR22327100) som tillval.



Kimba Spider underrede för sits stl. 1+2
Best.nr HR22320000-011

Adapter för sits stl.1 HR22321400

Adapter för sits stl.2 HR22321500



Förberedd för syrgasanläggning

Det går att beställa underredet i specialutförande för t.ex. syrgas-utrustning. Kontakta vår Kundtjänst!



Fäste för specialsits

Stl. 1 HR32548300

Stl. 2 HR32648300

Enkel användning med formgjuten sits. Snabbkopplingsfäste.

Fotplatta för specialsits

Stl. 1 HR32582700-027E

Stl. 2 HR32692700-027E



Kimba sits med integrerat nackstöd

stl. 1 (1-6 år) HR32902900-027

Kimba sits med integrerat nackstöd

stl. 2 (4-10 år) HR32932900-027

Tekniska data - Kimba

Måttuppgifter i cm och kg

KIMBA SPRING				
	Underrede stl. 1 (1-6 år)	Underrede stl. 2 (4-10 år)	Sits stl. 1 (1-6 år)	Sits stl. 2 (4-10 år)
Handtagshöjd	76-114	76-114	-	-
Bredd	60/63	72	-	-
Längd	-	-	-	-
Höjd	-	-	-	-
Sittdjup	-	-	19-31	24-40
Sittbredd	-	-	20-30	26-35
Underbenslängd	-	-	19-31	20-37
Ryggstöd - höjd	-	-	46-66	56-70
Ryggstöd - lutning	-	-	0° till +90°	0° till +90°
Hjuldiameter (fram/bak)	25,18/25	18/25	-	-
Lutning sitsram	-10° till +40°	-10° till +40°	-	-
Max. belastning	50	50	35	35
Vikt	8/8,6	9	7	8.8
Sulky ihopfälld (LxBxH)	84x60x36	86x72x33		
Sits ihopfälld (LxBxH)			72x40x22	82x44x27

KIMBA CROSS			
	Underrede	Sits stl. 1 (1-6 år)	Sits stl. 2 (4-10 år)
Handtagshöjd	90-115	-	-
Bredd	66	-	-
Längd	140-170	-	-
Höjd	75-120	-	-
Sittdjup	-	19-31	24-40
Sittbredd	-	20-30	26-35
Underbenslängd	-	19-31	20-37
Ryggstöd - höjd	-	46-66	56-70
Ryggstöd - lutning	-	0° till +90°	0° till +90°
Hjuldiameter (fram/bak)	40/45	-	-
Lutning sitsram	-5° till +30°	-	-
Max. belastning	50	35	35
Vikt	ca 12	7	8.8
Mått ihopfälld (LxBxH)	94x60x32	72x40x22	82x44x27

KIMBA Specialutföranden					
	Kimba Inline underrede	Kimba Lift underrede	Kimba Spider underrede	Sits stl. 1 (1-6 år)	Sits stl. 2 (4-10 år)
Körhandtagshöjd	93-103				
Totalbredd	64	45	56		
Totallängd	ca 120	62 - 78	81		
Höjd		41 - 62	20 - 58		
Sitsvinkling	-30° till 40°	-10° till +25°	-10° till +35°		
Sittdjup				19-31	24-40
Sittbredd				20-30	26-35
Underbenslängd				19-31	20-37
Ryggstöd - höjd				46-66	56-70
Ryggstöd - lutning				0° till +90°	0° till +90°
Hjuldiameter (fram/bak)	20/25				
Belastning	50	50	50	35	35
Total max brukarvikt	50				
Vikt	10.6	ca 6	ca 13	7	8.8
Mått ihopfälld (LxBxH)	90x64x48			72x40x22	82x44x27

Reservation för tekniska ändringar!



Eco Buggy



Start M6

Andra barnhjälpmedel



Dino 3




Avantgarde Teen 2



Skippi



Nurmi Neo



Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock Scandinavia AB

Box 623 • 601 14 Norrköping • tel. +46 11 280600 • info@ottobock.se • www.ottobock.se