

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



LEO med standardklädsel Paint

LEO – typiskt Otto Bock

LEO är en ny smidig sulkyvagn från Otto Bock i 2 storlekar och för barn med medelsvåra sittproblem.

LEO har ställbart sittdjup och sittvinkel, vändbar sits. Ryggvinkel och benstöd vinklas samtidigt.

Tillbehören för LEO passar även för Kimba Spring.

Vid transport så kan ryggen fällas ner för att erhålla ett smidigt transportmått.

Läcker design och låg vikt är standard



LEO



Sits monterad mot färdriktning



Steglös ryggvinkling-benstödsinkling



Sol/regntak med regnskydd



Ställbart sittedjup i 3 lägen



Åkpåse



Länkhjulsvariant med riktningsslås



Transportmått

Leo är en mångsidig vagn för barn med medelstora sittproblem. Stabilt chassi (från Kimba Spring) i aluminium och en smidig sittenhets med justeringsmöjligheter som ger en lång användningstid, bra positionering och enkelt handhavande. Vinkeljustering av sittenhetsen samt att den kan monteras både i och emot färdriktningen är andra unika egenskaper med LEO. Tillbehören för LEO passar även Kimba Spring Smidig att använda och enkel att transportera.

Leo i detalj

- Storlek 1 med fasta eller länkbara framhjul
- Storlek 2 med länkhjul
- Kullagrade massiva hjul
- Smidig sits med fasta ytor för bra sittande
- Sidostöd med fast kärna
- Sits monterad i eller emot färdriktning
- Rygg och benvinkling sammankopplad
- Ställbart sittedjup
- Hög rygg, fällbar vid transport
- Ställbar sitsvinkel **10**, 20, 30 grader
- Steglös justering av underbenslängd
- Varukorg och riktningsslås är standard
- Funktionella tillbehör

OBS! Standardklädseln heter Paint och framgår av stora bilden på sida 1. Klädseln på småbilderna heter Graffiti Blue och kan fås mot förfrågan.

Tekniska data

	Körbygel, höjd cm	Totalbredd cm	Totallängd min. (sits i färdriktning) cm	Totallängd max. (sits i färdriktning) cm
Storlek 1	76 - 114	60 / 62	86	112
Storlek 2	76 - 114	72	90	116
	Hjuldiameter fram cm	Hjuldiameter bak cm	Transportmått (sits i färdriktning) cm	Transportmått (sits mot färdriktning) cm
Storlek 1	25 / 20	25 / 25	100 x 60 x 43/ 100 x 62 x 43	84 x 60 x 48/ 84 x 62 x 48
Storlek 2	20	25	102 x 72 x 48	84 x 72 x 48
	Sittedjup cm	Sittbredd cm	Underbenslängd cm	Ryggstödhöjd cm
Storlek 1	25 - 27,5 - 30	27	17 - 32	63
Storlek 2	30 - 32,5 - 35	32	17 - 37	68
	Vinkling mellan sitt- och ryggyta	Sittvinkling	Max belastning	Vikt
Storlek 1	90° till 120°	10° , 20°, 30°	40 kg	12,5 / 13 kg
Storlek 2	90° till 120°	10° , 20°, 30°	50 kg	14,5 kg

Fetmarkerade uppgifter är standardinställningar