

Otto Bocks nya ultralätta rullstol Minny är utvecklad för de minsta barnen. De barn som annars inte skulle haft möjligheten att tidigt få påbörja sitt rullstolsåkande. Minny är med egenskaper som låg vikt, stora anpassningsmöjligheter och tuff design en självklar vinnare för både barn, föräldrar och personal. Minny: För de små och aktiva



MINNY



QUALITY FOR LIFE



*Lätt
och
Aktiv*

Ramfärger:

RAL 1023
Signal-gul

RAL 3027
Hallon-röd

RAL 3001
signal-röd
standard

Röd-glitter*

RAL 4008
Signal-voilett

RAL 4005
Blå-lila

RAL 5018
Turkos-blå

Grönblå-glitter*

RAL 6024
Signal-grön

Jeans-metallic

Saturn-
blåmetallic

Blå-glitter

Djuphavs-blå
Standard

Silver

Shimano-matt

RAL 9005
Svart

Silver-glitter

Fleo-grön

Fleo-gul

Fleo-orange

Minny: För de små och aktiva.

Att träna motorik och balans är en viktig del i barns utveckling. Att kunna förflytta sig själv är också av stor betydelse. **Minny** möjliggör detta. Det stabila sittskalet gör att även barn med sämre stabilitet tidigt kan börja använda rullstol.

En lätt aluminiumram med bred framram och inbyggt tippskydd gör **Minny** säker att använda och bidrar till barnen själva utan ansträngning kan förflytta sig. Fotplattan kan justeras i vinkel och i höjddled. En stabil sättenhet som kan vinklas, höjddjusteras och som möjliggör abduktion i sittandet. **Minny** finns i 3 olika sittbredder, 20, 22 och 24 cm. Sittdjup från 16 till 30 cm.

För barn med speciella behov vid sittandet finns **Minny 2** där sättenheten individuellt kan anpassas. Sättenheten har då sittdjup och rygghöjd 30 cm och finns i sittbredd 20, 22 och 24 cm.

Minny kan utrustas med avtagbar körbygel, ekerskydd med greppkant och friktionsbroms.


Mått-tabell för Minny. (alla mått i cm om ej annat angivet).

Tekniska data										
modell	sittbredd	sittdjup	rygghöjd	sitthöjd fram-bak	bredd	totalhöjd	längd	vikt*från/ max.belastning	ryggvinkel	underbenslängd**
Minny	20, 22, 24	20 - 30	20 - 30	33 - 38 31,5 - 37,5	40 - 44	49 - 64	61	4 kg/ 25 kg	90°	0 - 26



Tillbehör: Avtagbar körbygel med vinkeljustering

Tillbehör: Ekerskydd med greppkant



Tillbehör: Friktionsbroms



Fördelar:

- Optimala köregenskaper
- Stabil och säker
- Individuella inställningar
- Funktionellt utförande
- Vikt från 4 kg
- För inne och utbruk