

## Minny



Jag önskar härmed:

Beställa

Få kostnadsförslag

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Beställare: \_\_\_\_\_ Telefax: \_\_\_\_\_

Märkning: \_\_\_\_\_

### Ultralätt barnrullstol

Best. Nr.: 480A35=00000


Best. Nr.: 480A35=10000

#### Grundutförande Minny 1

- Stabil lättmetallsram med bred framram
- Vinkel och höjjusterbar fotplatta
- Sittskal med abduktionsform
- Massiva Länkhjul 80 mm
- 18" Drivhjul med dubbelkammarfälg
- 9 graders cambervinkel
- Tippskydd

#### Grundutförande Minny 2 (för anpassning)

- Stabil lättmetallsram med bred framram
- Vinkel och höjjusterbar fotplatta
- Sittskal (ST 30, RH 30, SB 20, 22 alt 24 cm)
- Massiva Länkhjul 80 mm
- 18" Drivhjul med dubbelkammarfälg
- 9 graders cambervinkel
- Tippskydd



Sittbredd (SB) i cm	Sittdjup (ST) i cm (endast Minny 1)	Rygghöjd (RH) i cm (endast Minny 1)	Underbenslängd (UL) i cm, max 29 cm Sittdynans tjocklek (DI) = 3 cm
<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25	Underbenslängd (UL) _____ cm

#### Ramfärger Standard 481A00=SX000

Silvermetallic

Alternativa ramfärger mot förfrågan och tillägg 481A00=SX110\*

\*= Tillvalsutrustning

<b>Tillbehör</b>	<b>Best. Nr.</b>	<b>Antal</b>
<input type="checkbox"/> Körbygel, Höjddjusterbar och avtagbar*	481D35=SK010	St.
<input type="checkbox"/> Broms*	481H35=PK017	2 St.
<input type="checkbox"/> Ekerskydd med greppkant, Motiv Minny Tiger*	481G35=SK003	2 St.
<input type="checkbox"/> Sittdyna 3 cm*	481C35=ST011	St.
<input type="checkbox"/> Överdrag, sittdyna, svart*	481C35=SV006	St.
<input type="checkbox"/> Ryggdyna, 3 cm*	481C35=ST014	St.
<input type="checkbox"/> Överdrag, Ryggdyna, svart*	481C35=SV007	St.
<input type="checkbox"/> Airman pump*	481G00=ST305	St.
<input type="checkbox"/> Höftbälte, 25 mm*	481C35=SK017	St.
<input type="checkbox"/> Höftbälte, 35 mm*	481C35=SK018	St.

\*= Tillvalsutrustning