

Switch Attack

Best. Nr. 480F02=20000

Max. brukarvikt: 120 kg



Jag önskar härmed: Beställa
 Få kostnadsförslag

Firma: _____ Datum: _____


Adress: _____ Telefon: _____

Beställare: _____ Fax: _____

Märkning: _____ E-mail: _____

Grundutförande

- Lättmetallram, Ryggbygel djup 5.5 cm
- Höjd- och vinkel-ställbar fotplatta
- Fällbart, och vinkeljusterbart ryggstöd, -15°/ +27°
- Undanvikbara sidoskydd
- Cambervinkel 3°, valbar från 0° till 6°
- Sportfälg med högtrycksdäck 24" x 1
- Anpassningsbar ryggläddsel
- Länkhjul 5"



Sittbredd (SB) i cm	Sittdjup (SD) i cm	Rygghöjd (RH) i cm	UL-DI från 17 cm till 52 cm
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	Underbenslängd (UL) _____ cm
<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45	Sittdynans tjocklek (DI) _____ cm

Ramfärg

1-färg standard
481A00= SX000
 Silvermetallic

Alternativa ramfärger
481A00= SX110
(alternativa färger mot förfrågan)
Tillvalsutrustning

Klädsselfärg

Nylon
 svart
(alternativa färger mot förfrågan)

Ramtillbehör (mot pristillägg)

Tillbehör	Alternativ	Artikelnr	Status
Tippskydd, infällbart	<input type="checkbox"/> höger <input type="checkbox"/> vänster	481A02=SK114	pristillägg
Tippskydd, sport:	<input type="checkbox"/> 24"	481A02=SK190	pristillägg
	<input type="checkbox"/> 26"	481A02=SK210	pristillägg

Fotplatta

Fotplatta	Artikelnr	Status
<input type="radio"/> Hel fotplatta, standard	481B02=SK120	pristillägg
<input type="checkbox"/> Hel fotplatta, sport/kort UL	481B02=SK030	pristillägg

= Standardutrustning

Sittdyna		Artikelnr	
<input type="checkbox"/>	Basic-Line Cubic-foam	476C00=SK100	pristillägg
<input type="checkbox"/>	Basic-Line Combi-foam	476C00=SK200	pristillägg
Rygg/körhandtag		Artikelnr	
<input type="radio"/>	Anpassningsbar ryggklädsel utan körhandtag	481D00=SK315	
<input type="checkbox"/>	Körhandtag, höjjusterbart	481D05=SK006	pristillägg
Sidoskydd/Armstöd		Artikelnr	
<input type="radio"/>	Sidoskydd, standard	481E02=SK030	
<input type="checkbox"/>	Armstöd höjjusterbart, kort dyna	481E02=PK045	pristillägg
Länkhjul (sitthöjd enligt tabell)		Artikelnr	
<input type="radio"/>	5" massiva, standard 125x32	481F00=SV305	
<input type="checkbox"/>	6" massiva 150x33	481F00=SV308	
<input type="checkbox"/>	140 mm massiva 140x45	481F00=SV310	
<input type="radio"/>	Standard länkhjulsgaffel		
<input type="checkbox"/>	Kort länkhjulsgaffel (-3 cm)	481F08=SE034	pristillägg
<input type="radio"/>	Gaffelfästning, standard	481F08=PK004	
<input type="checkbox"/>	Gaffelfästning Quick-release	481F08=PK104	pristillägg
Drivhjul (med Quick-release)			
<input type="radio"/>	24" Hjul, standard	481G00=SV022	
<input type="checkbox"/>	26" Hjul	481G00=SV026	pristillägg
<input type="checkbox"/>	24" Spox-hjul	481G00=SV290	pristillägg
<input type="checkbox"/>	Hjulaxel, Tetra-assist (ej Spox-hjul)	481G00=SK005	pristillägg
Däck		24"	26"
	Högtrycksdäck, finmönstrat x1"	<input type="radio"/> 481G00=SK431	<input type="checkbox"/> 481G00=SK435
	Högtrycksdäck, grovmönstrat x1"	<input type="checkbox"/> 481G00=SK434	
Drivringar		24"	26"
	Aluminum, svart	<input type="radio"/> 481G00=SS824	<input type="checkbox"/> 481G00=SS826
	Gummerad	<input type="checkbox"/> 481G00=SU824	<input type="checkbox"/> 481G00=SU826 pristillägg
	Rostfri	<input type="checkbox"/> 481G00=SP834	<input type="checkbox"/> 481G00=SP836 pristillägg
	Titan	<input type="checkbox"/> 481G00=SP854	pristillägg
	Top Grip	<input type="checkbox"/> 481G00=ST824	pristillägg
	Gummerat överdrag (2st)	<input type="checkbox"/> 481G00=ST454	pristillägg
	Drivringarposition:	<input type="radio"/> Standard	<input type="checkbox"/> Offset
Ekerskydd		24"	
	Triangel	<input type="checkbox"/> 481G00=SK734	pristillägg
	Street	<input type="checkbox"/> 481G00=SK774	pristillägg
	Transparent	<input type="checkbox"/> 481G00=SK702	pristillägg
För 26" hjul använd ekerskydd 24"! Ej möjligt med 24" Spox-hjul!			
Camberinställning	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="radio"/> 3°	<input type="checkbox"/> 6°
Broms		Artikelnr	
<input type="radio"/>	Standard	471H00=PK060	
<input type="checkbox"/>	Broms, fällbar	481H00=PK070	pristillägg
<input type="checkbox"/>	Bromsspaksförlängare (2 st)	481H08=SK028	pristillägg
Övriga tillbehör		Artikelnr	
<input type="checkbox"/>	Höftbälte med plastspänne	446B1=2-7	pristillägg
<input type="checkbox"/>	Höftbälte med metallspänne	446B10=2-7	pristillägg
<input type="checkbox"/>	Verktygssats	481A00=SK135	pristillägg
Övriga utföranden mot förfrågan!			